

Pregão Eletrônico

Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 302021

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 39 - Câmara Conservação Qtde Solicitada: 6 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 72.378,0000

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

| CNPJ/CPF | Razão Social/Nome | Qtde Ofertada | Melhor Lance (R\$) | Data do Último Lance | Valor (R\$) Negociado | Situação Proposta | Anexo |
|---|--|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| 00.660.664/0001-87 | H M LINCK | 6 | 45.000,0000 | 01/12/2021 09:55:18:587 | | | |
| Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100/140 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE EXTERNO) EM ACO/FERRO PINTADO. MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO. TEMPERATURA ENTRE + ...</u> Consultar Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado | | | | | | | |
| 12.561.319/0001-75 | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 6 | 54.000,0000 | 01/12/2021 10:11:29:417 | | | |
| Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Modelo / Versão: NI 1760/120 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - material de confeccão (gabinete externo) em aço/ferro pintado. material de confeccão (gabinete interno) em polipropileno. temperatura entre + 2°C e + 8°C. ...</u> Consultar Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado | | | | | | | |
| 81.618.753/0001-67 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 6 | 55.260,0000 | 01/12/2021 09:52:44:190 | | | |
| Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV120 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MARCA: ELBER MODELO: CSV120. - material de confeccão (gabinete externo) em aço/ferro pintado. material de confeccão (gabinete interno) em polipropileno. tem...</u> Consultar Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado | | | | | | | |
| 78.589.504/0001-86 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | 6 | 59.500,0000 | 01/12/2021 10:11:28:757 | | | |
| Marca: INDREL Fabricante: INDREL Modelo / Versão: RVV11D Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>MARCA/FABRICANTE: INDREL - MODELO: RVV11D - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de medicamentos...</u> Consultar Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP: Não Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado | | | | | | | |
| 22.228.679/0001-03 | OP QUIRINO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL | 6 | 72.300,0000 | 01/12/2021 09:00:05:557 | | | |
| Marca: ELBER GELADEIRAS Fabricante: ELBER GELADEIRAS Modelo / Versão: CSV 120 Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Câmara Conservação Temperatura; Registrador Contínuo De</u> Consultar | | | | | | | |

Temperatura 2 A 6°C . Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias . Características Adicionais: Porta De Vidro . Capacidade Armazenagem:...

Porte da Empresa: ME/EPP

Declaração ME/EPP: Sim

Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não

Situação Convocação Etapa Fechada: Não Convocado

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes:

[Menu](#) [Voltar](#) [Cancelar Item](#) [Aceitar Proposta](#) [Recusar Proposta](#) [Negociar Valor](#) [Convocar Anexo](#)
[Encerrar Convocação](#) [Em Análise](#) [Chat](#)

Pregão Eletrônico

* Julgamento de Propostas

UASG 927538 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO

Pregão nº: 302021

Modo de Disputa: Aberto/Fechado

Selecione a proposta para efetuar o julgamento:

Item: 72 - **Câmara Conservação** Qtde Solicitada: 2 Qtde Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R\$ 24.126,0000

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 39)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -

| CNPJ/CPF | Razão Social/Nome | Qtde Ofertada | Melhor Lance (R\$) | Data do Último Lance | Valor (R\$) Negociado | Situação Proposta | Anexo | Proposta Item Principal |
|---|---|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 00.660.664/0001-87 | H M LINCK | 2 | 15.000,0000 | 01/12/2021 10:54:15:317 | | | | |
| <p>Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT-1100/140</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE EXTERNO) EM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE + ...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado</p> | | | | | | | | |
| 12.561.319/0001-75 | NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 2 | 18.000,0000 | 01/12/2021 10:54:06:137 | | | Consultar | Não |
| <p>Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Modelo / Versão: NI</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - material de confeccão (gabinete externo) em aço/ferro pintado, material de confeccão (gabinete interno) em polipropileno, temperatura entre + 2°C e + 8°C...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado</p> | | | | | | | | |
| 22.228.679/0001-03 | OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL | 2 | 20.099,0000 | 01/12/2021 10:41:28:703 | | | | |
| <p>Marca: ELBER GELADEIRAS Fabricante: ELBER GELADEIRAS Modelo / Versão: CSV 120</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: <u>Câmara Conservação Temperatura: Reojstrador Contínuo De Temperatura 2 A 6°C, Aplicação: Armazenamento De Concentrado De Hemácias, Características Adicionais: Porta De Vidro, Capacidade Armazenagem:...</u></p> <p>Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: Sim Participou Convocação Desempate ME/EPP: Não Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado</p> | | | | | | | | |

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

Observações:

Caracteres restantes: 300

Menu: Voltar Cancelar Item Aceitar Proposta Recusar Proposta Negociar Valor Convocar Anexo
Encerrar Convocação Em Análise Chat

idem 72/39



PROPOSTA DE PREÇO

AOS CUIDADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
ESTADO DE GOIÁS - MUNICÍPIO DE CATALÃO

REF: PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

HM LINCK - ME
ROD RS-344, N° 1770, BAIRRO INDUSTRIAL.
CEP 98.794-620 - SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686
E.MAIL: vendashmlinck@gmail.com
CNPJ: 00.660.664/0001-87
I/E: 110/0125245

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0339-5
CONTA CORRENTE: 55702-1

RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE RP

HELENA MARIA LINCK - DIRETORA
RG 4035714692 - CPF 460.382.050-04
RUA ERECHIM, N° 85 - B. TIMBAÚVA
CEP 98781-054 SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686

Prezados Senhores,

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para o Edital em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

ITEM 39 E 72 - CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS / TERMOLÁBEIS / VACINAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES.

MODELO: BT-1100/140

MARCA: BIOTECNO - MANUAL EM PORTUGUÊS.

FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | PREÇO UNIT R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-------|------|--|-------------------|--------------------|
| 39 | 6 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO) EM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE + 2°C E + 8°C, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 LITROS (VERTICAL), NÃO POSSUIR DISCADOR DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK) DE NO MÍNIMO 24 | R\$ 12.000,00 | R\$ 72.000,00 |

HM LINCK

Rodovia RS 344 nº1770 - Santa Rosa - RS | CEP 98794-620 | CNPJ 00.660.664/0001-87

☎ (55) 3512-8321

@vendashmlinck@gmail.com

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

| | | | | | |
|----|---|------|---|---------------|---------------|
| | | | HORAS, NÃO POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, DEVERÁ POSSUIR CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. | | |
| 72 | 2 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE EXTERNO) EM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE + 2°C E + 8°C, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 LITROS (VERTICAL), NÃO POSSUIR DISCADOR DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK) DE NO MÍNIMO 24 HORAS, NÃO POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, DEVERÁ POSSUIR CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. | R\$ 12.000,00 | R\$ 24.000,00 |

CAPACIDADE INTERNA - 140 litros.

FUNCIONAMENTO - Bivolt 127/220 VOLTS 50/60 Hz (selecionável por chave seletora).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II – 80573310001.

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA FABRICANTE – 8.05.733-1 (K0146H6L074L).

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA – 8.16.618-8 (PP994X2YWWH9).

GARANTIA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, fornecimento de peças e possíveis falhas.

ACOMPANHA – Manual técnico em português, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento.

VALOR UNITARIO DO ITEM 39: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

VALOR TOTAL DO ITEM 39: R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)

VALOR UNITARIO DO ITEM 72: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

VALOR TOTAL DO ITEM 72: R\$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS)

“Declaramos para todos os fins, que o preço da proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, embalagens, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

HM LINCK

Rodovia RS 344 nº1770 - Santa Rosa - RS | CEP 98794-620 | CNPJ 00.660.664/0001-87

☎ (55) 3512-8321

@vendashmlinck@gmail.com

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
TRANSPORTE E SEGUROS: INCLUSO

SANTA ROSA (RS), 29 DE NOVEMBRO DE 2021.



HM LINCK - ME
HELENA MARIA LINCK
RG 4035714692
CPF 460.382.050-04

00.660.664/0001-87
110/0125245
HM LINCK
Rodovia RS 344, 1770
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS
(55) 99695-6785



PROPOSTA DE PREÇO

AOS CUIDADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
ESTADO DE GOIÁS - MUNICÍPIO DE CATALÃO

REF: PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

HM LINCK - ME
ROD RS-344, N° 1770, BAIRRO INDUSTRIAL.
CEP 98.794-620 - SANTA ROSA – RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686
E.MAIL: vendashmlinck@gmail.com
CNPJ: 00.660.664/0001-87
I/E: 110/0125245

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0339-5
CONTA CORRENTE: 55702-1

RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE RP

HELENA MARIA LINCK – DIRETORA
RG 4035714692 – CPF 460.382.050-04
RUA ERECHIM, N° 85 – B. TIMBAÚVA
CEP 98781-054 SANTA ROSA – RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686

Prezados Senhores,

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para o Edital em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

Apresentamos e submetemos à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares, de Informática, Eletrônicos e Mobiliário, para atender as Emenda Parlamentares n.º 03532.661000/1150-01; 03532.661000/1150-03; 03.532.661000/1160-01;03.532.661000/1160-05; 03.532.661000/1160-10; 03.532.661000/1160-12; 03.532.661000/1160-1303.532.661000/1160-14; 03.532.661000/1160-16; 03.532.661000/1160-18; 03.532.661000/1160-1903.532.661000/1160-20; 03.532.661000/1160-22; 03.532.661000/1160-23; 03.532.661000/1160-24; 03.532.661000/1160-25; 03.532.661000/1180-06, para atender o Município de Catalão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Catalão – Go, conforme estipulado no Termo de Referência, que contém as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo da proposta.

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

ITEM 39 E 72 – CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS / TERMOLÁBEIS / VACINAS, MEDICAMENTOS E REAGENTES.

MODELO: BT-1100/140

MARCA: BIOTECNO - MANUAL EM PORTUGUÊS.

FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIPTIVO | PREÇO UNIT R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-------|------|---|----------------|-----------------|
| 39 | 6 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS - MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE EXTERNO) EM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE + 2°C E + 8°C, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 LITROS (VERTICAL), NÃO POSSUIR DISCADOR DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK) DE NO MÍNIMO 24 HORAS, NÃO POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, DEVERÁ POSSUIR CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. | R\$ 7.500,00 | R\$ 45.000,00 |
| 72 | 2 | Unid | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS - MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE EXTERNO) EM AÇO/FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFECCÃO (GABINETE INTERNO) EM POLIPROPILENO, TEMPERATURA ENTRE + 2°C E + 8°C, PORTA COM VIDRO DUPLO, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 120 LITROS (VERTICAL), NÃO POSSUIR DISCADOR DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK) DE NO MÍNIMO 24 HORAS, NÃO POSSUIR SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, DEVERÁ POSSUIR CONTRA PORTA E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. | R\$ 7.500,00 | R\$ 15.000,00 |

CAPACIDADE INTERNA - 140 litros.

FUNCIONAMENTO - Bivolt 127/220 VOLTS 50/60 Hz (selecionável por chave seletora).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II – 80573310001.

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA FABRICANTE – 8.05.733-1 (K0146H6L074L).

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA – 8.16.618-8 (PP994X2YWWH9).

GARANTIA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, fornecimento de peças e possíveis falhas.

ACOMPANHA – Manual técnico em português, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento.

VALOR UNITARIO DO ITEM 39: R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

VALOR TOTAL DO ITEM 39: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

HM LINCK

Rodovia RS 344 nº1770 - Santa Rosa - RS | CEP 98794-620 | CNPJ 00.660.664/0001-87

☎ (55) 3512-8321

@vendashmlinck@gmail.com



VALOR UNITARIO DO ITEM 72: R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

VALOR TOTAL DO ITEM 72: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

DECLARAMOS

a) Conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento será de acordo com as condições estabelecidas no Edital, o qual conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

b) Que no preço unitário e total de cada item cotado, está incluso todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e outras despesas que incidem sobre o objeto desta licitação.

c) A apresentação de todas as características referente aos Equipamentos Médico Hospitalares, de Informática, Eletrônicos e/ou Mobiliário cotados, com especificações claras e detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital.

e) Cumprir com o prazo de entrega dos Equipamentos Médico Hospitalares, de Informática, Eletrônicos e/ou Mobiliário cotados, eis que 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento e todos outros prazos previstos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

f) Somos cientes de que não será aceito o pedido para a alteração dos valores apresentados por meio desta proposta, sob a alegação de erro, omissão ou quaisquer outros pretextos, visto que a indicação e apresentação dos mesmos são de responsabilidade nossa.

g) Na condição de vencedores, nos comprometemos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a adjudicação e homologação dos itens vencidos, apresentar por meio do endereço eletrônico: cpisaude@catalao.go.gov.br, a planilha de custos e formação de preços recomposta em função do valor vencedor na etapa de lances.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

DECLARA que possui assistência técnica autorizada, sem qualquer custo para o município durante o período de garantia do equipamento, abaixo relacionada para atendimento técnico presencial, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, etc:

CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA

AV GENESIO DE LIMA BRITO 7100

JD. BALNEARIO MEIA PONTE – GOIANIA/GO

cmv.servico@gmail.com / (62) 3233-3597

CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

TRANSPORTE E SEGUROS: INCLUSO

HM LINCK

Rodovia RS 344 nº1770 - Santa Rosa - RS | CEP 98794-620 | CNPJ 00.660.664/0001-87


☎ (55) 3512-8321

@vendashmlinck@gmail.com

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

SANTA ROSA (RS), 01 DE DEZEMBRO DE 2021.



HM LINCK - ME
HELENA MARIA LINCK
RG 4035714692
CPF 460.382.050-04

┌ 00.660.664/0001-87 ┐
110/0125245
HM LINCK
Rodovia RS 344, 1770
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS
└ (55) 99695-6785 ┘

Câmaras para Conservação

Refrigeradores científicos desenvolvidos para o armazenamento de vacinas, sangue e seus componentes, medicamentos, oncológicos e termolábeis.



Sistema de
Emergência para
falta ou
instabilidade de
energia elétrica

2 a 72 horas*



DESCRIÇÃO GERAL

GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente para evitar processos de corrosão com pintura epóxi na cor branca ou aço inoxidável AISI 304 ou 304L. Montado sobre chassis metálico e sapatas niveladoras ajustáveis ou rodízios giratórios traváveis.

GABINETE INTERNO - Construído aço inoxidável AISI 304 ou 304L, polipropileno ou aço galvanizado isento de corrosão, com grades em alumínio galvanizado e revestimento em pintura epóxi na cor branca, prateadas ou pavetas com corrediças telescópicas em aço inoxidável AISI 304 ou 304L, opcionalmente com contra-portas em acrílico transparente.

ILUMINAÇÃO INTERNA - Alargos de lâmpadas LED com acionamento automático quando de abertura da porta e/ou opcionalmente temporizado programável com acionamento externo mesmo com a porta fechada.

INDICAZÃO DE TEMPERATURA - Através de ventilador da unidade de ar forçado com lâmpada axial de mínima de 8" com deslocamento na abertura da porta. Regulagem de ar interno por sistema airflow direcionado para cada porta/gratícula possibilitando maior estabilidade da temperatura interna.

ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 30, 30, 30, 35, 40, 50 mm.

PORTAS - Verticais, metálicas ou de vidro temperado tipo laminado com sistema anti-embussante (foi fog), vedação através de perfil magnético com alarme (funcionando de abertura opcionalmente com chave de segurança fechamento automático, vedação de perfil magnético e jaxeta dupla nos quatro lados. Perfil em alumínio, opcional, de alta resistência a longa vida útil.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético ML, selado de alta capacidade com condensador a ar circulação de pás ecológico B 134 A, sensor de CTC, unidade evaporadora alimentado "air forçado". Sistema de degelo automático seco sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.

PAINEL DE COMANDO - Painel em LCD com touch iluminado com caracteres esportivos localizado na parte superior frontal de fácil acesso, com sistema telefônico integrado em um display único, apresentável de 2°C a 0°C, com taxa incorporados de fácil ajuste, capacidade conexão USB (200 MB) controlado por terminal digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senha. Temperatura controlada automaticamente em 4°C por solução dinâmica para todos os sensores. Chave geral com sistema auto-diagnóstico com supressor de surtos e fuses de proteção. Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento máxima, mínima, data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto, sinalização audiovisual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura, memória para registro dos temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos de conservação diretamente no painel. Memória com data e hora com intervalo de tempo programável dos dados mesmo na falta de energia elétrica com capacidade de labor e salvar referências com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrer na câmara e/ou em seu drive através de conexão USB frontal no painel com armazenamento por até 30 meses. Terminal eletrônico microprocessado com mostrador digital digital da

VERSÃO PREMIUM

Conforme a configuração acima, equipamentos **NÃO** fornecidos de Sistema de Emergência para falta de energia elétrica.

VERSÃO TOP

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 2 a 12 horas, conforme e modelo. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria. **PMASE106** - Controlador de tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência na falta ou instabilidade de energia elétrica. Emite dados de performance da tensão elétrica via data-logger.

* Adicional de fábrica à energia elétrica para acionar a temperatura absoluta de tempo fixo de fábrica.



Rua Paraíba, 413 - Bairro Trindade - São Paulo - SP | Brasil CEP 04761-054
(55) 3513-0884 | 3511-4733 | CNPJ: 04.470.103/0001-76 | IE: 110.0079367 | A/E Arquivo: 72292-09-8
CBEFF Arquivo dispensado conforme BDC ANVISA nº15 de 28/03/2014 (DOU 31/03/2014)
C.R.E.A.: 115473 | Reg Arquivo: 80375310001
ventos@biotecno.com.br | www.biotecno.com.br

temperatura e dos parâmetros. Sistema de tratamento da programação contra mau uso indevido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia do desligamento do equipamento, filtro contra raios eletromagnéticos com -aproximação de 100% e -ruído de 95dB de sensibilidade de 100% -AC ou P&O, opcionalmente. Sistema multi-sensores para leitura da temperatura interna em solução dinâmica. Bateria para manter as funções eletrônicas e acionar alarmes e indicador com monitoramento de 24-48 horas para os equipamentos sem Sistema de Emergência.

ALARMES AUTODIAGNÓSTICOS - Visual e sonoro para temperatura alta (acima de 8°), temperatura baixa (abaixo de 2°) - ou programável pelo usuário - falta de energia elétrica, porta aberta, e/ou ausência do pen drive diretamente no painel, com touch de vedação para silenciar o buzzer por 35 minutos ou ajustável pelo usuário. Simulador de desvios de temperatura e testes de alarme de bateria recarregável.

FALHA DE ENERGIA - Entre 2°C e 8°C, com pumpa fixo em 4°C, ou programável pelo usuário com variação de 1-10°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, armazenadas no display de processos. Ajusta de set point em apenas três passos diretamente comando frontal superior.

SISTEMA DE SEGURANÇA - Terminal instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara de forma robustada, assumindo automaticamente o controle das funções de comando compressor de frio sempre que houver falta no comando eletrônico. Sistema de alta capacidade das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes do controlador que mostram um código de falta, caso encontre algum defeito.

REGISTRADOR FRO - Sistema automático que realiza leituras telefônicas via central telefônica na linha fixa direta, para até nove números (cabineiros ou fones) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica e subnormalizada.

SOPORTE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que permite realizar e prevê de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da Câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular, com saída serial RS 232/485/RS-232 e interface para controle e monitoramento de produção. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração de todos os armários são crioprotetores (inteligentes) SEM COPIANÇA DE INFORMAÇÃO. Sistema de relatórios exportáveis por arquivo com resumo do período, histórico de temperatura, eventos ocorridos, com intervalos programáveis de 1 a 60 minutos.

FUNCIONAMENTO - 110V/127/220 VOLTS 50/60Hz.

REGISTRO DO PROCEDIMENTO ANVISA CLASSE II - 8057330001.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS.

A/E - AUTOMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 305 730-1 (COMANDO 074)

LABORATÓRIO - 12 meses.

| MODELO | CAPACIDADE (LITROS) | ALT/LARGOxPROF (mm) | PRATELEIRAS OU GAVETAS |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| BT-100/20 | 15 litros | 570X450X380 | 2 unidades |
| BT-100/30 | 30 litros | 560X630X370 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/50 | 50 litros | 720X500X520 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/100 | 120 litros | 1280X495X515 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/140 | 140 litros | 1430X600X580 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/240 | 240 litros | 1870X480X520 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/280 | 280 litros | 1900X650X720 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/300 | 300 litros | 1990X595X600 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/340 | 340 litros | 2000X660X730 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/360 | 360 litros | 1950X670X600 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/400 | 400 litros | 2020X650X690 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/420 | 420 litros | 2000X760X790 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/560 | 560 litros | 2000X680X750 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/600 | 600 litros | 2100X670X800 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/700 | 700 litros | 1950X1300X800 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/800 | 800 litros | 1980X1290X820 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/900 | 900 litros | 1900X1315X820 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1000 | 1000 litros | 2010X1350X720 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1350 | 1350 litros | 1900X1978X620 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1500 | 1500 litros | 2010X1978X770 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1700 | 1700 litros | 2000X1978X820 | 8 a 12 unidades |

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Detector de infiltração de água de três a nove níveis, instalado sempre que a câmara abrigar em nível crítico de temperatura, ou aproximadamente falta de energia.
- Porta anti-embussante com vedação tipo ou porta metálica, controle de acesso.
- Copo, ou com vidro, perfil em alumínio com revestimento térmico.
- Kit de alimentação elétrica via placa solar.
- Sistema de controle e separação por cartão magnético.
- Sistema de abertura de porta através de senha eletrônica.
- Perfil-estilo gráfico opcional (incluindo câmaras de temperatura).
- Bateria selada/funcionando: adicional para aumento da autonomia do sistema de emergência para falta de energia elétrica comercial.
- Sistema de alarmes remoto sem fio à distância.
- Kit tratamento de porta.
- Registrador gráfico com carta de 8"
- Impressora térmica com bobina de papel.
- Calorímetro dos controladores de temperatura via IBC (Base Brasileira de Calorímetro).
- Câmbio - portas em acrílico transparente ou aço inoxidável para cada gaveta ou prateleira.
- Controlador de temperatura com sistema PID ou P&O.
- Ventilador com Tampa para realização de testes e qualificação térmica.
- Estabilizador de voltagem.
- Interface de comunicação I2C/P&O - Converter de dados de comunicação Ethernet (Internet ou intranet).
- Sistema para extração de dados via perfil via interface RS 232/RS 485/USB.
- Lâmpada de iluminação de barras de produtos armazenados a controle de acesso.
- Kit de alimentação elétrica via placa solar.
- Sistema de controle e separação por cartão magnético.
- Sistema de abertura de porta através de senha eletrônica.
- Perfil-estilo gráfico opcional (incluindo câmaras de temperatura).
- Bateria selada/funcionando: adicional para aumento da autonomia do sistema de emergência para falta de energia elétrica comercial.
- Sistema de alarmes remoto sem fio à distância.
- Kit tratamento de porta.
- Registrador gráfico com carta de 8"
- Impressora térmica com bobina de papel.
- Calorímetro dos controladores de temperatura via IBC (Base Brasileira de Calorímetro).
- Câmbio - portas em acrílico transparente ou aço inoxidável para cada gaveta ou prateleira.
- Controlador de temperatura com sistema PID ou P&O.
- Ventilador com Tampa para realização de testes e qualificação térmica.
- Estabilizador de voltagem.
- Interface de comunicação I2C/P&O - Converter de dados de comunicação Ethernet (Internet ou intranet).

INNOVATIVE DNA

BIOTECNO
Refrigeradores e Freezers Científicos

CIÊNCIA E EVOLUÇÃO

EM SOLUÇÕES PARA A CADEIA DE FRIO

BIOTECNO
Conservação

CATÁLOGO DE
EQUIPAMENTOS
E TECNOLOGIAS

PESQUISA E TECNOLOGIA.
CONTROLE E PRECISÃO.
GARANTIA E SUPORTE TOTAL.

Desenvolvemos refrigeradores e freezers científicos destinados ao armazenamento seguro de imunobiológicos, sangue e seus componentes, medicamentos e oncológicos.

Com uma indústria 100% brasileira, revolucionamos a conservação de vacinas ao desenvolver o Sistema de Emergência, que mantém o equipamento funcionando por até 72 horas em casos de falta de energia na rede comercial. A Smart Thermal Box, para o transporte seguro de vacinas, sangue, órgãos e medicamentos, foi criada para atender a necessidade de profissionais e empresas da área médica em sua missão de salvar vidas. Conheça neste catálogo os resultados do nosso DNA inovador.



DESCUBRA OS DIFERENCIAIS

EXCLUSIVO DISPLAY B.IOT DATA TECHNOLOGY: PRATICIDADE NO ACESSO AOS DADOS



- Temperaturas de momento, mínima e máxima atingidas
- Falta de energia elétrica comercial
- Porta aberta
- Falha de sensor
- Bateria fraca
- Pen drive ausente
- Alerta de manutenção
- Simulador de alarmes de temperatura
- Controle de tensão da rede elétrica comercial
- Conexão via WiFi
- Falha no sistema de refrigeração
- Indicador de limpeza do condensador

SÉRIE DIFERENCIAIS DECISIVOS

Nesta série de vídeos, explicamos de forma didática por que Biotecno é a melhor escolha, a partir de critérios técnicos.



MAIS TECNOLOGIA

**SEGURANÇA, COMPRESSOR
E HOMOGENEIZAÇÃO (2'26"')**

www.youtube.com/watch?v=gVv8LUF1Qnc



MAIS SEGURANÇA

**A IMPORTÂNCIA DA
QUALIFICAÇÃO TÉRMICA (2'26"')**

www.youtube.com/watch?v=0UCqfWU1CYE



MAIS QUALIDADE

**ACABAMENTO, ERGONOMIA
E ASSISTÊNCIA (2'27"')**

www.youtube.com/watch?v=09QUt88E8og

INOVAÇÃO EM BENEFÍCIO DA VIDA.

EM NOSSA MISSÃO DE CRIAR SOLUÇÕES INOVADORAS PARA A CADEIA DE FRIO, A SEGURANÇA É FATOR PRIMORDIAL.

Além de preservar a saúde e a vida das pessoas, a precisão no armazenamento protege seu patrimônio e seu investimento. Muito além de oferecer equipamentos, nos envolvemos ativamente com o segmento da saúde e, por isso, nos tornamos verdadeiros parceiros de nossos clientes.



LINHA
VACINAS



LINHA
SANGUE



LINHA
LABORATÓRIO



LINHA
FREEZER



LINHA
ULTRAFREEZER



PROJETOS
ESPECIAIS

CONHEÇA NOSSOS EQUIPAMENTOS

SMART THERMAL BOX BT 1100/20

15 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

57A x 45L x 56P (cm) externa

14A x 33L x 18P (cm) interna

Peso 12 kg

Automático 100-240V | Veículo 12VCC

Sistema de emergência para 2 horas



Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica.

SMART THERMAL BOX BT 1100/50

50 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)


96A X 63L X 37P (cm) externa

33A X 27,5L X 50P + 13A X 27,5L+12,5P (cm) interna

Peso 24 Kg

Automático 100-240V | Veículo 12VDC

Sistema de Emergência para 2 horas



BT 1100/80 SOLAR

50 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

114A X 69L X 50P (cm) externa

46A X 44L X 29P (cm) interna

Porta horizontal cega

2 cestos em aço inoxidável

Opcional, sistema de emergência para 48 horas



BT 1100/80

50 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

72A X 50L X 54P (cm) externa

43A X 42L X 52P (cm) interna

2 prateleiras

Porta vidro duplo

Opcional, sistema de emergência para 12 horas





BT 1100/140

140 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

1444 X 60L X 57P (cm) externa

78A X 46L X 44P (cm) interna

2 a 3 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência para 24 ou 48 horas



BT 1100/280

280 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)


201A X 69L X 64P (cm) externa

107A X 53L X 51P (cm) interna

4 a 5 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência para 36 ou 48 horas



BT 1100/340

340 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

201A X 66L X 73P (cm) externa

108A X 52L X 60P (cm) interna

4 a 5 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 36, 48 ou 72 horas



MAIS TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Biotecno é evolução aplicada a refrigeradores e freezers científicos. Investimos em pesquisa e desenvolvimento para trazer ao mercado equipamentos com a mais alta tecnologia. Conectados à tendência Internet of Things - IOT, os equipamentos podem ser gerenciados remotamente, além de fornecer relatórios e gráficos de performance. Conheça as tecnologias e acessórios que podem ser aplicados a qualquer modelo Biotecno.

SISTEMA DE SEGURANÇA REDUNDÂNCIA TOTAL

Sistema de controle de temperatura instalado paralelamente ao comando principal, com sensoramento próprio, que assume automaticamente o controle de temperatura da câmara sempre que houver falha no sistema de comando principal ou até mesmo um desvio de temperatura (acima de 7,5°C) ou (abaixo de 2,5°C) ocorridos por qualquer razão, atuando verdadeiramente com um "anjo da guarda". Este sistema também possui um software exclusivo para extração de relatórios de performance com dados criptografados que garante total imparcialidade na aquisição dos dados.



GABINETE EXTERNO

Tipo vertical ou horizontal construído em aço inoxidável, ABS de alta resistência ou chapas de aço tratado quimicamente com pintura epóxi. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.

GABINETE INTERNO

Construído em aço inoxidável, ABS de alta resistência, polipropileno ou chapas de aço galvanizado com revestimento epóxi. Dotados de prateleiras, cestos, gavetas com corrediças telescópicas e contraportas em acrílico transparente.

ILUMINAÇÃO INTERNA

Em LED, com acionamento automático quando da abertura da porta e/ou temporizada programável com acionamento externo mesmo com a porta fechada.

HOMOGENEIZADOR DE TEMPERATURA

Homogeneização do ambiente interno através de ventiladores tipo linear ou axial com desligamento automático quando da abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO

Em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC, espessuras de 30 a 100 mm.

PORTAS

Tipo verticais ou horizontais, totalmente cegas em aço inox ou aço galvanizado com revestimento epóxi opcionalmente com visor de vidro triplo, totalmente em vidro duplo ou triplo

com sistema antiembaçante (no fog) com perfil de alumínio ou PVC, com vedação através de perfil magnético, puxadores anatômicos, sistema de travamento com chaves ou senha eletrônica e biométrica, dotadas de alarme temporizado de abertura.

REFRIGERAÇÃO

Através de compressor hermético com circulação de gases ecológicos R-134A e R-404A, ambos isentos de CFC, unidade evaporadora do tipo ar forçado, sistema de degelo automático com evaporação do condensado.

PAINEL DE COMANDO

Montado na parte superior frontal, podendo ser do tipo membrana com teclas soft touch ou touch screen. Controlador eletrônico microprocessado com display em LCD/BIG. Entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance. Tecla de iluminação. Tecla para acesso ao MENU de programação. Tecla para silenciar alarmes. Sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido através de senha diretamente no painel. Sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Sistema de checagem automática da programação. Equipada com até 08 sensores do tipo NTC ou PT-100 (com possibilidade de expansão) imersos em solução diatérmica e no ar, dotados de filtros eletrônicos. Bateria selada para manter o display com as funções eletrônicas, permitindo acionamento dos alarmes e discador telefônico quando houver falta de energia elétrica comercial.



INDICAÇÃO VISUAL NO PAINEL

Apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, indicação de porta aberta, falta de energia elétrica comercial, falha de sensor, bateria fraca, pendrive ausente, alerta de manutenção.

ALARMES AUDIOVISUAIS

Temperatura baixa, temperatura alta ajustável pelo usuário. Alarmes de falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos ou ajustável pelo usuário. Equipado com simulador de alarmes.

FAIXA DE TRABALHO

Mínima de 2°C e máxima de 8°C para vacinas, 2°C a 6°C para sangue e seus componentes ou ajustável pelo usuário, com variação de $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
-10°C a -35°C congelamento e -50°C a 86°C ultracongelamento.

SISTEMA DE SEGURANÇA

Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio caso haja alguma falha no comando eletrônico.

DISCADOR

Sistema automático que envia alerta de temperatura fora da faixa programada ou falta de energia elétrica para até nove números pré-programados utilizando linha direta, ramal de central telefônica ou discador celular.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

Emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet com saída serial RS 232/485/DB-25 e interface para controle e monitoramento de produto.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA (OPCIONAL)

Backup de energia elétrica produzido por baterias seladas ou do tipo estacionárias que podem manter a câmara em pleno funcionamento, inclusive o compressor de frio, através de inversores de voltagem com autonomia que podem variar entre 2 e 72 horas (ou mais com incremento de baterias).

CONTROLADOR DE TENSÃO (OPCIONAL)

Monitora e aciona o Sistema de Emergência na falta ou instabilidade de energia elétrica. Emite dados de performance da tensão elétrica via data-logger.

FUNCIONAMENTO

110-127/220 volts 50/60 Hz.

GARANTIA DE 12 MESES

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - 80573310001
AFE ANVISA - K0146H6L074L

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pen drive, calibração, discador celular, kit chave na porta, blocos criogênicos, adesivos personalizados, kit solar, sistema de emergência, controlador de tensão, qualificação térmica, tela touch screen.



BT 1100/420

420 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

198A X 74L X 87P (cm) externa

130A X 59,5L X 54,5P (cm) interna

4 a 7 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 30 horas



BT 1100/560

560 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

198A X 75L X 87P (cm) externa

130A X 60L X 73P (cm) interna

4 a 7 prateleiras ou gavetas

Porta em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 24 horas



MODULAR

BT 1100/1000

1000 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

202A X 136L X 70P (cm) externa

135A X 121L X 61P (cm) interna

10 a 12 prateleiras ou gavetas

2 portas em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 12 ou 24 horas



*Equipamento modular pode ser montado in loco no cliente quando houver difícil acesso.
Para descrição completa do produto, consultar a ficha técnica.

BT 1100/1500

1500 litros

2° a 8°C (ou 2° a 6°C sangue)

202A X 797L X 70P (cm) externa

135A X 182L X 63P (cm) interna


12 prateleiras ou gavetas

3 portas em vidro triplo

Opcional, sistema de emergência 12 ou 24 horas



MODULAR



FREEZER

BT 1200/300 BT 1200/560

304, 360 litros

-10° a -35°C

Sistema de gerenciamento

Porta de vidro triplo

Duplo automático

Revestimento interno em aço inoxidável ou galvanizado

*Equipamento modular pode ser montado in loco no cliente quando houver difícil acesso.
Para informações completas de produtos, consulte a ficha técnica.



BT 1300/335
BT 1300/520

335,520 litros

-50° a -86°C

Porta metálica opaca

Contraportas internas individuais

220 volts 50/60 Hz


Revestimento interno em aço inoxidável

Software de gerenciamento

Para descrição completa do produto, consulte a ficha técnica

PROJETOS ESPECIAIS DESENVOLVEMOS O EQUIPAMENTO SOB MEDIDA PARA VOCÊ.

A Biotecno desenvolve projetos especiais, adaptados à sua necessidade específica. Equipamentos customizados, modulares e que se adaptam a qualquer necessidade. Fale conosco e nosso Departamento de Engenharia irá desenvolver a solução que você precisa.



OS DIFERENCIAIS BIOTECNO REFORÇAM O CONCEITO DE REFRIGERAÇÃO SMART



SISTEMA DE EMERGÊNCIA - Reconhecida nacionalmente por seu caráter inovador, a Biotecno despontou no mercado após a criação da solução para o problema da falta de energia elétrica. O Sistema de Emergência mantém o equipamento em funcionamento na falta de energia por até 72 horas, dependendo do modelo.



HOMOGENEIZAÇÃO - O sistema de refrigeração por ar forçado garante a perfeita homogeneização da temperatura do material armazenado.



AÇO INOXIDÁVEL - A utilização de materiais nobres na fabricação, como o aço inoxidável, proporciona perfeita assepsia e sofisticado acabamento.



SOFTWARE - A tecnologia embarcada no refrigerador permite o acesso pelo usuário através de software, sem cobrança de mensalidade.



GERENCIAMENTO À DISTÂNCIA - Permite a emissão de gráficos e relatórios com o acompanhamento em tempo real.



CONTROLADOR DE TENSÃO - Para proteção do equipamento quando houver instabilidade de energia com acionamento do Sistema de Emergência. Emite dados de performance via software.



DISCADOR AUTOMÁTICO - Para aumentar a segurança, todos os equipamentos são dotados de discadores telefônicos acionados em situações críticas de temperatura.



KIT DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR - Todos os modelos podem opcionalmente trabalhar com o fornecimento de energia por placas fotovoltaicas.

A MAIOR REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SEGMENTO NO PAÍS

Somos mais de 50 assistências técnicas autorizadas em todo Brasil.
Localize em www.biotecno.com.br



SUORTE TÉCNICO GRATUITO
POR ACESSO REMOTO PARA TODA A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, MESMO FORA DO PERÍODO DE GARANTIA.



WWW.BIOTECNO.COM.BR

  BIOTECNO REFRIGERAÇÃO MÉDICA

 **BIOTECNO**
Refrigeradores e Freezers Científicos

Conserving Life

TENHA A SEGURANÇA DA MARCA DE
REFRIGERAÇÃO MÉDICA E CIENTÍFICA
MAIS PREMIADA DO BRASIL



ENTRE EM CONTATO E NOSSOS
CONSULTORES IRÃO ORIENTAR A
ESCOLHA DO EQUIPAMENTO IDEAL.

 55 98423 1703 | 55 98402 5185 | 55 98421 0981

TEL.: +55 55 3513 0686 | 55 3511 4733

vendas@biotecno.com.br

SANTA ROSA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL

CEP 98781-054 | CNPJ 04.470.103/0001-76 | NCM 84185090 Ex01

ANVISA BRASIL 80573310001 - K0146H6L074L



Câmaras para Conservação

Refrigeradores científicos desenvolvidos para o armazenamento de vacinas, sangue e seus componentes, medicamentos, oncológicos e termolábeis.

BIOTECNO
Refrigeração Médica

Conserving Life



Sistema de
Emergência para
falta ou
instabilidade de
energia elétrica

2 a 72 horas*



www.biotechno.com.br | vendas@biotechno.com.br

Telefone (55) 3513-0686 / 3511-4733 - Santa Rosa - RS | Brasil

DESCRIÇÃO GERAL

SABONETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em chapas de aço tratado quimicamente para evitar processos de corrosão com pintura epóxi na cor branca ou aço inoxidável AISI 430 ou 304. Montado sobre chassis metálico e suportes, invólucros resistentes ou rodízios práticos/travantes.

SABONETE INTERNO - Construído aço inoxidável AISI 430 ou 304, por grinalha ou aço galvanizado isento de corrosão, com grades em alumínio polido/inoxidáveis e revestimento em pintura epóxi na cor branca, prateleiras ou gavetas com corrediças telescópicas em aço inoxidável AISI 430 ou 304, opcionalmente com contraportes em acrílico transparente.

LUMINOSIDADE INTERNA - Através de lâmpadas LED com acionamento automático quando há abertura da porta/ou opcionalmente temporizado programável com acionamento externo mesmo com a porta fechada.

ADUJAMENTO DE TEMPERATURA - Através de ventilador da unidade de ar forçado com hélice axial de 8" com deslocamento na abertura da porta. Circulação de ar interno por sistema de fluxo direcional para cada gaveta/prateleira possibilitando maior estabilidade da temperatura interna.

SOLAMENTO TÉRMICO - Em polímero injetado de alta densidade, com espessura de 30, 70, 75, 100, 100 mm.

PAINEL - Vertical, metálico cego, de vidro duplo triplex com sistema anti-embaciamento (no fog), vedação através de perfil resiliante com acrílico temperado de abertura. Opcionalmente com chaves para fechamento automático, vedação de perfil magnético e gaveta dupla nos painéis laterais. Perfil em alumínio, opcional, de alta resistência à longa vida útil.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético A.C. selado de alta capacidade com condensação a ar circulação de gás refrigerante R 604 A isento de CFC, unidades evaporadora autolubrificada tipo "air forçado". Sistema de degelo automático seco sem interrupção no período da temperatura, com vaporização do condensado. Tempo frontal basculante para limpeza do sistema metálico e filtros.

PAINEL DE COMANDO - Painel em LCD com fundo iluminado com LEDs e unidades expandidas localizadas na parte superior frontal de fácil acesso, com sistema eletrônico integrado em um display único, programável de 2°C a 8°C com toda incorporação de fácil ajuste, capacidade conexão USB E PDA (para conexão por terminal de digital microprocessado programável com ajustes dos parâmetros através de senso, temperatura controlada automaticamente em 4°C por atuação eletrônica para todos os armários. Chave geral com sistema anti-embaciamento com supressor de surtos e fúelvel de proteção. Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento máxima, mínima, data e hora, nível de carga de bateria, desatuação de alarmes em forma de texto, sinalização áudio-visual da porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura, memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos de tempo controladora diretamente no painel. Memória com data e hora com intervalo de tempo programável dos dados mesmo na falta de energia elétrica com capacidade de backup e salvar relações com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrerem na conservadora a ser lido através de conexão USB frontal no painel com acionamento por até 30 anos. Terminal eletrônico microprocessado com mostrador digital decimalizado

VERSÃO PREMIUM

Conforme a configuração acima, equipamentos **NÃO** óbvios de Sistema de Emergência para falta de energia elétrica.

VERSÃO TOP

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ca), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 2 a 72 horas, conforme o modelo. Montado na parte inferior da câmara, com gaveta móvel para a bateria* PHASELOCK - Controlador de tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência na falta ou instabilidade de energia elétrica. Emitir dados de performance da tensão elétrica via data-logger.

* A instalação do Sistema de Emergência poderá ser feita à temperatura ambiente e do tempo de teste da bateria.



Rua Fracalço, 613 - Bairro Embaixada - São Paulo - SP | Brasil CEP 08721-054
(085) 2513-0686 | 35111-4733 | CNPJ: 04.470.103/0001-74 | IE: 110.0079267 | AVE AVISO: 72772/09-B
C.B.A.: 115473 | Reg AVISO: 469733/0001
www.biotechno.com.br

temperatura e dos parâmetros. Sistema de travamento da programação contra mau uso inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou deslocamento do equipamento. Filtro contra ruído eletromagnético com representação de data e horário. Display de zero a 99.999. ou P100, opcionalmente. Sistema multi-sensores para leitura da temperatura interna em solução automática. Bateria para manter as funções eletrônicas e acionar alarmes e desligar com monitoramento de 24 a 48 horas para os equipamentos sem Sistema de Emergência.

ALARMES INDIVIDUAIS - Visual e sonoro para temperatura alta (acima de 8°), temperatura baixa (abaixo de 2°), ou programado pelo usuário - falta de energia elétrica, porta aberta, vibração excessiva de um drive de travamento no painel, com LEDs de indicação para avisar o usuário por 15 minutos ou ajustável pelo usuário. Somador de dados de temperatura e testes de alarme. Botão de bateria recarregável.

FAIXA DE TEMPERATURAS - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, apresentadas no display de processos. Ajuste de set point em apenas três passos através do comando frontal superior.

SISTEMA DE SEGUANÇA - Armazenado instalado em paralelo ao controlador eletrônico de câmara, de forma redundante, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema de teste check-up das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes de conservadora que mostrará um código de falha caso encontrar algum defeito.

INTELAÇÃO PDA - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até nove números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento adquirir por temperatura crítica e ou bateria baixa.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Aplicativo para gerenciamento que envia indícios e gráficos de desempenho, incluindo retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular, com saída serial RS 232/485/08-25 e interfaces para controle e monitoramento de produto. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração de dados armazenados, são empregados protocolos (protocolos). SEM (SISTEMA DE EMERGÊNCIA). Sistema de leitura exportável por pendrive com resumo do período, histórico de temperatura, eventos ocorridos, com intervalo programáveis de 1 a 60 minutos.

FUNIONAMENTO - 800V 127/220 VOLTS 50/60Hz.

REGISTRO DO PRODUTO NA AVISA-CLASSE - 085/2310000.

MANUAL DE PROGRAMAÇÃO EM PORTUGUÊS

AFT - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - 805 733-1 (085/0707074)

GARANTIA - 2 meses.

| MODELO | CAPACIDADE (LITROS) | ALT/LARGX/PROF (mm) | PRATELEIRAS OU GAVETAS |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| BT-100/20 | 15 litros | 570X450X380 | |
| BT-100/30 | 30 litros | 560X630X370 | |
| BT-100/50 | 50 litros | 720X500X520 | 2 unidades |
| BT-100/75 | 75 litros | 1280X495X515 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/140 | 140 litros | 1430X600X580 | 2 a 3 unidades |
| BT-100/240 | 240 litros | 1870X480X620 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/280 | 280 litros | 1900X650X720 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/300 | 300 litros | 1950X595X600 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/340 | 340 litros | 2000X660X730 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/360 | 360 litros | 1950X670X600 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/400 | 400 litros | 2020X650X600 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/420 | 420 litros | 2000X760X790 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/560 | 560 litros | 2010X680X750 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/600 | 600 litros | 2100X670X800 | 4 a 7 unidades |
| BT-100/700 | 700 litros | 1950X1300X600 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/800 | 800 litros | 1950X1290X620 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/900 | 900 litros | 1900X1315X620 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1000 | 1000 litros | 2010X1350X720 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1350 | 1350 litros | 1900X1978X620 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1600 | 1600 litros | 2010X1978X770 | 8 a 12 unidades |
| BT-100/1700 | 1700 litros | 2000X1978X820 | 8 a 12 unidades |

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Baculador Térmico Colunar: sistema que evita de três a nove números telefônicos sempre que a câmara atingir um nível crítico de temperatura, ou opcionalmente falta de energia.
- Porta anti-embaciante com vidro duplo, triplex ou porta metálica cega, ou com vidro, perfil em alumínio com revestimento térmico em polímero.
- Portas com abertura vertical, horizontal ou deslizantes.
- Lubrificação para abertura de portas.
- Sistema para captação de íons com gerenciamento de íons via internet.
- Baterias recarregáveis, opcionais adicionais para aumento da autonomia do sistema de emergência para falta de energia elétrica comercial.
- Sistema de alarmes remoto sem fio à distância.
- Kit Travamento de porta.
- Registrador gráfico com carta de 8"
- Impressora térmica com bobina de papel.
- Calibração dos controladores de temperatura via RSC (Rede Brasileira de Calibração).
- Conte-partes em acrílico transparente ou aço inoxidável para cabo gaveta ou prateleira.
- Controlador de temperatura com sistema PID ou P/UM.
- Verificação com tampa para realização de ensaios e qualificação térmica.
- Estabilizador de voltagem.
- Interface de comunicação IC/JP - Converter de dados de comunicação Ethernet (Internet ou intranet).

- Sistema para extração de dados via post/line/interfície RS 232/RS 485/08.
- Lubrificação de eixos de barras de produtos armazenados e controle de estocagem.
- Kit de alimentação elétrica via placa solar.
- Sistema de controle e segurança por cartões magnéticos.
- Sistema de abertura de porta através de senha eletrônica.
- Terminal gráfico opcional exibindo condições de temperatura.
- Tela touch screen 7" para controle e apresentação simultânea de todos os dados de software de gerenciamento com visualização de gráficos em até 5 pontos digitais.
- Sistema de travamento de porta aberta em 90° para recarga ou manuseio de material.
- Sistema duplo de comando eletro-eletrônico e de refrigeração, acionado automaticamente caso ocorra falta no sistema principal, através de um segundo compressor e de um segundo comando eletro-eletrônico, mantendo todos os conceitos de funcionamento programadas, com acionamento de alarme indicativo conectado a RSC (Rede Brasileira de Calibração).
- Processo de qualificação térmica 08/09/11.
- Prateleiras/gavetas/painéis/adesivos adicionais.
- Bancos ergonômicos.



Manual de Operação

Linha BT-1100

1 - APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto fabricado com todo o cuidado e tecnologia. Seguindo as normas e instruções de uso que são detalhadas neste manual, você conhecerá melhor o funcionamento do equipamento e aprenderá a utilizá-lo de maneira correta. Em troca, receberá dele um melhor funcionamento, maior durabilidade e mais satisfação.

2 - INTRODUÇÃO

Este manual tem o objetivo de orientar e facilitar a utilização de sua câmara para conservação. Mantenha este Manual de Operação em local de fácil acesso aos usuários. Se houver qualquer questionamento ou não entendimento de alguma parte deste documento, entre em contato com o Suporte Técnico da Biotecno (suporte@biotecno.com.br). A empresa não se responsabilizará se o usuário não operar o equipamento de acordo com as instruções deste manual, não seguir as recomendações de manutenção ou efetuar qualquer reparo com componentes não autorizados ou por pessoas não habilitadas.

ATENÇÃO!

Este manual contempla todas as versões de produtos fabricados pela Biotecno e seus diferentes acessórios opcionais. As informações disponíveis neste manual, quando aplicadas a uma ou outra linha de produto, serão devidamente identificadas com o selo de "opcional" para facilitar o entendimento. É importante que o usuário saiba identificar os acessórios opcionais que adquiriu em seu produto.

**QUANDO HOUVER INFORMAÇÕES
RELATIVAS AOS ACESSÓRIOS
OPCIONAIS VOCÊ ENCONTRARÁ A
SEGUINTE IMAGEM:**



Os equipamentos da Biotecno são programados na fábrica, não havendo necessidade do usuário fazer qualquer tipo de ajuste de temperatura ao ligar o equipamento. As funções avançadas da programação são travadas ao usuário para evitar ajustes inadvertidos.

NOTAS

Este documento é de propriedade da BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e não pode ser reproduzido, transmitido, transcrito total ou parcialmente sem autorização prévia da mesma. A empresa tem total liberdade para fazer alterações no conteúdo deste manual, sem aviso prévio, pois há o constante desenvolvimento de novas tecnologias/atualizações para tornar os equipamentos mais modernos.

Todas as figuras usadas neste manual são ilustrativas, com o intuito de facilitar o entendimento do usuário, não necessariamente sendo cópia fiel do equipamento adquirido, pois existe uma grande variedade de produtos e configurações.

3 - DADOS GERAIS SOBRE AS CÂMARAS

NOME COMERCIAL: Câmara para Conservação de Imunobiológicos, Medicamentos, Termolábeis e Hemoderivados.

REGISTRO NA ANVISA: 80573310001.

AFE ANVISA: K0146H6L074L.

MODELOS COMERCIAIS: BT-1100/10, BT-1100/20, BT-1100/50, BT-1100/80, BT-1100/100, BT-1100/120, BT-1100/140, BT-1100/240, BT-1100/260, BT-1100/280, BT-1100/300, BT-1100/340, BT-1100/350, BT-1100/360, BT-1100/400, BT-1100/420, BT-1100/500, BT-1100/560, BT-1100/600, BT-1100/700, BT-1100/800, BT-1100/900, BT-1100/1000, BT-1100/1200, BT-1100/1350, BT-1100/1500, BT-1100/1700.

4 - INDICAÇÃO DE USO/PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

As câmaras de conservação da linha BT-1100 foram especialmente desenvolvidas com o objetivo de conservar adequadamente imunobiológicos, medicamentos, hemoderivados e termolábeis. Constitui medida estratégica em qualquer programa de imunizações/bancos de sangue a manutenção adequada da rede de frio, para que os imunobiológicos e hemoderivados possam ser conservados com eficácia e segurança.

Um problema recorrente em nosso país é a falta de energia elétrica comercial, constituindo-se em importante fator para a perda de material estocado. A falta de energia provoca a elevação da temperatura interna, desviando-a para níveis inseguros, impróprios para a conservação de vacinas, particularmente as de vírus vivos atenuados, que podem inativar-se. Como medida de segurança, recomenda-se o Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, capaz de manter todas as funções do equipamento por longos períodos, de 2 a 72 horas, na ausência de energia elétrica. Outro fator de extrema importância, comum em municípios tanto do interior quanto em grandes centros do Brasil, é a instabilidade da energia elétrica. Para evitar que a instabilidade elétrica cause danos irreversíveis aos equipamentos, a Biotecno disponibiliza o controlador de tensão elétrica, capaz de avaliar a qualidade da energia disponibilizada pela fornecedora de energia local e desligar o equipamento da rede elétrica quando detectar instabilidade, permitindo que a câmara trabalhe com o Sistema de Emergência nesta situação. Depois de estabilizada a tensão elétrica, o equipamento automaticamente se religa à rede e disponibiliza dados de performance e gráficos via software. O Sistema de Emergência para falta de energia elétrica e o controlador de tensão elétrica são acessórios opcionais.

Opcionalmente, aliado aos dispositivos de segurança está o uso de discadoras para telefone fixo ou celular, fazendo a comunicação entre o equipamento e o colaborador responsável em caso de emergência. Outro acessório de extrema importância é o software de gerenciamento, que, ligado ao computador, permite a extração de gráficos e relatórios de desempenho de temperatura, permitindo o acesso remoto ao equipamento via internet.

NOTA

Verifique a configuração do equipamento adquirido, pois o Sistema de Emergência para falta de energia elétrica, assim como o controlador de tensão, software de gerenciamento e discadores são acessórios opcionais.

5 - CONDIÇÕES PARA TRANSPORTE

Devem ser transportados na posição vertical, mantendo as condições de embalagem e de acordo com o rótulo, por Empresas autorizadas pela ANVISA mediante comprovação de A.F.E (Autorização de Funcionamento de Empresa) para transportes de produtos para a saúde.

Simbologia da Embalagem







| | |
|---|--|
|  | Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima. |
|  | Indica que a embalagem é frágil e deve ser armazenada ou transportada com cuidado. |
|  | Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada protegida da chuva (umidade). |
|  | Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com uma inclinação máxima de 5° |
|  | Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada protegida da luz solar. |
|  | Indica que é proibido empilhar as embalagens. |

Tabela 01

6- DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110-127/220-240 V 50/60 HZ

| MODELO | LITRAGEM (L) | POTÊNCIA (W) | | CORRENTE (A) | | DIMENSÕES INTERNAS (Alt X Larg X Prof) CM | DISPOSIÇÃO |
|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|---|------------|
| | | 110/220V | 12V | AC | DC | | |
| BT-1100/10 | 5 L | 130W | 48W | 1,2/0,6 | 4,0 | 13x20x20 | HORIZONTAL |
| BT-1100/20 | 15 L | 130W | 48W | 1,2/0,6 | 4,0 | 18x29x29 | HORIZONTAL |
| BT-1100/50 | 30 L | 130W | 48W | 1,2/0,6 | 4,0 | 19x40x40 | HORIZONTAL |
| BT-1100/80 | 50 L | 110W | | 1,0/0,5 | | 25x40x55 | HORIZONTAL |
| BT-1100/100 | 100 L | 110W | | 1,0/0,5 | | 65x42x40 | HORIZONTAL |
| BT-1100/120 | 120 L | 110W | | 1,0/0,5 | | 73x42x40 | VERTICAL |
| BT-1100/140 | 140 L | 110W | | 1,0/0,5 | | 85x42x40 | VERTICAL |
| BT-1100/240 | 240 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 120x45x45 | VERTICAL |
| BT-1100/260 | 260 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 130x45x45 | HORIZONTAL |
| BT-1100/280 | 280 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 140x45x45 | VERTICAL |
| BT-1100/300 | 300 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 107x55x55 | VERTICAL |
| BT-1100/340 | 340 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 115x55x55 | VERTICAL |
| BT-1100/350 | 350 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 60X108X55 | HORIZONTAL |
| BT-1100/360 | 360 L | 140W | | 1,2/0,6 | | 120x55x55 | VERTICAL |
| BT-1100/400 | 400 L | 170W | | 1,6/0,8 | | 135x55x55 | VERTICAL |
| BT-1100/420 | 420 L | 170W | | 1,6/0,8 | | 140x55x55 | VERTICAL |
| BT-1100/500 | 500 L | 170W | | 1,6/0,8 | | 120x60x72 | VERTICAL |
| BT-1100/560 | 560 L | 170W | | 1,6/0,8 | | 130x60x72 | VERTICAL |
| BT-1100/600 | 600 L | 220W | | 2,0/1,0 | | 140x60x72 | VERTICAL |
| BT-1100/700 | 700 L | 220W | | 2,0/1,0 | | 135x95x57 | VERTICAL |
| BT-1100/800 | 800 L | 220W | | 2,0/1,0 | | 135x105x57 | VERTICAL |
| BT-1100/900 | 900 L | 220W | | 2,0/1,0 | | 135x120x57 | VERTICAL |
| BT-1100/1000 | 1000 L | 320W | | 2,9/1,4 | | 135x125x63 | VERTICAL |
| BT-1100/1200 | 1200 L | 320W | | 2,9/1,4 | | 135x145x63 | VERTICAL |
| BT-1100/1350 | 1350 L | 320W | | 2,9/1,4 | | 135x160x63 | VERTICAL |
| BT-1100/1500 | 1500 L | 320W | | 2,9/1,4 | | 135x183x63 | VERTICAL |
| BT-1100/1700 | 1700 L | 740W | | 6,8/3,4 | | 135x210x63 | VERTICAL |

Tabela 02

7-INSTALAÇÃO

7.1 - LOCAL DE INSTALAÇÃO

7.1.1 - TOMADA

Deve ser disponibilizada tomada exclusiva de 10 ampéres, 110/127 ou 220V (conforme a voltagem do equipamento) no padrão novo NBR5410 com três pinos. É imprescindível que a tomada seja aterrada, conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT, com o objetivo diminuir a variação de tensão da rede elétrica, eliminar as fugas de energia e proteger os usuários de um possível choque elétrico.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste equipamento respeita o novo padrão estabelecido pela NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Portanto, caso a tomada do seu estabelecimento ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR 14136.

Recomendamos que o equipamento seja ligado a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).



Figura 01

7.1.2 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Manter em local protegido de chuva, sol direto e bem arejado. Recomenda-se que a sala em que o equipamento se encontra seja climatizada com temperatura não superior a 30°C. Não é aconselhável que haja fontes de calor elevado próximo ao equipamento tais como aquecedores e estufas. Caso possua mais de uma câmara, a distância mínima entre equipamentos deve ser de 10 cm, assim como a distância da câmara ao teto da sala não deve ser menor de 50 cm. Observar também que a cabine que contém o conjunto de refrigeração tenha entrada e saída de ar livre, sem bloqueio de paredes ou outros objetos em geral. Também é recomendado que o piso sobre o qual o equipamento vai ser instalado seja nivelado.




Figura 02

7.1.3 - DISCADOR TELEFÔNICO LINHA FIXA (Figura 05 - item 8)

Todas as Câmaras Biotecno são dotadas de Discador Telefônico para linha fixa, exceto pedidos especiais. Este sistema tem a função de realizar chamadas telefônicas para até 9 números pré-programados, sempre que o equipamento estiver com a temperatura interna em nível crítico (abaixo de 2°C ou acima de 8°C). **Para instalação do discador fixo, deve-se disponibilizar um linha telefônica ou ramal exclusivo no local com conexão RJ11 para o equipamento.**

8 - CONHECENDO O EQUIPAMENTO

As câmaras de conservação são programadas com a faixa de trabalho pré-determinada, sem que haja necessidade de alterações por parte do usuário. A Biotecno não recomenda que o usuário altere os parâmetros de programação. É importante que o usuário entenda os dizeres dos painéis e saiba identificar os alarmes e informações que o equipamento está mostrando. Verifique nas figuras a seguir os itens do painel.




Figura 04










Figura 05

9 - FUNÇÕES ELETRÔNICAS

| SINAL LUMINOSO | FUNÇÃO | DEFINIÇÃO |
|---|---|--|
|  ENERGIA | Sinaliza a situação da alimentação elétrica do equipamento. | VERDE: energia elétrica presente. VERMELHO: falta de energia. APAGADO: equipamento desligado (chave geral.) |
|  REFRIGERAÇÃO | Sinaliza funcionamento da refrigeração do equipamento. | AZUL: equipamento está refrigerando APAGADO: refrigeração desligada |
|  ALARME | Sinaliza alertas, alarmes e outras situações que requerem atenção do usuário. O evento que gerou o alarme será exibido no visor. Ex: temperatura alta, porta aberta, falta de energia, etc. | APAGADO: Funcionamento OK. Nenhum alarme ativo. VERMELHO: Sinaliza alarme (requer ação do usuário) AMARELO: Sinaliza alerta (apenas informa usuário) |
| TECLAS DE USO GERAL | | |
| TECLA | FUNÇÃO | DEFINIÇÃO |
|  LUZ INTERNA | Acende ou apaga a iluminação interna do equipamento. | - Pressione esta tecla uma vez para acender a iluminação interna. - Pressione novamente para apagar. - OBS: Se nenhuma tecla for pressionada, a iluminação desligará automaticamente depois de um tempo pré-programado. |
|  MIN/MAX | Permite visualizar ou apagar os registros de temperaturas máxima e mínima. | - Mantenha a tecla pressionada por 2 segundos para apagar os registros. - Modo Multi-sensor (OPCIONAL): Pressione a tecla MIN/MAX para alternar entre a tela com leitura de 3 sensores e a tela com temperaturas mínima e máxima. |
|  SILENCIAR ALARME | Silenciador do alarme sonoro. | - Pressione esta tecla para silenciar temporariamente o alarme sonoro. <u>OBS:</u> - Esta ação apenas silencia o alarme, mantendo ativas as mensagens na tela. - Se a condição que gerou o alarme não for eliminada, este será novamente ativado dentro de um tempo pré-programado. |

TECLAS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

| TECLA | FUNÇÃO | DEFINIÇÃO |
|-----------------------|---|--|
| ▲ MENU ▼ | Visualização e programação de parâmetros. | <p style="text-align: center;">Acesso ao Menu de Opções</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione a tecla MENU para acessar configurações do sistema. - Uma senha será solicitada. Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar a senha de até 3 dígitos (padrão de fábrica: 11). - Para confirmar senha, pressione novamente a tecla MENU. - Aguarde confirmação de acesso liberado. <p style="text-align: center;">Visualização / Alteração de Parâmetros (*) (somente após a confirmação da senha)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para escolher e visualizar o parâmetro desejado. - Para alterar um valor pressione a tecla MENU. - O sinal " > " aparecerá no canto da tela, indicando que o valor está liberado para alteração. - Pressione as teclas ▲ ou ▼ para digitar os valores desejados. - Pressione novamente a tecla MENU para confirmar e salvar alterações. <p><u>OBS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se nenhuma tecla for pressionada dentro de um tempo pré-programado, o sistema cancelará a operação. - Mantenha a tecla MENU pressionada para voltar à tela principal. <p style="text-align: center;">Modo Multi-sensor (OPCIONAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressione a tecla MIN/MAX para visualizar as temperaturas lidas pelos 3 sensores. |

(*) As câmaras da Biotecno são pré-programadas na fábrica, portanto não haverá necessidade do cliente realizar a programação da temperatura no momento da instalação. Caso necessário alterar a faixa de temperatura, recomendamos que o procedimento seja realizado com cautela e de preferência com acompanhamento do suporte técnico da Biotecno.

| TELAS DE USO GERAL | | |
|---|---|---|
| FUNÇÃO | VISOR | DESCRIÇÃO |
| Tela de abertura | *** REFRIG. v1.39 | Informa a linha de trabalho do equipamento (refrigeração, congelamento, etc) e versão do sistema. |
| Tela principal. | Temp: 4.0°C Mi: 3.8 Ma: 5.2 | Linha 1: exibe temperatura interna Linha 2: exibe temperaturas mínima e máxima. |
| Tela Multisensor (OPCIONAL) (Modelo com 3 sensores) | T1: 4.0 T2: 5.0 T3: 6.0 | Linha 1: exibe temperatura T1 Linha 2: exibe temperaturas T2, T3 |

| TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO USUÁRIO | | | | |
|--|---|--|---------|----------|
| FUNÇÃO | VISOR | DESCRIÇÃO | | |
| | | MIN | PADRÃO | MAX |
| Tela de entrada de menu do usuário. | > ACESSAR MENU Digite senha:11 | Permite acesso à configuração de parâmetros pelo usuário. É necessário digitar senha de 3 dígitos através das teclas ▲ ▼ | | |
| | | 000 | 11 | 999 |
| Mensagem de senha inválida | > ACESSAR MENU Senha invalida! | Informa que a senha digitada está incorreta. Acesso aos parâmetros continua protegido. | | |
| Mensagem de senha correta. | > ACESSAR MENU Acesso liberado! | Informa que a senha digitada está correta. Acesso aos parâmetros está liberado. | | |
| Programar temperatura | Temp. Operação 4.0°C | Temperatura desejada para controle (set point). | | |
| | | 2.0 °C | 4.0 °C | 35.0 °C |
| Programar alarme de temperatura alta | Alarme Temp.Alta 7.0°C | Temperatura para acionamento de alarme de "alta temperatura" | | |
| | | SP+2.0°C | 7.0 °C | 35.0 °C |
| Programar alarme de temperatura baixa | Alarm.Temp.Baixa 2.0°C | Temperatura para acionamento de alarme de "baixa temperatura" | | |
| | | 0.0 °C | 2.0 °C | SP-2.0°C |
| Programar tempo de iluminação interna | Tempo da Lampada 60 seg. | Tempo para desligamento automático da iluminação interna após acionamento da tecla. | | |
| | | 0 (não liga) | 60 seg. | 300 seg. |
| Programar tempo para alarme de porta aberta. | Alarme Porta Ab. 60 seg. | Tempo para alarme indicando que a porta do equipamento está aberta. | | |
| | | 2 seg. | 60 seg. | 300 seg. |
| Seleção de idioma | Escolher Idioma: Portugues Espanol English | Permite selecionar o idioma do texto exibido no visor: português, espanhol ou inglês. | | |
| Ativar alerta de "pendrive ausente" | Alerta Pendrive? NÃO SIM | Quando habilitado, gera alertas a cada 1 minuto, em caso de pendrive ausente. OBS: Disponível apenas em equipamentos com este opcional. | | |
| | | NÃO | NÃO | SIM |

| Ajuste de relógio. Acertar "dia". | Ajuste Relógio Dia: 31 | Permite ajustar data do sistema. Programar "dia". |
|--|--|--|
| | | 1 dia 31 |
| Ajuste de relógio. Acertar "mês". | Ajuste Relógio Mes: 12 | Permite ajustar data do sistema. Programar "mês". |
| | | 1 mês 12 |
| Ajuste de relógio. Acertar "ano". | Ajuste Relógio Ano: 2012 | Permite ajustar data do sistema. Programar "ano". |
| | | 2012 ano 2099 |
| Ajuste de relógio. Acertar "hora". | Ajuste Relógio Hora: 23 | Permite ajustar relógio do sistema. Programar "hora". |
| | | 0 hora 23 |
| Ajuste de relógio. Acertar "minuto". | Ajuste Relógio Minuto: 59 | Permite ajustar relógio do sistema. Programar "minuto". |
| | | 0 minuto 59 |
| Exibição da data. | Ajuste Relógio Data: 31/12/12 | Tela para exibição da data, após ajustes. |
| Exibição de horas. | Ajuste Relógio Hora: 23:59:59 | Tela para exibição da hora, após ajustes. |
| Endereço do equipamento na rede. | Endereço de Rede 1 | Identifica o equipamento para comunicação na rede RS485 e registro na pendrive. |
| | | 1 1 64 |
| Restauração das configurações originais de fábrica (parâmetros do usuário) | Restaura Configs [NÃO] [SIM] | Permite reiniciar o sistema com as configurações padrão recomendadas pelo fabricante. (apenas parâmetros do usuário) |
| ALARMES E ALERTAS | | |
| FUNÇÃO | VISOR | DESCRIÇÃO |
| Alarme de temperatura alta | Temp: 8.0°C * TEMP. ALTA! * | Temperatura interna está acima da configurada. |
| Alarme de temperatura baixa. | Temp: 1.9°C * TEMP. BAIXA! * | Temperatura interna está abaixo da configurada. |
| Alarme de porta aberta. | Temp: 4.0°C * PORTA ABERTA!* | A porta do equipamento ficou aberta por um tempo maior do que o configurado. |
| Alarme de "FALTA DE REDE" | Temp: 4.0°C *FALTA ENERGIA!* | O equipamento está trabalhando sem energia elétrica. |
| Alarme de "SENSOR DESCONECTADO" | Temp: *FALHA DE SENSOR | O sensor de temperatura está desconectado ou com erro de leitura. Entrar em contato com a rede de assistência técnica. |
| Alerta de bateria fraca. | Temp: 4.0°C * BAT. FRACA! * | A bateria interna do equipamento está descarregada ou desconectada. |
| Alerta de "Pendrive ausente" | Temp: 4.0°C PENDRIVE AUSENTE | Quando habilitado, avisa que a pendrive não está inserida no equipamento. |
| Reset/Falha de EEPROM | Config. de Fabr. Restaurando ... | Esta mensagem aparece quando houver perda da memória interna do sistema ou restauração dos valores padrão de fábrica. |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Alerta de manutenção preventiva. | Temp: 4.0°C ...manutenção... | O equipamento atingiu o tempo programado para manutenção preventiva. Entrar em contato com a rede de assistência técnica. |
|----------------------------------|---------------------------------|---|

TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO TÉCNICO / INSTALADOR

| FUNÇÃO | VISOR | DESCRIÇÃO | | |
|---|-----------------------------------|--|---------|---------|
| | | MIN | PADRÃO | MAX |
| Menu de Manutenção Tela de entrada (com senha a definir) | > ACESSAR MENU Digite senha:25 | Permite acesso à configuração de parâmetros do instalador. É necessário digitar senha de 3 dígitos através das teclas ▲ ▼ | | |
| | | 0 | 25 | 999 |
| Configuração de histerese | Histerese Temp. 0.7°C | Configura a diferença entre LIGAR e DESLIGAR a saída do compressor (refrigeração) | | |
| | | 0.1 °C | 0.7 °C | 10.0 °C |
| Correção de calibração (SENSOR 1) | Correção Calibr. T1=4.0° +0.0° | Permite corrigir desvios na leitura de temperatura. Exibe a temperatura atualizada do sensor e o valor que está sendo somado ou subtraído. | | |
| | | -8.0 °C | +2.0 °C | +8.0 °C |
| Correção de calibração (SENSOR 2) | Correção Calibr. T2=5.0° +1.0° | Permite corrigir desvios na leitura de temperatura. Exibe a temperatura atualizada do sensor e o valor que está sendo somado ou subtraído. | | |
| | | -8.0 °C | +2.0 °C | +8.0 °C |
| Correção de calibração (SENSOR 3) | Correção Calibr. T3=6.0° +2.0° | Permite corrigir desvios na leitura de temperatura. Exibe a temperatura atualizada do sensor e o valor que está sendo somado ou subtraído. | | |
| | | -8.0 °C | +2.0 °C | +8.0 °C |
| Máximo setpoint permitido ao usuário. | Temp. Prog. Max. 5.0°C | Limite eletrônico para evitar que o usuário programe por engano uma temperatura muito elevada. | | |
| | | 0.0 °C | 5.0 °C | 35.0 °C |
| Mínimo setpoint permitido ao usuário. | Temp. Prog. Min. 3.5°C | Limite eletrônico para evitar que o usuário programe por engano uma temperatura muito baixa. | | |
| | | 0.0 °C | 3.5 °C | 35.0 °C |
| Tempo mínimo entre acionamentos consecutivos do compressor | Retardo Compres. 1 min | Intervalo de segurança para acionamento do compressor (inclusive na energização). | | |
| | | 0 (s/ retardo) | 0 | 60 min |
| Tempo de inibição do alarme ao energizar o equipamento | T.Inibir Alarme Energiz.:10 min | Tempo para inibir o alarme, após a primeira energização, até o equipamento atingir a temperatura desejada. | | |
| | | 0 (não inibe) | 10 min | 60 min |
| Tempo de inibição do alarme após acionamento da tecla "SILENCIAR" | T.Inibir Alarme Silenc.: 10 min | Após decorrido este tempo, o alarme sonoro será novamente habilitado. | | |
| | | 0 (ñ. silencio) | 10 min | 60 min |
| Configuração de relê de alarme (tempo=ON) | Relé Alarme Liga 120 seg. | Tempo em que o relê de alarme ficará ligado. (Opcional: discadora) | | |
| | | 0(nunca liga) | 120 seg | 900 seg |
| Configuração de relê de alarme (tempo=OFF) | Relé Alarme Desl 120 seg. | Tempo em que o relê de alarme ficará desligado. (Opcional: discadora) | | |
| | | 0(liga direto) | 120 seg | 900 seg |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|----------|-----------|
| Configurar tempo para retardo no acionamento do relê de alarme. | Retardo Rele Alm 5 min | Retardo para acionamento do relê de alarme. | | | |
| | | | 0 (s/retardo) | 5 min | 15 min |
| Configurar intervalo para envio de dados pela porta serial | Intervalo Regis. 1 min | Período de amostragem para monitoramento por software ou gravação na pendrive. | | | |
| | | | 1 | 1 min | 60 min |
| Configurar período de tempo para execução da rotina de manutenção periódica. | Intervalo Manut. 12 meses | Quando este tempo for atingido, o sistema emitirá o alerta de manutenção preventiva. | | | |
| | | | 0 (nunca) | 12 meses | 120 meses |
| Exibição da contagem de tempo decorrido para manutenção. | Contagem Manut.: 100/365d (265) | Exibe tempo decorrido desde o último reset de manutenção, total programado e a diferença (quantos dias faltam). | | | |
| Restauração das configurações originais de fábrica (parâmetros de manutenção) | Restaura Configs [NÃO] [SIM] | Permite reiniciar o sistema com as configurações padrão recomendadas pelo fabricante. (todos os parâmetros, inclusive do usuário) | | | |
| Entrada do Reset de Manutenção | >Reset de Manut. Digite senha:19 | Permite reiniciar a contagem de manutenção periódica. Após segurar botão MANUT por 5 segundos, digitar senha. | | | |
| | | | 0 | 19 | 999 |
| Mensagem de senha inválida | >Reset de Manut. Senha inválida! | Informa que a senha digitada está incorreta. Reset de manutenção não foi executado. | | | |
| Mensagem de senha aceita. | >Reset de Manut. * Manut. OK! * | Informa que a senha digitada está correta. Reset de manutenção não foi executado. | | | |

10 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL (ACESSÓRIO OPCIONAL)



Nos equipamentos produzidos pela Biotecno que possuem Sistema de Emergência para falta de energia elétrica:

-Verifique se o cabo de alimentação elétrica da Câmara de Conservação está conectado à rede elétrica.

-O equipamento ficará funcionando em modo stand by, isto é sempre que houver falha na energia elétrica comercial o SISTEMA DE EMERGÊNCIA entrará em atividade automaticamente.

Assim que a energia comercial se restabelecer o sistema voltará ao modo stand by, recarregando a bateria automaticamente. Certifique-se da autonomia do Sistema de Emergência de sua câmara e confira no display o nível da bateria.

IMPORTANTE:

O SISTEMA DE EMERGÊNCIA possui um temporizador que irá retardar em 8 (oito) minutos sua entrada em atividade, isso deve-se ao fato de que todo compressor hermético de refrigerador possui um sistema de proteção térmica, portanto este retardo servirá para que se reduza a pressão de gás no sistema.

Sempre que o SISTEMA DE EMERGÊNCIA permanecer em atividade por um longo período, o sistema precisará um tempo para recarregar as baterias, a uma velocidade de 10 ampéres por hora. O display indica o nível de carga das baterias. Quando o equipamento esgotar a autonomia do Sistema de Emergência soará um bip contínuo, indicando que o mesmo se desligará.

10.1 SIMULANDO UM TESTE

Simule uma queda de energia, desconectando o cabo de alimentação elétrica da Câmara de Conservação da energia comercial 110/220 volts, **sem desligar o interruptor da chave geral.**

Os painéis do equipamento bem como o display da Câmara permanecerão ligados, porém o compressor levará cerca de 8 minutos para começar a refrigerar novamente. Soarão cinco bips intermitentes logo que o **Sistema de Emergência** entrar em atividade, enquanto o equipamento estiver em funcionamento o bip soará a cada 4 minutos indicando que o **Sistema de Emergência** está alimentando a câmara. Deixe o refrigerador funcionando por aproximadamente 30 minutos. Então, religue o cabo de alimentação da Câmara a rede elétrica.

10.2 AUTONOMIA DA BATERIA

A Biotecno utiliza baterias seladas de chumbo ácidas reguladas por válvula VRLA - livre de manutenção. Tempo de recarga de cada bateria variável entre 12 e 15 horas. A autonomia da bateria vai depender das condições de temperatura da sala onde está instalada a Câmara de Conservação e também do número de vezes em que foi aberta a porta do equipamento durante a falta de energia elétrica comercial em temperatura ambiente de 22°C. Em função das diversas opções de autonomia do Sistema de Emergência disponibilizadas pela Biotecno, verifique em seu pedido de compra a autonomia do equipamento adquirido.

11 - CONTROLADOR DA ENERGIA ELÉTRICA (ACESSÓRIO OPCIONAL)

Instalado opcionalmente com a função de monitorar e proteger a câmara, acionando automaticamente o sistema de emergência sempre que ocorrer sub ou sobre tensão de energia elétrica ou assimetria angular e assimetria modular. Dotado de relógio de tempo real e memória interna capaz de armazenar os valores de tensão da fase da rede elétrica em períodos de tempo determinados. Por ter a função de logger, os dados de desempenho permanecem em sua memória e poderão ser visualizados e arquivados através do software.



12 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO DISCADOR FIXO (Figura 05 - item 8)

Todas as Câmaras Biotecno são dotadas de Discador Telefônico para linha fixa, exceto pedidos especiais, este sistema tem a função de realizar chamadas telefônicas para até 9 números pré-programados, sempre que o equipamento estiver com a temperatura interna em nível crítico (abaixo de 2°C ou acima de 8°C). Disponibilize um ramal telefônico ou linha direta e siga as instruções do manual de programação do discador que acompanha o equipamento.

13 - DEGELO AUTOMÁTICO

As câmaras são dotadas de sistema de degelo automático com evaporação do condensado. O sistema consiste na atuação de uma resistência elétrica instalada junto a unidade de evaporação do gás refrigerante, acionada por um termostato temporizado programado para não interferir no desempenho da temperatura interna da câmara. As gotículas oriundas deste processo escoam para fora da câmara interna através de tubulação específica, depositando-se em compartimento situado na parte superior do compressor hermético, cujo calor emitido por seu funcionamento provoca a evaporação do condensado. Desta forma evita-se o acúmulo de água e por consequência a possibilidade de proliferação de microorganismos.

14 - ILUMINAÇÃO

As câmaras da Biotecno possuem em seu interior iluminação de baixa intensidade, acionadas por tecla externa ou automaticamente na abertura da porta, exceto modelos horizontais.

15 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE PAINEL SOLAR (ACESSÓRIO OPCIONAL)

Os equipamentos Biotecno disponibilizam como opcional, a instalação de um kit de alimentação elétrica através de painel solar, composto por um painel fotovoltaico de 150W, com suporte de fixação, controlador de carga, cabo e conectores, fornecendo energia para



todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio.

16 - ASSEPSIA

Desligue a câmara através da chave geral (Figura 05 - item 7) e retire o pino da tomada, desligando totalmente o equipamento. Retire todo o material e coloque-os em outro equipamento ou caixa térmica com material criogênico. Faça assepsia externa e interna com um pano úmido e sabão neutro.

Após a limpeza e antes de ligar novamente o equipamento deve estar seco. Não use, em hipótese alguma, material abrasivo para auxiliar na limpeza.

17 - O DIA A DIA DE SEU EQUIPAMENTO

17.1 - VERIFICAÇÕES DE ROTINA

Verifique rotineiramente a circulação interna do ar.

Faça conferência da temperatura interna através do leitor de máxima e mínima.

Faça assepsia interna periodicamente com detergente neutro.

17.2 - TEMPERATURA

A temperatura interna do equipamento dependerá de alguns fatores, como:

- Temperatura ambiente;
- Giro diário do material armazenado;
- Quantidade de material armazenado;
- Número de vezes em que a porta é aberta;
- Vedação da porta (perfeito funcionamento).

Estes dados estão diretamente ligados às observações acima referidas:

- Jamais forre as prateleiras ou gavetas com plástico ou similar, nem carregue o equipamento com material em excesso, pois isto impedirá a livre circulação do ar dentro do equipamento.

- Por tratar-se de equipamento dotado de evaporador com ar forçado, deixe sempre livre os caminhos de entrada e saída de ar.

- Verifique constantemente a vedação das portas; se as gaxetas estão aderindo de forma regular em toda a volta das mesmas. Evite também que a porta fique aberta mais que o tempo necessário, pois implicará em funcionamento desnecessário e mais prolongado do equipamento, causando maior consumo de energia e desgaste dos componentes.

18 - SUOR EXTERNO DOS EQUIPAMENTOS

O choque provocado pelo frio gerado dentro das câmaras o calor do ambiente externo, provoca a condensação do vapor d'água contido no ar quente, se converte em água. Quando a umidade do ar está mais elevada, em dias de chuva, por exemplo, poderá ocorrer condensação maior que em outros dias, principalmente junto aos vidros e em menor escala nas partes externas dos equipamentos, notadamente nas metálicas que são boas condutoras de calor.

Desta forma, para amenizar o problema, uma das soluções aconselhadas é a diminuição da diferença entre a temperatura interna entre o equipamento (frio), com a temperatura externa (quente), através da instalação, por exemplo, do ar condicionado, que harmoniza a temperatura externa e também regula o seu grau de umidade. Nos locais onde existe ar condicionado, o problema é sensivelmente diminuído.

19 - ASPECTOS GERAIS DE SEGURANÇA

Pedimos a leitura com atenção de todos os itens a seguir, que se referem as normas gerais de segurança que devem ser seguidos, para evitar problemas que possam ocorrer, em face de sua não observância, durante a instalação ou o uso do equipamento:

- Desligue a chave geral (Figura 05 - item 7) e tire o plug da tomada sempre que efetuar a limpeza do equipamento.
- Nunca desligue o equipamento puxando pelo cabo de alimentação elétrica, pegue o plug e retire-o da tomada.
- Tome cuidado para não embarçar os rodízios/sapatas no cabo de alimentação elétrica, pois poderá romper fios do cabo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica ao equipamento. Procure efetuar a instalação do equipamento em um local onde não haja circulação de pessoas e sempre que possível embutindo o cabo de alimentação elétrica no próprio equipamento, fora do alcance da circulação de pessoas e objetos. Use tomada exclusiva para o equipamento, jamais compartilhá-la com "T" (benjamins).
- Para a limpeza nunca utilize materiais abrasivos, somente água e sabão neutro.
- Não permita que estranhos ao serviço tenham acesso ao equipamento sem noção de normas de segurança sobre os mesmos.
- Nivele o equipamento de forma adequada no local onde for instalado, mantendo os rodízios travados.

20 - TESTES E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

| | |
|--|--|
| EQUIPAMENTO NÃO LIGA | <p>Certifique se a voltagem da energia elétrica confere com a voltagem do equipamento.</p> <p>Verifique se há energia elétrica comercial.</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado.</p> <p>Verifique se a chave liga/desliga está na posição correta.</p> <p>Verifique se o filamento do fusível do equipamento não está rompido.</p> |
| EQUIPAMENTO NÃO REFRIGERA | <p>Verifique se o compressor está ligando, coloque a mão sobre o compressor e verifique se ele está vibrando e se está levemente aquecido.</p> <p>Verifique se o equipamento está com ventilação funcionando em paralelo com o compressor.</p> <p>Verifique se a porta está bem fechada.</p> <p>Verifique se a guarnição de borracha da porta não está deslocada.</p> |
| EQUIPAMENTO ESTÁ ALARMANDO POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA | <p>Verifique se há energia elétrica comercial.</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado.</p> |
| EQUIPAMENTO ESTÁ ALARMANDO POR TEMPERATURA ANORMAL TEMPERATURA ALTA | <p>Verifique se a porta está bem fechada.</p> <p>Verifique se a guarnição de borracha da porta não está deslocada.</p> <p>Verifique se não há acúmulo de gelo na unidade evaporadora.</p> <p>Verifique se a ventilação interna do equipamento está ligando em paralelo com o compressor.</p> <p>Verifique a programação da faixa de trabalho do equipamento, pressione SET (no controlador posterior) e veja se a temperatura programada está correta.</p> |
| EQUIPAMENTO ESTÁ ALARMANDO POR TEMPERATURA ANORMAL TEMPERATURA BAIXA | <p>Verifique se a ventilação interna do equipamento está ligando em paralelo com o compressor.</p> <p>Verifique a programação da faixa de trabalho do equipamento, pressione SET e veja se a temperatura programada está correta.</p> <p>Verifique se o material armazenado está obstruindo sensores.</p> |
| EQUIPAMENTO POSSUI DISCADOR MAS NÃO ESTÁ EFETUANDO CHAMADA - QUANDO EM ALARME | <p>Verifique se há sinal de linha.</p> <p>Verifique a programação dos números.</p> <p>Verifique se há (no caso de discadora celular) saldo na linha telefônica.</p> |

21 - GARANTIA

Este equipamento é garantido pela Biotecno - Refrigeração Médica.

21.1 - CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

- A Biotecno - Refrigeração Médica assegura garantia contra defeito de fabricação de qualquer peça ou componente que formam o produto, desde que, mediante verificação de TÉCNICO AUTORIZADO ou de seu REVENDEDOR, se constate falha de funcionamento em condições normais de uso, conforme orientações constantes neste Manual.

- Por trabalhar com a "GARANTIA ABERTA", a Biotecno - Refrigeração Médica, pode, eventualmente, autorizar o cliente a fazer substituição de alguns componentes desde que sejam originais.

- A reposição de peças defeituosas e a execução dos serviços decorrentes da garantia somente serão realizadas nos locais onde a BIOTECNO mantiver assistência autorizada.

- Nas demais localidades, em que não existe serviço autorizado BIOTECNO ou REVENDEDOR, as despesas de transporte do aparelho e ou locomoção de técnico, CORREM POR CONTA DO USUÁRIO.

21.2 - DAS PARTES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Ao adquirir um equipamento o usuário tem o direito de recebê-lo em condições de funcionamento, acompanhado dos acessórios e pertences. Antes de assinar o comprovante de entrega, o usuário deverá verificar se o equipamento está sendo entregue corretamente, ligando-o conforme instruções do MANUAL DE USO e, verificando PRINCIPALMENTE se:

- a) as lâmpadas estão funcionando;
- b) os vidros estão todos inteiros;
- c) as grades metálicas, gavetas e ou estrados estão em ordem;
- d) está refrigerando;
- e) o manual de uso está anexo;
- f) na parte externa do produto não existem riscos, arranhões ou amassados, que venham a depreciar o produto.

Ao receber seu equipamento, o USUÁRIO deverá verificar se tudo está em ordem, assinando o comprovante de entrega após a verificação acima sugerida e depois de feito o teste inicial.

21.3 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo de validade da garantia é de 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) meses, conforme condição de venda, contados a partir da data de aquisição, conforme nota fiscal emitida pela BIOTECNO ou REVENDEDOR.

Se o beneficiário da garantia anexa transferir a propriedade do equipamento durante a vigência da garantia o adquirente se sub-rogará nos direitos da mesma, respeitando o prazo inicial de 6 (seis) meses, iniciado a partir da data da nota fiscal de compra.

21.4 - EXTINÇÃO DA GARANTIA

- * Pelo vencimento de 12 meses ou 24, conforme condição de venda;
- * Pelo mau uso do equipamento e em desacordo com as normas do manual do usuário;
- * Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou ainda sujeita à variações excessivas;
- * Por danos causados por agentes da natureza ou acidentes;
- * Por apresentar sinais de ter sido violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela BIOTECNO;
- * Por apresentar adulteração no Certificado de Garantia;
- * Por ter sido violado o lacre de segurança.

22 - SOLICITAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO

Caso seu produto não esteja funcionando conforme as características deste manual, e você já verificou o item TESTES E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA e não obteve êxito, comunique-se com o setor de SUPORTE TÉCNICO diretamente de fábrica, através do telefone (55) 3513-0686 ou pelo e-mail: suporte@biotecno.com.br.

Ao entrar em contato com a Assistência Técnica por telefone é importante ter em mãos os seguintes dados:

- a) Modelo do produto;
- b) Número de série do produto;
- c) Descrição do problema que o produto está apresentando.

ATENÇÃO:

1. Não queira consertar o produto ou enviá-lo a um técnico não credenciado pela BIOTECNO, pois a tentativa de conserto implicará na perda da garantia, além de oferecer riscos de danos aos componentes de custos elevados do produto.

2. Enviar para manutenção todas as partes relacionadas abaixo:

- O equipamento
- Relatório do problema
- Cópia da Nota Fiscal de compra em caso de garantia.

23 - CUIDADOS ESPECIAIS

Alguns equipamentos de nossa fabricação possuem algum detalhe especial, que não se enquadra nos itens acima enumerados. Neste caso, sempre haverá um alerta, em qualquer parte do equipamento, com os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem visíveis, para que o usuário possa ser alertado e para que possa tomar as providências necessárias, para o bom desempenho do equipamento. Pedimos ler com atenção todas as instruções que possam acompanhar seu equipamento, tomando as providências aí recomendadas.

24 - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

A Biotecno recomenda que sejam realizadas manutenções preventivas anuais, com a finalidade de revisão de todos os componentes eletrônicos e de refrigeração, assim como qualificar o local onde o equipamento está operando. Consulte a assistência técnica mais próxima em nosso site - www.biotecno.com.br ou entre em contato conosco através do e-mail: suporte@biotecno.com.br. Atentamos para que sejam obedecidas as exigências de sua Vigilância Sanitária local.

25 - REDE DE ASSISTENTES TÉCNICOS AUTORIZADOS

A Biotecno possui uma rede de mais de 50 assistentes autorizados no País, conheça-os em www.biotecno.com.br/tecnicos. Para agendar o serviço de Suporte Técnico local, entre em contato diretamente com a Biotecno através do fone (55) 3513-0686 ou através do e-mail suporte@biotecno.com.br que acionaremos o serviço de Assistência Técnica mais próximo.

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Pirapó, 613 - B. Timbaúva - Santa Rosa - RS CEP 98781-054
CNPJ 04.470.103/0001-76

E-mail: vendas@biotecno.com.br/suporte@biotecno.com.br

Site: www.biotecno.com.br

AFE ANVISA: K0146H6L074L (727924/09-8)

Registro do produto na ANVISA: 80573310001

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - ANVISA: Certificado de Boas Práticas de Fabricação - ANVISA:
Dispensado conforme RDC nº 15 de 28/03/14 (DOU 31/03/2014)

Registro CREA/RS:115473

Responsável Técnico: Eng. Rodrigo Linck CREA/RS - 226822

FONE: 55-3513-0686

Consultas Produtos para Saúde Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1100/240

BT-1100/260

BT-1100/280

BT-1100/300

BT-1100/340

BT-1100/350

BT-1100/360

BT-1100/400

BT-1100/420

BT-1100/500

« 1 2 3 4 5 ... »

| Tipo de Arquivo | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|---|--|-------------------------------------|
| ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM | <u>Imagens Gráficas.pdf</u> | 1035563/20-7 - 06/04/2020 11:03 |
| INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | <u>Formulario + Tabela Comparativa.pdf</u> | 1035563/20-7 - 06/04/2020 11:03 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome Técnico | Refrigerador ou Freezer Laboratorial/Hospitalar |
| Registro | 80573310001 |
| Processo | 25351.047713/2011-08 |
| Fabricante Legal | <ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRASIL |
| Classificação de Risco | II - MEDIO RISCO |
| Vencimento do Registro | VIGENTE |

[Voltar](#)

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Modelo Produto Médico

BT-1100/560

BT-1100/600

BT-1100/700

BT-1100/800

BT-1200/1500

BT-1200/1700

BT-1300/10

BT-1300/20

BT-1300/50

BT-1300/80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | » |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1300/100

BT-1300/120

BT-1300/140

BT-1300/240

BT-1300/260

BT-1300/280

BT-1300/300

BT-1300/335

BT-1300/340

BT-1300/350

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | » |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Modelo Produto Médico

BT-1300/360

BT-1300/400

BT-1300/420

BT-1300/500

BT-1300/520

BT-1300/560

BT-1300/600

BT-1300/700

BT-1300/800

BT-1100/900

« ... 2 3 4 5 6 ... »

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1100/1000

BT-1100/1200

BT-1100/1350

BT-1100/1500

BT-1100/1700

BT-1200/10

BT-1200/20

BT-1200/50

BT-1200/80

BT-1200/100

« ... 3 4 5 6 7 ... »

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Modelo Produto Médico

BT-1200/120

BT-1200/140

BT-1200/240

BT-1200/260

BT-1200/280

BT-1200/300

BT-1200/340

BT-1200/350

BT-1200/360

BT-1200/400

« ... 4 5 6 7 8 ... »

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1200/420

BT-1200/500

BT-1200/560

BT-1200/600

BT-1200/700

BT-1200/800

BT-1200/900

BT-1200/1000

BT-1200/1200

BT.1200/1350

« ... 5 6 7 8 9 »

| Detalhes do Produto | | | |
|---------------------|---|-------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1100/10

BT-1100/20

BT-1100/50

BT-1100/80

BT-1100/100

BT-1100/120

BT-1100/140

BT-1300/900

BT-1300/1000

BT-1300/1200

« ... 5 6 7 8 9 »

| Detalhes do Produto | | | |
|------------------------|---|--------------------|------------|
| Nome da Empresa | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | |
| CNPJ | <u>04.470.103/0001-76</u> | Autorização | 8.05.733-1 |
| Produto | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS | | |

Filtrar...

Modelo Produto Médico

BT-1300/1350

BT-1300/1500

BT-1300/17000

« ... 5 6 7 8 9 »

Lente Ocular Madhu
25351.219040/2020-26 / 81046470004
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0907239200

VX DRILLER EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA / 68.996.560/0001-81
Equipamentos Clínicos de Frasma Gel Autologos Driller
25351.543644/2019-57 / 30383700066
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 2211196194

VOCO DO BRASIL LTDA / 05.915.452/0001-17
Ionolux
25351.709625/2019-52 / 80230400081
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 3407553194

VOK MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / 10.388.140/0001-32
Cínula Deifus®
25351.039991/2020-13 / 80794390025
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0193936200

VY MÉDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 04.718.143/0001-94
Audiômetro
25351.200691/2020-42 / 80102512437
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para Saúde / 0842693207

Sistema de Triagem Auditiva do Recém-Nascido
25351.232789/2020-49 / 80102512438
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para Saúde / 0951603204

VYGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / 10.840.020/0001-24
Arterial Leadcath
25351.856842/2018-03 / 80638240021
80088 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 1210303187

WILCOS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 01.074.837/0001-48
RESILAB 3D TEMP
25351.513593/2019-39 / 303479400180
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 2109132193

3R - INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI / 02.543.673/0001-13
obturador temporário
25351.193218/2020-00 / 80676929011
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 081779201

Nº de Processos: 123
Total de Empresas: 79

RESOLUÇÃO-RE Nº 999, DE 2 DE ABRIL DE 2020

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 156, alínea ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO
NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NÚMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ES) / EXPEDIENTE(S)

AMERICANA MÉDICA INDÚSTRIA TEXTIL LTDA / 10.403.238/0001-11
COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO
25351.480203/2017-75 / 81481900002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0305922207

BARO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. / 10.818.693/0001-88
CATETER DE DILATAÇÃO DOURADO
25351.709859/2013-88 / 80689090018
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0279577209

BAUMER S.A. / 01.074.161/0001-30
ESTERILIZADOR A VAPOR
25351.008027/2010-37 / 30345500099
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0874130207

BIONECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA / 58.526.047/0001-73
Haste Modular Cimentada CP3 e CP3 AN-BM
25351.588431/2015-87 / 80128580155
80144 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de componente/acessório em registro de família de material implantável em ortopedia. / 0129045202

BIOMET 3i DO BRASIL COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA / 02.913.684/0001-48
Sistema de Ombro Reverso Comprehensive
25351.130560/2016-17 / 80044680228
80143 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia. / 0227143201

Sistema de Ombro Reverso Comprehensive
25351.110560/2016-17 / 80044680228
80149 - MATERIAL - Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia - Inclusão/Substituição/Exclusão de fabricante ou unidade fabril, ou alteração dos referidos. / 0227173207

Sistema de Ombro Reverso Comprehensive
25351.110560/2016-17 / 80044680228
80148 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão do método de esterilização em registro de material implantável em ortopedia. / 0227170207

COMPONENTE FEMORAL OPTION COM RESTRIÇÃO
25351.480442/2017-25 / 80044680277
80142 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão da indicação de uso, contraindicações e precauções em registro de material implantável em ortopedia. / 0168142207

Sistema de Ombro Reverso Comprehensive
25351.110560/2016-17 / 80044680228

80147 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade em registro de material implantável em ortopedia / 0227165206
INSERTO ARTICULAR DE POLIÉTILO SEM RESTRIÇÃO FIXO
25351.480127/2017-06 / 80044680258

80142 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão da indicação de uso, contraindicações e precauções em registro de material implantável em ortopedia. / 0229341202
INSERTO ARTICULAR DE POLIÉTILO SEM RESTRIÇÃO FIXO
25351.480127/2017-06 / 80044680258

80138 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de representação comercial em registro de material implantável em ortopedia. / 0229339201
INSTRUMENTAL XTRAFIX
25351.536943/2017-73 / 80044680338

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0083049209
Cimento Ósseo Hi-Fatigue com Gentamicina
25351.603189/2016-01 / 80044680250
80157 - MATERIAL - Alteração de informações do relatório técnico em registro de material implantável em ortopedia / 0168146200

BIOINOVATION PRODUTOS BIOMÉDICOS LTDA / 73.191.090/0001-19
BONEFILL MATERIAS PARA EMERTO OSSEO
25351.374245/2006-15 / 30392710012
80160 - MATERIAL - Notificação de alteração de registro de material implantável em ortopedia sem modificação do produto e/ou aumento de risco ao usuário/paciente - Alteração referente à instrução de uso e rotulagem / 3512187294

BIORODAFATTA BIORODAFATTA
25351.216291/2006-09 / 30392710010
80160 - MATERIAL - Notificação de alteração de registro de material implantável em ortopedia sem modificação do produto e/ou aumento de risco ao usuário/paciente - Alteração referente à instrução de uso e rotulagem / 3512201193

BETA TCP BIORODAFATTA
25351.269889/2008-54 / 30392710019
80160 - MATERIAL - Notificação de alteração de registro de material implantável em ortopedia sem modificação do produto e/ou aumento de risco ao usuário/paciente - Alteração referente à instrução de uso e rotulagem / 3512040191

BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME / 04.470.305/0001-76
CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE BIOMOLÓLOGICOS, HEMODERIVADOS E TERNOLÁBEIS
25351.047713/2011-08 / 80573310001
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0872911205

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA / 01.513.946/0001-14
Cateter CrossBoss
25351.058052/2015-28 / 30341350819
80003 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão da indicação de uso, contraindicações e precauções em registro. / 0205812200

BRC LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA / 04.986.398/0001-38
Circuito Respiratório Expansível para Anestesia Descartável Hospital
25351.046585/2019-73 / 80504540010
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0464624200

BTL BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 15.789.367/0001-03
BTL-8000 SMART; BTL-8000 PREMIUM
25351.844081/2018-31 / 80991690012
80018 - EQUIPAMENTO - Alteração de software / 0895670207

BTL-6000 High Intensity Laser
25351.478880/2019-44 / 80991690011
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação - Correção pela ANVISA / 0720504205

CAMOH MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA / 46.561.938/0001-10
SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS
25351.652997/2014-46 / 30295030090
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0842752206

CAOH INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP / 05.696.063/0001-00
SUNBURST DIAMANTADA
25351.056589/2020-01 / 80414710010
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0636185204

CHARLOUFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 04.873.446/0001-81
GUIA DE TROCA PARA ANGIO HIDROPLÁSTICA S.P. MEDICAL
25351.499334/2016-03 / 80160710025
8419 - MATERIAL - Retificação - Correção pela ANVISA / 0636771202

CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA / 40.175.705/0001-64
Sistema fechado de aspiração traqueal
25351.076450/2016-53 / 30234400184
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0489943201

CREMER S/A / 82.641.325/0001-18
KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL SEM AVENTAIS CREMER DUO
25351.103948/2020-19 / 80245210277
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0708435206

Campo Cirúrgico Para Cobertura De Mesas Instrumentais E Superfícies Círcner Duo
25351.103958/2020-54 / 80245210276
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0708900207

Avental Cirúrgico De Polipropileno Cremer Duo
25351.303957/2020-18 / 80245210275
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0708626201

ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 29.992.582/0001-48
Cínula de bípino full core BioPico Ultra
25351.475227/2019-74 / 30337850133
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0340551206

EDWARDS LIFE SCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA / 05.944.604/0001-00
SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE SANGUE VAMP JR. EDWARDS
25351.245943/2004-42 / 80219050051
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0524251207

Garra Atrasmática para Ocusão Cirúrgica Edwards
25351.143375/2014-07 / 80219050149
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0518497205
Inserções de grampo cirúrgico Fogarty
25351.143502/2014-16 / 80219050150
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0518573204





ESTADO DE GOIÁS - MUNICÍPIO DE CATALÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021

Pelo presente instrumento, a empresa HM LINCK – ME, CNPJ nº 00.660.664/0001-87, com sede na ROD RS -344, N° 1770 – BAIRRO INDUSTRIAL - SANTA ROSA/RS, através de sua representante legal infra-assinado, que:


- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos ciência e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4) Declaramos inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 5) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Helena Maria Linck RG 4035714692 SSP/RS e CPF nº 460.382.050-04, cuja função/cargo é diretora, **responsável pela assinatura de Contrato e/ou ata de Registro de Preços.**
- 6) Declaramos responsabilidade e que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer equipamentos de qualidade, sob as penas da Lei.
- 7) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 8) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 9) Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Declaração de Proposta Independente.
- 10) Estamos enquadrados como MICROEMPRESA, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santa Rosa, 29 de Novembro de 2021.



HM LINCK-ME
HELENA MARIA LINCK
RG 4035714692
CPF 460.382.050-04

00.660.664/0001-87
110/0125245
HM LINCK
Rodovia RS 344, 1770
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS
(55) 99695-6785



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica
2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43104128840

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **H M LINCK - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

REDESIM



| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 002 | | | ALTERAÇÃO |
| | | 021 | 1 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

SANTA ROSA - RS
Local

Nome: **HELENA MARIA LINCK**
Telefone de Contato: **(55) 3513-0886**
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

29 Setembro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

DDE OK

Data

NÃO *25/10/17*

[Handwritten Signature]

NÃO

Responsável


Data

Responsável

Data

Responsável

DEC



Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

25.10.17
Data
Jelson Alves Roberto
10/10/2017
Responsável
JucisRS

DEC

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Data
Vogal
Vogal
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Micro 23 - SANTA ROSA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4525523 em 25/10/2017 da Empresa H M LINCK - ME, Nire 43104128840 e protocolo 170788920 - 10/10/2017.
Autenticação: E2AEEC928136AF7C81E939D4CEBBD45BC829CF6. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/078.892-0 e o código de segurança QUBT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2017 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 93842109205329737073-1
Data: 21/09/2020 09:13:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM09029-B45J;



CNJ - RJ078-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Eucaliptos, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Dr. Valdir Azevedo Bastos
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
TJPB





| | | | |
|--|--|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310412884-0 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) HELENA MARIA LINCK | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL CASADO(A) | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL | | |
| FILHO DE (pai) OSVIN KUNZLER | mãe) LIDIA KUNZLER | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 25/12/1963 | IDENTIDADE (numero) 4035714692 | Órgão Emissor SSP | UF RS |
| CPF (numero) 460.382.050-04 | | | |
| EMANIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor) | | | |
| DOMICILIADO NA (L. GRADUADO (rua, av., etc.) RUA ERECHIM | | NÚMERO 85 | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO / DISTRITO TIMBAUVA | CEP 98781210 |
| MUNICÍPIO SANTA ROSA | | UF RS | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. | | | |
| ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO | EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| EVENTO DESCRICOAO DO EVENTO | | EVENTO DESCRICOAO DO EVENTO | |
| NOME EMPRESARIAL H M LINCK - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, av., etc.) RODOVIA RS-344 ✓ | | NÚMERO 1770 ✓ | |
| COMPLEMENTO | | BAIRRO / DISTRITO INDUSTRIAL ✓ | CEP 98794620 |
| MUNICÍPIO SANTA ROSA ✓ | | UF RS | PAÍS BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pampa@pampacontabil.com.br | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4664800 | DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. | | |
| Atividade principal 4664800 | | | |
| Atividades secundárias 3321000 3312103 7739002 | | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 24/05/1995 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.680.684/0001-87 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | UF |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) H M LINCK - ME | | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO | |
| DATA DA ASSINATURA 29/09/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | |
| PARA USO ABREVIADO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFENSOR PÚBLICO DE SANTA ROSA Jeferson Alves Robalo ID 35176402 JUCISRS | AUTENTICAÇÃO | | |
| | | | |

RS1201701078310

RSP1700577300

RS62558100

00660664000187



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4525523 em 25/10/2017 da Empresa H M LINCK - ME, Nire 4310412884 e protocolo 170768920 - 10/10/2017.
Autenticação: E2AEEC828136AF7C81E939D4CEBBD45BC829CF6. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/076.892-0 e o código de segurança QU6T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2017 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



pág. 2/2



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 93842109205329737073-2
Data: 21/09/2020 09:13:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM09030-WBZF;



CNJ 06.4710

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Rob. Valter Azevedo Bastos Cavalcanti
Tauró

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 09:15:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **H M LINCK** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 93842109205329737073-1 a 93842109205329737073-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a06996a12e87bcb8f8e85e4014737aabccb36765dd5303596cfa56282a3faf8a
b1421bee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **21/243.384-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **H M LINCK**, EMPRESARIO, NIRE 4310412884-0, CNPJ 00.660.664/0001-87, ATIVA, com sede na RODOVIA RS-344, 1770, BAIRRO INDUSTRIAL, SANTA ROSA/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

| Ato/Evento | Data Aprovação | Nº Aprovação | Data Assinatura |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| INSCRICAO | 08/06/1995 | 43104128840 | X |
| ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | 08/06/1995 | 1406564 | X |
| ALTERACAO | 13/03/1997 | 1575374 | X |
| ALTERACAO | 01/08/2000 | 1961297 | X |
| ALTERACAO | 28/06/2004 | 2451474 | X |
| ALTERACAO | 02/01/2008 | 2923498 | X |
| ALTERACAO | 31/07/2013 | 3827288 | X |
| ALTERACAO | 25/10/2017 | 4525523 | 29/09/2017 |
| BALANCO | 28/08/2018 | 4830934 | 29/09/2017 |

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 16 de Julho de 2021.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: H M LINCK
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 110/0125245
CNPJ: 00.660.664/0001-87



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 18/08/2021

| Identificação |
|---------------|
|---------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| CAD ICMS | 110/0125245 |
| CNPJ | 00.660.664/0001-87 |
| Razão Social | H M LINCK |
| Nome Fantasia | |

| Endereço |
|----------|
|----------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|----|
| Logradouro | ROD RS 344 - DO KM 44,850 AO KM 45,999 | | |
| Número | 1770 | Complemento | |
| Bairro/Distrito | | | |
| Município | SANTA ROSA | U.F. | RS |
| CEP | 98794-620 | Telefone | |

| Informações Complementares |
|----------------------------|
|----------------------------|

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Enquadramento Empresa | SIMPLES NACIONAL | Delegacia da Receita Estadual | 9ª DRE - SANTO ANGELO |
| Natureza Jurídica | 2135 - EMPRESARIO | | |
| CNAE Fiscal Principal | 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS | | |
| CNAE Fiscal | 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOSE ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO | | |
| CNAE Fiscal | 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | |
| Data Abertura | 17/11/2017 | Motivo Inclusão | INCLUSAO |
| Data Baixa | | Motivo Baixa | |
| Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ | HABILITADO | | |

| CAE |
|-----|
|-----|

784798999 - Outs.maqs.apar.mecanicos c/funcao propria
 946000000 - CONSERTOS EM GERAL
 952000000 - INST.MONTAGEM APAR.MAQ.E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|--|
| Nome Empresarial: H M LINCK | | | | |
| Natureza Jurídica: EMPRESARIO | | | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4310412884-0 | CNPJ 00.660.664/0001-87 | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 08/06/1995 | Data de Início de Atividade 24/05/1995 | |
| Endereço Completo: RODOVIA RS-344 1770 - BAIRRO INDUSTRIAL CEP 98794-620 - SANTA ROSA/RS | | | | |
| Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. | | | | |
| Capital: CEM MIL REAIS | R\$ 100.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | | |
| Status: CADASTRADA | Situação: ATIVA | | | |
| Último Arquivamento: 28/08/2018 | Número: 4830934 | | | |
| Ato | 223 - BALANCO | | | |
| Empresa(s) Antecessora(s) | | | | |
| Nome Anterior H. M. LINCK | Nire 4310412884-0 | Número Aprovação 2451474 | UF xx | Tipo Movimentação ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela | | | | |
| Nire | CNPJ | Endereço | | |
| Nome do Empresário: HELENA MARIA LINCK | | | | |
| Identidade: 4035714692 | | CPF: 460.382.050-04 | | |
| Estado Civil: Casado | | Regime de Bens: Comunhao Parcial | | |
| NADA MAIS# | | | | |

Porto Alegre, 24 de Agosto de 2021 08:54


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000848699 e visualize a certidão)



21/294.706-1

Data da consulta: 19/08/2021 15:19:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.660.664/0001-87**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **H M LINCK**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

| Data Inicial | Data Final | Detalhamento |
|--------------|------------|------------------------------------|
| 01/07/2007 | 31/12/2014 | Excluída por Opção do Contribuinte |

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DE GOIÁS - MUNICÍPIO DE CATALÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 030/2021

Pelo presente instrumento, a empresa HM LINCK – ME, CNPJ nº 00.660.664/0001-87, com sede na ROD RS -344, N° 1770 – BAIRRO INDUSTRIAL - SANTA ROSA/RS, através de sua representante legal infra-assinado, que:


- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.
- 2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 3) Declaramos ciência e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
- 4) Declaramos inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 5) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Helena Maria Linck RG 4035714692 SSP/RS e CPF nº 460.382.050-04, cuja função/cargo é diretora, **responsável pela assinatura de Contrato e/ou ata de Registro de Preços.**
- 6) Declaramos responsabilidade e que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer equipamentos de qualidade, sob as penas da Lei.
- 7) Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
- 8) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- 9) Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Declaração de Proposta Independente.
- 10) Estamos enquadrados como MICROEMPRESA, e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos

HM LINCK

EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santa Rosa, 29 de Novembro de 2021.



HM LINCK-ME
HELENA MARIA LINCK
RG 4035714692
CPF 460.382.050-04

┌ 00.660.664/0001-87 ┐
110/0125245
HM LINCK
Rodovia RS 344, 1770
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS
└ (55) 99695-6785 ┘



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

28/10/2014

HELENA MARIA LINCK

COPIA FOTOCOLORADA

17014 KINZLER

SANTO ANTONIO DO SUL

25/12/1963

1007776202

4035714692

2 VIA

660.382.050-04

LEI Nº 7.116 DE 2006

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

HELENA MARIA LINCK

28/10/1963

1007776202

17014 KINZLER

SANTO ANTONIO DO SUL

25/12/1963

1007776202

2 VIA

660.382.050-04

LEI Nº 7.116 DE 2006



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 93842109208292031341-1
 Data: 21/09/2020 09:13:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKM09031-PJWQ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (81) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
 JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 09:16:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **H M LINCK** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 93842109208292031341-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699a2fa63d3edc222ed819cf87b661931f69e28186b79b3a84fb7560c11634dadabee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





PROCESSO: 25351.60668/2009-08 AUTORIZAÇÃO: 3.04185.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
 EMPRESA: RAFAEL PERBONI ME
 ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 199 - SALA 2
 BAIRRO: CENTRO CEP: 8030600 - BALNEÁRIO CAMBÓRIUS/SC
 CNPJ: 10.726.501.0001-03
 PROCESSO: 25351.59568/2009-11 AUTORIZAÇÃO: 3.04187.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
 EMPRESA: BIOCLEAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 ENDEREÇO: RUA: SERGIPE, Nº 121
 BAIRRO: PARQUE 35 CEP: 91290000 - GUAIABARAS
 CNPJ: 09.228.004.0001-04
 PROCESSO: 25025.000318/2009-27 AUTORIZAÇÃO: 3.04186.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
 EMBALAR: SANEANTE DOMIS
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
 FABRICAR: SANEANTE DOMIS
 FRACIONAR: SANEANTE DOMIS
 REEMBALAR: SANEANTE DOMIS
 EMPRESA: DIALEVER DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DE CARVALHO CLAVES, 469
 BAIRRO: PAROLIN CEP: 80220010 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 82.412.719.0001-02
 PROCESSO: 25023.024046/2009-71 AUTORIZAÇÃO: 3.04188.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.025, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Indefinir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresa de Cosméticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: DPL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA E Nº 245, QUADRA 24, LOTE 09
 BAIRRO: SETOR CENTRO GESTE CEP: 74503000 - GORÂNIA-GO
 CNPJ: 03.397.894.0001-93
 PROCESSO: 25351.22816/2009-07
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: PELO NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIA Nº 700736/09, criada em 04/08/09, conforme determina Artº da RESOLUÇÃO 204/2005.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.026, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresa de Cosméticos constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: COLOR WAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA VELHA DA BALSA, Nº 40
 BAIRRO: CHACARA MARCOS CEP: 06515300 - SANTANA DE PARNAÍBA-SP
 CNPJ: 05.086.165.0001-39
 PROCESSO: 25351.05649/2005-42 AUTORIZAÇÃO: 2.03656.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 EMBALAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 EXPORTAR: COSMÉTICOS
 FABRICAR: COSMÉTICOS
 IMPORTAR: COSMÉTICOS
 EMPRESA: VOCATUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
 ENDEREÇO: E. MARTINS FONTES, Nº 91 - COM 22
 BAIRRO: CENTRO CEP: 01099005 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 57.669.145.0001-05
 PROCESSO: 25351.407685/2007-47 AUTORIZAÇÃO: 2.04573.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMPRESA: IQ SOLUCOES & QUÍMICA S.A
 ENDEREÇO: AVENIDA ANGÉLICA 2346, 14/15º ANDARES
 BAIRRO: CONSOLAÇÃO CEP: 01222000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 62.227.509.0001-29
 PROCESSO: 25004.001245/96 AUTORIZAÇÃO: 2.02483.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: INSUMO
 EXPORTAR: INSUMO
 FRACIONAR: INSUMO
 IMPORTAR: INSUMO
 TRANSPORTAR: INSUMO

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.027, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresa de Cosméticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: AERO COSMETIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AEROSSOIS E COSMÉTICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES - 2976
 BAIRRO: VILA SANTANA CEP: 14000140 - ARARAQUARA-SP
 CNPJ: 11.032.063.0001-66
 PROCESSO: 25351.59832/2009-11 AUTORIZAÇÃO: 2.05215.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: RUA JOSE VERISSIMO S/N, QD 226 LTS 15/16

BAIRRO: CIDADE JARDIM CEP: 74420860 - GORÂNIA-GO

CNPJ: 08.618.023.0001-21

PROCESSO: 25351.60668/2009-29 AUTORIZAÇÃO: 2.05217.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NEWDROF QUÍMICA LTDA

ENDEREÇO: RUA BAURU, 964

BAIRRO: SÃO BENEDITO CEP: 16401094 - LINS-SP

CNPJ: 10.287.484.0001-55

PROCESSO: 25351.564362/2009-70 AUTORIZAÇÃO: 2.05216.6

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ODONTO & MÉDICO LTDA

ENDEREÇO: AV. VISCONDE DE GUARAPUAVA, 703 LOJA 21 E 22

BAIRRO: CRISTO REI CEP: 8009050 - CURITIBA/PR

CNPJ: 95.424.453.0001-21

PROCESSO: 25025.026243/2009-71 AUTORIZAÇÃO: 2.05214.9

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RAFAEL PERBONI ME

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 199 - SALA 2

BAIRRO: CENTRO CEP: 8030600 - BALNEÁRIO CAMBÓRIUS/SC

CNPJ: 10.726.501.0001-03

PROCESSO: 25024.000906/2009-97 AUTORIZAÇÃO: 2.05213.5

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.028, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Indefinir o Pedido de Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresa de Cosméticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: INFIA - INSTITUTO FARMACÉUTICO PERFECT LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº 2274

BAIRRO: PEIXINHOS CEP: 53300090 - OLINDA/PE

CNPJ: 10.777.548.0001-04

PROCESSO: 25001.011606/03

MOTIVO DO INDEFERIMENTO: PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS Nº 775354/09 e 775357/09, criada em 05/07/09 conforme Art 7º da Resolução 204/2005.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.029, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2009,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Indefinir o Pedido de Concessão de Autorização de Funcionamento para Empresa de Cosméticos, constante no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: IDEIA COSMÉTICOS LIMPIADA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM PALMARES 267 SOBRELÓJA 103

BAIRRO: ESTACIO CEP: 20260000 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 05.961.777.0001-36

PROCESSO: 25351.305900/2009-01

MOTIVO DO INDEFERIMENTO: PELO NÃO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE EXIGÊNCIA TÉCNICA Nº 782931/09, criada em 23/06/09, conforme Art. 7º da Resolução 204/2005.

RESOLUÇÃO-RE Nº 5.030, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 24 de outubro de 2007 do Presidente da República, o inciso VIII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 09 de abril de 2009,



considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: HIRAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDERÇO: RUA CURUZZO 17, PAVIMENTO 04, FREITE
BARRO: SÃO CRISTÓVÃO CEP: 20920440 - RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 07.497.238/0001-13
PROCESSO: 25351.603736/2009-01 AUTORIZ/MS:
P1Y653691M13 (8.05729.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
EMPRESA: COMFARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALAR LTDA - EPP
ENDERÇO: AV. SANTA INES, Nº 909 SALA 03
BARRO: PÇ MANDAQUI CEP: 02415000 - SÃO PAULO SP
CNPJ: 16.170.562/0001-60
PROCESSO: 25351.602913/2009-01 AUTORIZ/MS:
UH69X359130 (8.05730.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: P.C.N. VIEIRA
ENDERÇO: AVENIDA RIO BRANCO Nº. 1030 - CASA CO
MERICIAL
BARRO: CENTRO CEP: 65725000 - PEDREIRAS/MA
CNPJ: 10.595.370/0001-72
PROCESSO: 25351.601151/2009-41 AUTORIZ/MS:
F2X934VH12M1 (8.05724.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: S A HOLANDA ME
ENDERÇO: RUA OLIVEIRA BELO 465
BARRO: UMARIZAL CEP: 66950390 - BELÉM/PA
CNPJ: 63.899.417/0001-82
PROCESSO: 25351.585409/2009-46 AUTORIZ/MS:
91X366106MXX (8.05732.7)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: BOTOFONO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
ENDERÇO: RUA PIRAPÓ 413
BARRO: TIMBAUVA CEP: 98900000 - SANTA ROSA/RS
CNPJ: 04.470.803/0001-76
PROCESSO: 25025.053605/2008-56 AUTORIZ/MS:
K9146H074L (8.05733.1)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATOS
EMPRESA: HARBO MEDICAL LTDA
ENDERÇO: RUA JOSÉ DE LIMA 141
BARRO: TINGUI CEP: 82600120 - CURITIBA/PR
CNPJ: 16.607.423/0001-28
PROCESSO: 25023.026287/2009-59 AUTORIZ/MS:
P5X9DXW00H0 (8.05734.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: JOINT-BILL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LT
DA
ENDERÇO: RUA ANNE FRANK 1506
BARRO: VILA HAUER CEP: 81610390 - CURITIBA/PR
CNPJ: 00.122.907/0001-23
PROCESSO: 25023.026287/2009-60 AUTORIZ/MS:
UOL137Y9W3YM (8.05725.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LIBERANCA HOSPITALAR LTDA ME
ENDERÇO: RUA PRÉFITO DAVETE DE PAULA XAVIER, 931 -
TERREO
BARRO: CENTRO CEP: 87302190 - CAMPO MOURÃO/PR
CNPJ: 10.764.726/0001-49
PROCESSO: 25823.115365/2009-67 AUTORIZ/MS:
UML976309949 (8.05727.1)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDERÇO: RUA GUARANÍ Nº 1110

BARRO: CENTRO CEP: 85010150 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 09.285.600/0001-18
PROCESSO: 25023.056519/2009-68 AUTORIZ/MS:
P1783H8M678W (8.05731.3)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: ATENMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
E HOSPITALARES LTDA ME
ENDERÇO: RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 1949 -
SALA 32 - ANDAR 1
BARRO: REDOÇAS CEP: 80200310 - CURITIBA/PR
CNPJ: 09.426.015/0001-00
PROCESSO: 25023.624192/2008-68 AUTORIZ/MS:
P29864XXH769 (8.05726.7)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: RAFAEL PERBONI ME
ENDERÇO: AVENIDA BRASIL 1999 - SALA 2
BARRO: CENTRO CEP: 88330040 - BALNEÁRIO CAMBO
RUI/SC
CNPJ: 10.726.501/0001-67
PROCESSO: 25024.000097/2009-48 AUTORIZ/MS:
K1L984577X32 (8.05723.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: SLMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
LARES LTDA
ENDERÇO: RUA GOTARDO MAZZAROLO, Nº 330
BARRO: CENTRO CEP: 99740000 - BARÃO DE COETIGUEIRS
CNPJ: 92.556.010/0001-64
PROCESSO: 25351.552240/2009-49 AUTORIZ/MS:
924510634274 (8.05735.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA: NEUROCARE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUI
PAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDERÇO: Rua das bandeiras nº 521
BARRO: Jardim santo andre CEP: 09090730 - SANTO AN
DRE/SP
CNPJ: 07.179.449/0001-68
PROCESSO: 25351.555515/2009-94 AUTORIZ/MS:
U786189LX081 (8.05728.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 8.031, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009

O Diretor da Diretoria Geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto de nomeação de 24 de junho de 2007 do Presidente da República, o inciso VII do art. 15 e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aplicados nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a Portaria nº 453 da ANVISA, de 9 de abril de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006,

considerando o art. 2º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO

ANEXO

EMPRESA: RELLY GRIPS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX
PORTAÇÃO LTDA. - ME ENDERÇO: RUA AVENÇAS Nº 48
BARRO: RECANTO SOMBRA DO YPE CEP: 06513212 - SAN
TANA DE PARNAIABA/SP CNPJ: 07.407.291/0001-20PROCESSO:
25351.066070/2009-05 AUTORIZ/MS: UW160H53035W
(8.05253.2)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATOSEXPE
DIR: CORRELATOSEXPORTAR: CORRELATOSFABRICAR: COR
RELATOSIMPORTAR: CORRELATOSEMBALEAR: COR
RELATOS
EMPRESA: ELITEMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR
TAÇÃO LTDA ME ENDERÇO: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES, Nº 2501, ED. PROFISSIONAL CENTER, SALA
1326 BARRO: BROTAAS CEP: 80209001 - SALVADOR/BA CNPJ:
09.255.562/0001-66PROCESSO: 25351.550613/2008-08 AUTO
RIZ/MS: K2686PHHX147 (8.04617.4)ATIVIDADE/CLASSEAR
MAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPE
DIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA ENDERÇO: RUA
ESTRADA DA GRACIOSA, 1001 BARRO: ATUBA CEP:
82480560 - CURITIBA/PR CNPJ: 06.145.976/0001-39PROCESSO:
25023.026644/2005-08 AUTORIZ/MS: G6957W3MW3H5
(8.02984.9)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR: CORRELATOIMPORTAR
CORRELATO
EMPRESA: PION G PLUS LTDA - EPP ENDERÇO: R PRO
JETADA B, 47 BARRO: BENFCA CEP: 27600000 - VALEN
ÇA/RJ CNPJ: 01.675.308/0001-73PROCESSO: 25351.426460/2008-
17 AUTORIZ/MS: G681Y2X0YX28 (8.05420.6)ATIVIDA
DE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRE
LATOEMBALAR: CORRELATOEXPEDIR: CORRELATOFABR
ICAR: CORRELATOEMBALAR: CORRELATO
EMPRESA: LAS - LATIN AMERICAN SOLUTIONS IMPORTA
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ENDERÇO: R CARABURU - 346
BARRO: FRACA DA AVIÇÃO CEP: 04130901 - SÃO PAU
LÓSP CNPJ: 09.183.319/0001-74PROCESSO: 25351.157660/2009-
26 AUTORIZ/MS: UX57782H6648 (8.05171.9)ATIVIDADE/CLAS
SEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPE
DIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: HOSPITALAR DEVIS REPRESENTAÇÕES DE
ARTIGOS MÉDICOS LTDA ENDERÇO: AVENIDA DA SAUDA
DE 1210 SALA 10 BARRO: CAMPOS ELISEOS CEP: 14085000 -
RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 07.767.734/0001-44PROCESSO:
25351.066980/2005-31 AUTORIZ/MS: K133LW7H2M97
(8.01854.3)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATOEXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: PROJMED PROJETO 5 MEDICOS LTDA ENDERÇO:
CO AV GOVERNADOR CARLOS DE LIMA CAVALI SANTI N.
3820 BARRO: CASA CALADA CEP: 53030260 - OLIN
DA/PE CNPJ: 41.249.434/0001-67H06355 (8.0251.6)66666/2004-
47 AUTORIZ/MS: 4852LW1H0070 (8.02827.1)ATIVIDA
DE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRE
LATOEXPEDIR: CORRELATO
EMPRESA: PACI MED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E MA
TERIAL HOSPITALAR LTDA ENDERÇO: AVENIDA DAS AME
RICAS, 5001 SALA 213 BARRO: BARRA DA TIJUCA CEP:
22631004 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 08.932.763/0001-51PRO
CESSO: 25351.113057/2009-50 AUTORIZ/MS: U014W31V95X3
(8.05094.3)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: ROSE SURGERY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT
DA ENDERÇO: RUA DAS PALMEIRAS 795, SALAS 609 E 601
BARRO: SANTA LUCIA CEP: 29047550 - VITÓRIA/ES CNPJ:
05.805.131/0001-20PROCESSO: 25351.201810/2004-64 AUTO
RIZ/MS: K743M82S253Y (8.02829.5)ATIVIDADE/CLASSEARMA
ZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPEDIR
CORRELATO
EMPRESA: KOTIK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA ENDERÇO: RUA HENRIQUE NOVAES, Nº 25 BARRO:
CENTRO CEP: 29010490 - VITÓRIA/ES CNPJ: 01.748.352/0001-
92PROCESSO: 25351.524214/2008-83 AUTORIZ/MS:
K7914H10606 (8.06599.2)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR:
CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOS
EMPRESA: M4 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICO HOSPITALARES LTDA ENDERÇO: AV LUÍZ CAR
LOS PRESTES, Nº 350 - SALA 301, BLOCO D BARRO: BARRA
DA TIJUCA CEP: 22779555 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ:
09.082.697/0001-61PROCESSO: 25351.052146/2008-86 AUTO
RIZ/MS: K249YHCVJHXH (8.04555.6)ATIVIDADE/CLASSEAR
MAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOSEXPE
DIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: LABORSY SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMER
CIO LTDA ENDERÇO: RUA SERRÃO PINHEIRO 10 DIETERIC
82018 BARRO: SÃO JOÃO CEP: 91060410 - PORTO ALE
GRE/RJ CNPJ: 00.512.932/0001-13PROCESSO: 25000.010136/99-
50 AUTORIZ/MS: 1.03960.4)ATIVIDADE/CLASSE/CLASSE DISTRIBUIR:
CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA ENDERÇO: RUA
CROMIÁ, 278 BARRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13065003 -
FABRICA/MG CNPJ: 42.537.716/0001-99PROCESSO:
25000.000628/96-05 AUTORIZ/MS: 1.03034)ATIVIDADE/CLAS
SEARMAZENAR: CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATOEX
PORTAR: CORRELATOFABRICAR: CORRELATOSIMPORTAR:
CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATO
EMPRESA: AS TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LT
DA ENDERÇO: RUA PROFª ANA ZABEL BARROSA, 207
BARRO: JARDIM DIAMANTE CEP: 12223100 - SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP CNPJ: 01.736.547/0001-27PROCESSO:
25351.036623/01-15 AUTORIZ/MS: 6.00900.5)ATIVIDADE/CLAS
SE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATOEXPE
DIR: CORRELATOSEXPORTAR: CORRELATOFABRICAR: COR
RELATOSIMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: SG TECNOLOGIA CLÍNICA SA ENDERÇO: RUA
AVANHANDAVA, 675 ANEXO 605 BARRO: BELA VISTA CEP:
01306001 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 01.485.900/0001-68PROCESSO:
25991.012352/00 AUTORIZ/MS: 1.00987.1)ATIVIDADE/CLAS
SEARMAZENAR: CORRELATOSDISTRIBUIR: CORRELATOEX
PORTAR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LT
DA ENDERÇO: AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 1577, LOJA SALA
301 BARRO: FLORESTA CEP: 96560004 - PORTO ALE
GRE/RJ CNPJ: 92.981.752/0001-07PROCESSO: 25000.033510/98-
44 AUTORIZ/MS: 1.03127.8)ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR:
CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATO
EMPRESA: ENGIPLAN ENGENHARIA DE IMPLANTE IND E
COM LTDA APPENDERÇO: AV ENIDA, 88, Nº 227 BARRO:
VILA OLINDA CEP: 13204221 - RIO CLARO/SP CNPJ:
07.710.244/0001-99PROCESSO: 25000.0166992 AUTORIZ/MS:
1.02086.1)ATIVIDADE/CLASSEARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATOSEXPE
DIR: CORRELATOSIMPORTAR: CORRELATOSFABRICAR:
CORRELATOSEMBALEAR: CORRELATOS

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

H M LINCK - ME

CNPJ

00.660.664/0001-87

Endereço Completo

- /

Telefone**Responsável Técnico**

FRANCO LUIZ LAGEMANN

Responsável Legal

HELENA MARIA LINCK

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.16.618-8 (PP994X2YWWH9)

Data do Cadastro

16/07/2018

Situação**N° do Processo**

25351.272383/2018-02

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ

04.470.103/0001-76

Endereço Completo

RUA PIRAPO 613 - TIMBAUVA CEP: 98.900-000 - SANTA ROSA/RS

Telefone

(55) -3513-0686

Responsável Técnico

LÍDIA LINCK LAGEMANN

Responsável Legal

NERCI LINCK

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.05.733-1 (K0146H6L074L)

Data do Cadastro

15/11/2009

Situação

Ativa

N° do Processo

25025.053005/2009-56

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Exportar**

- Correlatos

Fabricar

- Correlatos

Transportar

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

| Empresa Solicitante | Linhas de Certificação Vigentes | Data de Publicação | Vencimento do Certificado |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|
|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|

Nenhum registro encontrado



PROCESSO: 25351.284997/2018-29 AUTORIZ/MS: 1.17706.1
 IVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS
 FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME
 ENDEREÇO: TRAVESSA BANDEIRA BRANCA 36 TERREO
 BAIRRO: PARAISO CEP: 68475000 - BAGRE/PA
 NPI: 25.015.936/0001-17

PROCESSO: 25351.275480/2018-49 AUTORIZ/MS: 1.17700.9
 IVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ITATIBENSE
 LDA
 ENDEREÇO: RUA ASSUMPTA BARTHOLOMEU PALLADINO,
 Nº 81
 BAIRRO: vila capelleteo CEP: 13251070 - ITATIBA/SP
 NPI: 50.119.668/0001-20

PROCESSO: 25351.297128/2018-64 AUTORIZ/MS: 1.17714.8
 IVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA COMERCIO
 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E
 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: TV Almerinda Lucas de Azevedo ,11 - sala 813
 BAIRRO: Centro CEP: 26210180 - NOVA IGUAÇU/RJ
 NPI: 24.174.883/0001-14

PROCESSO: 25351.274553/2018-85 AUTORIZ/MS: 1.17702.6
 IVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Inter Caps Comercio e Representação Ltda Me
 ENDEREÇO: Rua Fonseca Teles 129 Sala 7
 BAIRRO: são cristovão CEP: 20940200 - RIO DE JANEIRO/RJ
 NPI: 01.299.885/0001-34

PROCESSO: 25351.275509/2018-92 AUTORIZ/MS: 1.17699.7
 IVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: SUPREMAMARCAS DERMÓ-NUTRITION LTDA -
 ME

ENDEREÇO: AV. T-63, 1296 - QUADRA 145-LOTE 08-E -SALA
 2-EDIF. NEW WORLD CONCEPT OFFICE
 BAIRRO: SETOR BUENO CEP: 74230100 - GOIÂNIA/GO
 NPI: 20.122.759/0001-54

PROCESSO: 25351.275507/2018-01 AUTORIZ/MS:
 4216H13X50M (8.16622.1)

IVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA COMERCIO
 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E
 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: TV Almerinda Lucas de Azevedo ,11 - sala 813
 BAIRRO: Centro CEP: 26210180 - NOVA IGUAÇU/RJ
 NPI: 24.174.883/0001-14

PROCESSO: 25351.274454/2018-01 AUTORIZ/MS:
 451057X23M4 (8.16630.8)

IVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: H M LINCK - ME
 ENDEREÇO: RODOVIA RS-244 1770

BAIRRO: BAIRRO INDUSTRIAL CEP: 98794620 - SANTA
 ROSA/RS
 NPI: 00.660.664/0001-87

PROCESSO: 25351.272383/2018-02 AUTORIZ/MS:
 994XZYVWH9 (8.16618.8)

IVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: H F COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - EPP
 ENDEREÇO: BLV VINTE E OITO DE SETEMBRO, 389 -
 VILA 318

BAIRRO: VILA ISABEL CEP: 20551185 - RIO DE
 JANEIRO/RJ
 NPI: 22.557.349/0001-61

PROCESSO: 25351.275497/2018-04 AUTORIZ/MS:
 416LX01H33 (8.16624.8)

IVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MARIA ANGELA DE SIQUEIRA BARBOSA -
 ME

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO ANGELIM, 370 SALA A

BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 56000000 -
 SALGUEIRO/PE
 CNPJ: 27.557.844/0001-94

PROCESSO: 25351.076405/2018-05 AUTORIZ/MS:
 019108M42LY9 (8.16648.1)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS
 HOSPITALARES

ENDEREÇO: R QUINTINO BOCARUVA 144
 BAIRRO: CENTRO CEP: 58013340 - JOÃO PESSOA/PB
 CNPJ: 26.556.283/0001-46

PROCESSO: 25351.126318/2018-06 AUTORIZ/MS:
 72810Y12559 (8.16641.0)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LABORATORIO DE PRÓTESES AUDITIVAS
 LTDA

ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS, 1727, CONJ. 95
 BAIRRO: CENTRO CEP: 90020013 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 02.638.432/0001-58

PROCESSO: 25351.274197/2018-08 AUTORIZ/MS:
 P662YLH40985 (8.16629.6)

ATIVIDADE/CLASSE
 COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: OMEGA ORTO CENTER LTDA -EPP
 ENDEREÇO: AV. SALVADOR ALENDE 6700 - LOJA 161,
 BAIRRO: RECREIO DOS BANDEIRANTES CEP: 22790714 -
 RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 00.673.403/0001-00
 PROCESSO: 25351.282455/2018-11 AUTORIZ/MS:
 PPL92M9L4255 (8.16634.2)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA EUGEN WISSMANN, 31 SALA 2
 BAIRRO: SAO LUIZ CEP: 13304270 - ITU/SP

CNPJ: 26.723.347/0001-56
 PROCESSO: 25351.275505/2018-12 AUTORIZ/MS:
 H481X930L5WH (8.16623.4)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: momento farmaceutica ltda
 ENDEREÇO: rua projetada ps nº 333,
 BAIRRO: aeroporto CEP: 37031090 - VARGINHA/MG

CNPJ: 14.806.008/0003-16
 PROCESSO: 25351.281372/2018-13 AUTORIZ/MS:
 P77Y8YX4L3MH (8.16636.0)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: V.J.B. PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
 ME

ENDEREÇO: RUA CARLOS GOMES, 121, SALA 201 F,
 GALERIA CAMPOS E GARCIA
 BAIRRO: MADALENA CEP: 50720110 - RECIFE/PE

CNPJ: 20.344.939/0001-80
 PROCESSO: 25351.284775/2018-14 AUTORIZ/MS:
 0821LYLH471W (8.16640.2)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE
 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

ENDEREÇO: RUA RESK SALIM CARONE, 8-10
 BAIRRO: GILBERTO MACHADO CEP: 29300550 -
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

CNPJ: 29.731.564/0001-86
 PROCESSO: 25351.292136/2018-14 AUTORIZ/MS:
 X0VIM4W6XW39 (8.16652.4)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: RIOMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA
 SAUDE EIRELI - ME

ENDEREÇO: RUA 52, Nº 491, QUADRA B28, LOTE 18
 BAIRRO: JARDIM GOIAS CEP: 74810200 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 22.619.526/0001-97

PROCESSO: 25351.275512/2018-14 AUTORIZ/MS:
 2941ML4854HH (8.16619.1)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ISRAEL FALCON ALEXANDRE E SILVA
 ENDEREÇO: ROD BR 174 SÍTIO BEIJA FLOR, 46 - KM 120
 COMUNIDADE JARDIM FLORESTA

BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 69735000 - PRESIDENTE
 FIGUEIREDO/AM
 CNPJ: 24.734.860/0001-17

PROCESSO: 25351.275503/2018-15 AUTORIZ/MS:
 M761W88057W3 (8.16626.5)

ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA BROCLARENSE LTDA
 ENDEREÇO: Avenida Joana Rodrigues Jondral, 250 - Bloco 01
 - Galpão 04

BAIRRO: Cilo 2 CEP: 86067050 - LONDRINA/PR
 CNPJ: 67.729.178/0005-72
 PROCESSO: 25351.292085/2018-21 AUTORIZ/MS:
 99Y389V6LWL7 (8.16663.2)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CAKAMATIE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
 EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE
 REABILITAÇÃO INFANTIL LTDA

ENDEREÇO: RUA AMERICO SALVADOR NOVELLI, 150
 CONJUNTO 301
 BAIRRO: ITAQUERA CEP: 08210090 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 27.552.577/0001-62
 PROCESSO: 25351.156741/2018-22 AUTORIZ/MS:
 M09109512H29 (8.16647.8)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TOP MEDIC COMERCIO DE MATERIAIS
 HOSPITALAR LTDA

ENDEREÇO: ESTRADA DOS TRES RIOS, 1097 - SALA 316
 BAIRRO: FREGUESIA CEP: 22745004 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 27.687.740/0001-02

PROCESSO: 25351.286088/2018-25 AUTORIZ/MS:
 H2918HY86674 (8.16631.1)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GO WHITE COMERCIO DE PRODUTOS
 ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

ENDEREÇO: AV PERNAMBUCO 2423 LOJA 01
 BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90240005 - PORTO
 ALEGRE/RS

CNPJ: 24.852.435/0001-22
 PROCESSO: 25351.284806/2018-29 AUTORIZ/MS:
 X961M886X3W5 (8.16638.7)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LIVRE - MONTAGEM DE PRODUTOS
 ASSISTIVOS LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA DAS PETÚNIAS, 20
 BAIRRO: JARDIM MOTORAMA CEP: 12224240 - SÃO JOSÉ
 DOS CAMPOS/SP

CNPJ: 20.654.934/0001-54
 PROCESSO: 25351.297042/2018-31 AUTORIZ/MS:
 9L21H0X1X120 (8.16655.5)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ADVANCE BAHIA DISTRIBUIDORA PRODUTOS
 FARMACÊUTICOS EIRELI

ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, S/N, POVOADO DE SÃO
 JOÃO CEDRO
 BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 44330000 - SÃO GONÇALO
 DOS CAMPOS/BA

CNPJ: 00.265.830/0001-27
 PROCESSO: 25351.292044/2018-34 AUTORIZ/MS:
 P2W5290HMM54 (8.16650.7)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Ecmat Materiais Médicos Ltda



FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO OU CADASTRO DE EQUIPAMENTO

ESTE FORMULÁRIO CORRESPONDE AO FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO E CADASTRO MENCIONADO NA RDC Nº 40/2015 E RDC Nº 270/2019.

VERSÃO 10 – 24/04/2019

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO E ENVIO:

- Em caso de dúvida no preenchimento dos campos, coloque o cursor sobre o campo e pressione F1.
- Caso haja necessidade de encaminhar alguma outra informação que não esteja contemplada nesta ficha técnica, a informação deve ser encaminhada por um documento (PDF) acompanhante a esta ficha técnica.
- O arquivo encaminhado em formato eletrônico será disponibilizado no site da Anvisa para consulta da população.
- O campo cuja informação não seja aplicável ao produto deverá ser preenchido com a expressão "Não se aplica".
- Não deverão ser enviados modelos de rotulagem e instruções de uso. Esses deverão seguir o disposto nas Resoluções ANVISA RDC 185/2001 e RDC 40/2015 e estar em conformidade com o formulário de cadastro aprovado.
- A empresa deve atender ao requisito 3.3 deste formulário, enviando as imagens gráficas (fotos ou desenhos) do equipamento, seus acessórios e partes, com seus respectivos códigos de identificação.

1. Identificação do Processo

| | |
|--|--|
| 1.1 Identificação do Processo nº 25351047713201108 | 1.2 Número da Notificação ou do Cadastro do Produto 80573310001 |
| 1.3 Código do Assunto da Petição 8088 | 1.4 Descrição do Assunto da Petição EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro |

2. Dados do Fabricante ou Importador

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2.1 Razão Social: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | |
| 2.2 Nome Fantasia: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | |
| 2.3 Endereço: RUA PIRAPO Nº. 613, BAIRRO: TIMBAUVA | | |
| 2.4 Cidade: SANTA ROSA | 2.5 UF: RS | 2.6 CEP: 98781-054 |
| 2.7 DDD: 55 | 2.8 Telefone: 35130686 | |
| 2.9 E-Mail: linck@biotecno.com.br/lidia@biotecno.com.br | | |
| 2.10 Autorização de Funcionamento na ANVISA (AFE): 8057331 | | 2.11 CNPJ: 04470103000176 |
| 2.12 Sítio Eletrônico (URL): www.biotecno.com.br | | |
| 2.13 Responsável Técnico: | | 2.14 Nº do Conselho de Classe: |

| | |
|---|------------------|
| LIDIA LINCK LAGEMANN | CRMV-RS 11828-VP |
| 2.15 Responsável Legal: NERCI LINCK | |

3. Dados do Produto

3.1. Identificação do Produto e Petição

| | |
|--|--|
| 3.1.1 Nome Técnico: REFRIGERADOR OU FREEZER LABORATORIAL/HOSPITALAR <i>*http://www.anvisa.gov.br/datavisa/NomesTecnicosGGT/PS/Consulta_GGTPS.asp?ok=1</i> | 3.1.2 Código de Identificação do Nome Técnico: 1571145 |
| 3.1.3 Regra de classificação: 2 | 3.1.4 Classe de Risco: <input type="checkbox"/> Classe I (Notificação) <input checked="" type="checkbox"/> Classe II (Cadastro) |
| 3.1.5 Tipo de petição: <input type="checkbox"/> Cadastro de equipamento único <input checked="" type="checkbox"/> Cadastro de família de equipamentos <input type="checkbox"/> Cadastro de sistema de equipamentos <input type="checkbox"/> Notificação de Dispositivo Médico Classe I | |
| 3.1.6 Nome Comercial: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS, TERMOLÁBEIS, AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS. | |
| 3.1.7 Modelos Comerciais /Componentes do Sistema (incluindo códigos de identificação – Part Number): BT-1100/10; BT-1100/20; BT-1100/50; BT-1100/80; BT-1100/100; BT-1100/120; BT-1100/140; BT-1100/240; BT-1100/260; BT-1100/280; BT-1100/300; BT-1100/340; BT-1100/350; BT-1100/360; BT-1100/400; BT-1100/420; BT-1100/500; BT-1100/560; BT-1100/600; BT-1100/700; BT-1100/800; BT-1100/900; BT-1100/1000; BT-1100/1200; BT-1100/1350; BT-1100/1500; BT-1100/1700; BT-1200/10; BT-1200/20; BT-1200/50; BT-1200/80; BT-1200/100; BT-1200/120; BT-1200/140; BT-1200/240; BT-1200/260; BT-1200/280; BT-1200/300; BT-1200/340; BT-1200/350; BT-1200/360; BT-1200/400; BT-1200/420; BT-1200/500; BT-1200/560; BT-1200/600; BT-1200/700; BT-1200/800; BT-1200/900; BT-1200/1000; BT-1200/1200; BT-1200/1350; BT-1200/1500; BT-1200/1700; BT-1300/10; BT-1300/20; BT-1300/50; BT-1300/80; BT-1300/100; BT-1300/120; BT-1300/140; BT-1300/240; BT-1300/260; BT-1300/280; BT-1300/300; BT-1300/335; BT-1300/340; BT-1300/350; BT-1300/360; BT-1300/400; BT-1300/420; BT-1300/500; BT-1300/520; BT-1300/560; BT-1300/600; BT-1300/700; BT-1300/800; BT-1300/900; BT-1300/1000; BT-1300/1200; BT-1300/1350; BT-1300/1500; BT-1300/17000 | |
| 3.1.8 Acessórios e Partes que acompanham/integram o equipamento: (informar o nº de registro/cadastro/notificação das partes e acessórios não incluídos no cadastro/notificação do equipamento) ACESSÓRIOS E PARTES DESCRITOS DETALHADAMENTE NO ITEM 3.2.3 DESTA PETIÇÃO. | |

| |
|---|
| <p>3.1.9 Formas de apresentação comercial do produto: (descrever quantitativamente os itens que acompanham o equipamento)</p> <p>- FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO: ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OU COM VENDAS DIRETAMENTE AOS ÓRGÃOS DE SAÚDE PRIVADA E PÚBLICA.</p> <p>- COMPOSIÇÃO DAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E/OU SECUNDÁRIAS: OS EQUIPAMENTOS SÃO EMBALADOS COM FILME PLÁSTICO, ENVOLTOS POR ESPESSAS ISOMANTAS, POSTERIORMENTE ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO DE ONDA DUPLA E PARAFUSADO EM ESTRADOS E/OU CAIXAS DE MADEIRA.</p> <p>- QUANTIDADE DO PRODUTO: CADA PRODUTO É EMBALADO INDIVIDUALMENTE, APRESENTANDO UMA UNIDADE POR CAIXA.</p> |
| <p>3.1.10 Nome comercial internacional do produto: (indicar o nome para cada modelo apresentado e o país)</p> <p>NÃO SE APLICA.</p> <p><input type="checkbox"/> O equipamento será comercializado no Brasil com a mesma denominação do país de origem.</p> |
| <p>3.1.11 Endereço na internet para Download do Manual do Usuário: (se existir manual disponível em internet)</p> <p>WWW.BIOTECNO.COM.BR</p> |

3.2. Informações sobre o Produto

| |
|--|
| <p>3.2.1 Indicação de Uso/Finalidade:</p> <p>EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS ESPECIALMENTE PARA A CONSERVAÇÃO ADEQUADA DE IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS, SANGUE, HEMOCOMPONENTES, HEMODERIVADOS, FLUÍDOS CORPORAIS, AMOSTRAS BIOLÓGICAS, ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS, TERMOLÁBEIS, MEDICAMENTOS E ASSEMELHADOS. INDICADOS PARA HOSPITAIS, FARMÁCIAS, POSTOS DE SAÚDE, CLÍNICAS ONCOLÓGICAS, CLÍNICAS DE VACINAÇÃO, BANCOS DE SANGUE, UNIVERSIDADES, SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA, INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, LABORATÓRIOS DE PESQUISAS, LABORATÓRIOS DE GENÉTICA E LABORATÓRIOS EM GERAL.</p> |
| <p>3.2.2 Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:</p> <p>AS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO BIOTECNO UTILIZAM COMPRESSORES HERMÉTICOS OU ROTATIVOS, DEPENDENDO DO MODELO, TRABALHANDO NA FAIXA DE +2°C A +8°C, -10°C A -40°C E -50°C A -86°C. TODOS OS EQUIPAMENTOS POSSUEM SISTEMA PRECISO DE CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA.</p> <p>O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO É ECOLÓGICO, ISENTO DE CFC, COM COMPRESSOR HERMÉTICO OU ROTATIVO, MONTADO SOBRE BASE ESPECIAL ANTI-VIBRAÇÃO, ULTRASSILENCIOSO COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DOTADOS DE EVAPORADORES DO TIPO AR FORÇADO OU ESTÁTICA, DEPENDENDO DO MODELO. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR COM PERFEITA HOMOGENEIDADE EM TODOS OS PONTOS DO EQUIPAMENTO. DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICRO VENTILADOR PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA</p> |

PORTA. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, SISTEMA DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, COM APRESENTAÇÃO DE DATA E HORÁRIO.

OS EQUIPAMENTOS POSSUEM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO, ISENTO DE CFC, EM ALTA DENSIDADE DE 30 A 200MM DEPENDENDO DO MODELO, EVITANDO A SUDAÇÃO E COM MANUTENÇÃO EFICIENTE DA TEMPERATURA INTERNA.

VERSÃO PREMIUM: TRATAM-SE DOS EQUIPAMENTOS QUE NÃO POSSUEM O SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ENTANTO MANTÉM AS FUNÇÕES DE REGISTRO DE TEMPERATURA E ALARMES DO PAINEL POR UM PERÍODO.

VERSÃO TOP: TRATAM-SE DOS EQUIPAMENTOS COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO COM AUTONOMIAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM OS MODELOS E SOLICITAÇÕES DOS USUÁRIOS.

3.2.3 Especificações técnicas: (descrever os requisitos técnicos do produto)

FAIXAS DE TRABALHO:

CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E MEDICAMENTOS: DE 2°C A 8°C COM PONTO FIXO EM 4°C.

CÂMARAS PARA GUARDA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES: DE 2°C A 6°C COM PONTO FIXO EM 4°C.

CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN: DE 15° A 18°C COM PONTO FIXO EM 16°C.

FREEZER: DE -10°C A -40°C.

ULTRAFREEZER: DE -50°C A 86°C.

FAIXAS DE TRABALHO AJUSTÁVEIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO

GABINETE EXTERNO

- TIPO VERTICAL OU HORIZONTAL DE FORMATO RETANGULAR OU OUTROS FORMATOS DE ACORDO COM O PROJETO DEFINIDO PELO CLIENTE. CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, AÇO GALVANIZADO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO (ABS, POLIPROPILENO, PSAL, PET OU OUTROS), FIBRA, AÇO TRATADO QUIMICAMENTE PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 430, 304 OU 316 LISO, ESCOVADO OU COM BRILHO. POSSUI PINTURA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (NANOTECNOLÓGICO –OPCIONAL); DE ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR DURABILIDADE, ELETROSTÁTICA A PÓ OU ESMALTADA, SECA EM ALTA TEMPERATURA COM ACABAMENTO ESMERADO, DURÁVEL E "ANTI-RISCOS".

- ACESSO LATERAL (ORIFÍCIO), SUPERIOR OU TRASEIRO ATRAVÉS DE PORTAS, PORTINHAS OU DUTOS PARA PASSAGEM DE SONDAS/SENSORES DE CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA (OPCIONAL); ATÉ 3 PORTAS DE ACESSO LATERAL PARA VALIDAÇÃO.
- BASE/CHASSI: MONTADA SOBRE CHASSI METÁLICO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DOTADOS DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS DE FÁCIL TRAVAMENTO OU SAPATAS/PÉS NIVELADORAS, ROSQUEADAS; PODENDO SER ESTES EM NYLON, ALUMÍNIO, POLIPROPILENO, POLIAMIDA, POLIURETANO, BORRACHA, METAL FUNDIDO, INOX OU OUTRO MATERIAL. OPCIONAL RODÍZIOS E SAPATAS DE AJUSTE DE NÍVEL PARA O MESMO EQUIPAMENTO(OPCIONAL).
- TAMPA FRONTAL, LATERAL OU TRASEIRA; FIXA OU MÓVEL; BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS: GAVETA MÓVEL PARA ALOJAMENTO DE BATERIA SELADA LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO GABINETE DE MODO A FACILITAR AS INTERVENÇÕES TÉCNICAS.

GABINETE INTERNO

- GABINETE INTERNO: EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL LISO OU ESCOVADO OU BRILHO (AISI 304 OU AISI 430 OU AISI 316) OU COM OPÇÕES EM PLÁSTICO (POLIPROPILENO, ABS, PET, PSAI); OU EM CHAPA DE AÇO TRATADO QUIMICAMENTE OU GALVANIZADO; QUE EVITA CORROSÃO, EQUIPAMENTO COM ACABAMENTO ESMERADO DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA E LONGA DURABILIDADE.
- POSSUI SISTEMA DE COMPARTIMENTOS (GAVETAS, BANDEJAS, PRATELEIRAS, RACKS OU CESTOS); COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS CONSTRUÍDOS EM AÇO INOXIDÁVEL SOBRE RODÍZIOS SIMPLES DUPLO OU TRIPLO (DEPENDENDO DO MODELO); OU COM CREMALHEIRA REMOVÍVEIS E QUE PERMITE O AJUSTE NA ALTURA DAS PRATELEIRAS. O NÚMERO DE GAVETAS E PRATELEIRAS PODEM VARIAR CONFORME O MODELO E PERMITEM QUE SEJAM ACRESCIDAS OU DIMINUÍDAS CONFORME APLICAÇÃO DO USUÁRIO/CLIENTE. AS GAVETAS POSSUEM BORDA COM ALTURA DE 9 CM, OU PODEM SER PRODUZIDAS CONFORME O PEDIDO DO USUÁRIO.
- POSSUEM CONTRA PORTAS/TAMPAS DE ACESSO HORIZONTAL OU VERTICAL (DEPENDENDO MODELO OU LINHA). PODEM POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO EVITANDO FORMAÇÃO DE VÁCUO INTERNO, POSSIBILITANDO A FÁCIL ABERTURA DE PORTA PELO USUÁRIO/CLIENTE (OPCIONAL).
- PARA OS MODELOS HORIZONTAIS, ESTES POSSUEM, RACKS PARA FÁCIL MANUSEIO E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL ARMAZENADO, COM SISTEMA DE CONTRA TAMPAS INTERNAS INDIVIDUAIS EM MATERIAL ESPECIAL.

PORTAS

- PORTAS/TAMPAS: ABERTURA HORIZONTAL E VERTICAL CEGA OU DE VIDRO (DUPLO OU TRIPLO - ISOLADA A VÁCUO OU COM GÁS INJETADO E COM LAMINAS

DE VIDRO TEMPERADO) COM SISTEMA ANTIEMBAÇAMENTO DO TIPO "NO FOG".

- POSSUI GAXETA SIMPLES, DUPLA OU TRIPLA NOS QUATRO LADOS – COM OU SEM ATRAÇÃO MAGNÉTICA EM PVC OU SILICONE OU OUTRO MATERIAL, COM DOBRADIÇAS OU TRILHOS DESLIZANTES.
- PERFIL DAS PORTAS OU TAMPAS EM PVC, ALUMÍNIO, METÁLICO OU MATERIAL TERMOPLÁSTICO. MODELO COM ACABAMENTO FINO E DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA PORTA POR DOBRADIÇAS ESPECIAIS, DOBRADIÇAS DE ENCAIXE EM AÇO INOX, ACABAMENTO CROMADO OU AÇO COMUM.
- SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE DE SEGURANÇA E ACENDIMENTO DE LUZ AUTOMÁTICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA.
- PUXADOR ANATÔMICO EMBUTIDO OU ANATÔMICO EXTERNO VARIÁVEL DE ACORDO COM O MODELO E O PEDIDO DO USUÁRIO/CLIENTE, AMBOS EM MATERIAL NÃO OXIDANTE DE ALTA RESISTÊNCIA.
- PORTA COM VISOR E REVESTIMENTO EM POLIURETANO (OPCIONAL).
- PORTA DE CORRER DESLIZANTE DE ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO (OPCIONAL).
- ATÉ 10 PORTAS EXTERNAS PARA FÁCIL ACESSO (OPCIONAL).
- SISTEMA DE FECHAMENTO COM SEGURANÇA ATRAVÉS DE CHAVE, FECHADURA, COM CADEADO, SISTEMA BIOMÉTRICO, CARTÃO MAGNÉTICO (SENDO POSSÍVEL CADASTRAR DE 09 A 30 CARTÕES), TECNOLOGIA MOBILE, SENHA ELETRÔNICA OU OUTRO SISTEMA DE ACORDO COM O PROJETO (OPCIONAL).
- FECHAMENTO AUTOMÁTICO (SISTEMA DE AUTOFECHAMENTO) E TRAVA DE CARGA (OPCIONAL).
- SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PORTA ABERTA EM 90°(OPCIONAL).
- PORTA CEGA, COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO INJETADO E EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, NO MESMO MATERIAL DO GABINETE EXTERNO (OPCIONAL).
- KIT PORTA COM CHAVE PARA QUALQUER MODELO (OPCIONAL).

GAVETAS/PRATELEIRAS

- GAVETAS/COMPARTIMENTOS/GRADES/BANDEJAS/RACKS/PRATELEIRAS: EM AÇO INOXIDÁVEL (304 OU 430 OU 316 AISI), PLÁSTICO, VIDRO, AÇO CARBONO, ARAMADO OU ALUMÍNIO. PERFURAÇÃO POR CORTE LASER PARA EVITAR CANTOS VIVOS E BORDAS CORTANTES OU TIPO GRELHA REMOVÍVEIS E/OU AJUSTÁVEIS OU DESLIZANTES COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS GAVETAS

POSSUEM BORDA COM ALTURA DE 9 CM, OU PODEM SER PRODUZIDAS CONFORME O PEDIDO DO USUÁRIO.

- GAVETAS COM SISTEMA DE TRILHOS OU CORREDIÇAS TELESCÓPICAS EM AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430, AISI 304) SOBRE RODÍZIOS SIMPLES, DUPLO OU TRIPLO (DEPENDENDO DO MODELO) REMOVÍVEIS E/OU AJUSTÁVEIS, QUE PERMITEM MOVIMENTO SEGURO E SUAVE. DE 1 A 30 GAVETAS/PRATELEIRAS/GRADES/RACKS, VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO MODELO. PRATELEIRAS, GAVETAS, RACKS, GRADES ADICIONAIS OPCIONALMENTE.
- SISTEMA DE CONTRAPORTAS/CONTRATAMPAS (OPCIONAL) COM ACESSO HORIZONTAL OU VERTICAL INDIVIDUAIS, POR COMPARTIMENTO OU PARA TODA A EXTENSÃO DO GABINETE INTERNO (DEPENDENDO DO MODELO OU LINHA). ESTE SISTEMA TEM A FUNÇÃO DE MINIMIZAR A TROCA DE CALOR ENTRE O PRODUTO E O AMBIENTE EXTERNO E EVITAR A PERDA DO FRIO. OPCIONALMENTE AS CONTRAPORTAS/CONTRATAMPAS PODEM SER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PLÁSTICO, VIDRO, ALUMÍNIO, AÇO PINTADO, INOX AISI 430, AISI 304, AISI 316 OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA.
- POSSUI GAVETAS COM SISTEMA DE TRAVA, PERMITINDO DESLOCAMENTO TOTAL PARA O LADO EXTERNO DO GABINETE, SEM RISCOS DE QUEDAS ACIDENTAIS.
- SISTEMA DE RACKS E SUPORTES DIVISORES DE GAVETAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL ARMAZENADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACRÍLICO OU AÇO PINTADO.
- OPCIONALMENTE POSSUI SISTEMA DE ISOLAMENTO E FECHAMENTO MAGNÉTICO.

PAINEL DE COMANDO E SUAS FUNÇÕES

- PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL, SUPERIOR OU INFERIOR DE FÁCIL ACESSO E VISUALIZAÇÃO, PODENDO SER ÚNICO OU NÃO, PROGRAMÁVEL CONFORME A TEMPERATURA DE TRABALHO EXIGIDA PELO MATERIAL ARMAZENADO, COM TECLA INCORPORADAS DE FÁCIL AJUSTE, COM DISPLAY LCD COM FUNDO ILUMINADO COM CARACTERES EXPANDIDOS PARA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS, COM SAÍDA USB E PEN DRIVE, COMANDO (THERMOSTATO) ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL MOSTRADOR DIGITAL DECIMAL TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS, COM AJUSTES DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE SENHA DIRETAMENTE NO DISPLAY. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO OU LED COM CARACTERES ALFANUMÉRICOS E LUZ DE FUNDO EM LED PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE LEITURA MESMO EM AMBIENTES ESCUROS. OS CARACTERES SÃO DE GRANDES DIMENSÕES (BIG NUMBER) COM ÁREA VISÍVEL SUPERIOR A 10 CM DE LARGURA. DISPLAY LUMINOSO COM VISORES GRANDES PARA VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA À DISTÂNCIA, COM NÚMERO DECIMAL 0,1°C.
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM SISTEMA P.I.D / DATALOGER/ C.L.P./ P.W.M/ MPPT (OPCIONAL).
- SISTEMAS DE CONTROLES OPCIONAIS PARA PROJETOS E CÂMARAS

ESPECIAIS.

- POSSUI TECLAS DO TIPO CHAVE TÁCTIL -SENSÍVEL AO TOQUE E DE LONGA DURABILIDADE. SEU SISTEMA ELETRÔNICO É CALIBRADO COM PADRÕES RBC DE FÁBRICA.
- EXIBE NO PAINEL LCD SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA, MÍNIMA COM DATA E HORA, NÍVEL DA CARGA DE BATERIA, DESCRIÇÃO DE ALERTAS E ALARMES EM FORMA DE TEXTO COM SINALIZAÇÃO ÁUDIO VISUAL DE PORTA ABERTA, CARGA DE BATERIA BAIXA, FALTA DE ENERGIA E ERRO DE TEMPERATURA SEM A NECESSIDADE DE NENHUM COMANDO ADICIONAL PARA VISUALIZAR ESSES DADOS. ALARME PARA LIMPEZA DO CONDENSADOR E PROGRAMAÇÃO DE REVISÃO.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: PRÉ-AJUSTADA CONFORME A FAIXA DE TRABALHO PRECONIZADA (CONTROLADOR PERMITE O AJUSTE PARA OUTRAS TEMPERATURAS DE TRABALHO) COM AJUSTE DECIMAL DE 0,1°C; TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA/GLICEROL PARA TODOS OS SENSORES, INDICANDO EXATAMENTE A TEMPERATURA DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO DO AR DENTRO DO GABINETE. AJUSTE DE SET POINT DE DOIS OU TRÊS PASSOS DIRETO NO COMANDO FRONTAL SUPERIOR.
- SISTEMA DE REGISTROS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA DIRETAMENTE NO PAINEL COM MEMÓRIA, PARA TOTAL SEGURANÇA EM TODA LINHA POR ATÉ 20 SENSORES (OPCIONAL), SENDO 01 DIRETO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA PARA CONTROLAR A TEMPERATURA EFETIVA DO PRODUTO ARMAZENADO NA CÂMARA E OUTROS POSICIONADOS ESTRATEGICAMENTE NO GABINETE INTERNO. PODENDO SER DIRECIONADO PARA MONITORAMENTO DE CADA GAVETA.
- MEMÓRIA COM DATA E HORA COM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMÁVEL DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE BAIXAR E SALVAR RELATÓRIOS COM GRÁFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM NA CÂMARA EM MEMÓRIA FLASH TIPO PEN DRIVE ATRAVÉS DE CONEXÃO USB NO PAINEL FRONTAL OU TRASEIRO (CONFORME O MODELO) COM ARMAZENAMENTO DESTES DADOS POR ATÉ 50 ANOS.
- TECLA DE RESET DE MÍNIMA E MÁXIMA TEMPERATURAS DIRETO NO PAINEL FRONTAL SUPERIOR E/OU INFERIOR, COM VARIAÇÃO NA POSIÇÃO DEPENDENDO DO MODELO OU PROJETO ESPECIAL.
- POSSUI PORTA USB PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA PEN DRIVE QUE ARMAZENA DADOS PERIÓDICOS DE TEMPERATURA DE TODOS OS SENSORES, REGISTRO IMEDIATO DE ALARMES, EVENTOS E PARÂMETROS DE AJUSTES (TEMPERATURA DE OPERAÇÃO E ALARMES DE TEMPERATURA ALTA E BAIXA).
- PERMITE BAIXAR E SALVAR RELATÓRIOS EM PDF DETALHADOS COM GRÁFICOS DE TEMPERATURAS E DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM NA CÂMARA EM PEN DRIVE ATRAVÉS DE CONEXÃO USB FRONTAL E/OU POSTERIOR NO PAINEL DE CONTROLE, INDEPENDENTE DE COMPUTADOR OU SOFTWARE.
- POSSUI RELÓGIO E CALENDÁRIO COM BATERIA INTERNA.
- MENU PARA PROGRAMAÇÃO DO TEMPO QUE O ALARME DEVE AGUARDAR PARA SOAR QUANDO A TEMPERATURA ESTÁ FORA DO PROGRAMADO, TEMPO DE LÂMPADA ACESSA E DE PORTA ABERTA DIRETAMENTE NO PAINEL FRONTAL.
- MENU MULTISENORES, QUE PERMITE VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE A TEMPERATURA EM TODOS OS SENSORES INSTALADOS.
- SISTEMA ELETRÔNICO QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CÂMARA OU QUEDA BRUSCA DA ENERGIA;

- SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS PROGRAMAÇÕES POR SENHAS (PERMANENTES MESMO COM INTERRUÇÃO DE ENERGIA OU REINICIO).
- SISTEMA DE MEMÓRIA INTERNA (DATA LOGGER) COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PERMANENTE PARA 1 ANO DE DADOS OU MAIOR DE ACORDO COM O PEDIDO DO CLIENTE/USUÁRIO: TEMPERATURAS, EVENTOS E ALARMES COM DATA E HORA REGISTRADAS. OS DADOS DA MEMÓRIA INTERNA SÃO PROTEGIDOS E CODIFICADOS PODENDO SER EXPORTADOS VIA PENDRIVE PARA GERAR RELATÓRIOS EM ARQUIVOS FECHADOS TIPO PDF. COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 50 ANOS DE ARMAZENAMENTO.
- SISTEMA DE RELATÓRIO ÚNICO, CONTENDO GRÁFICO DE FUNCIONAMENTO, RESUMO DO PERÍODO, HISTÓRICO DE TEMPERATURAS COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS DE 1 A 60 MINUTOS.
- ALERTA DE MEMÓRIA CHEIA DESCRITO EM PAINEL FRONTAL, EVITANDO PERDA DE DADOS DO EQUIPAMENTO.
- OPCIONAL DE MONTAGEM DE 1 A 6 SENSORES (OU MAIS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE/USUÁRIO) DE TEMPERATURA INDEPENDENTES EXIBIDOS DIRETAMENTE NO DISPLAY FRONTAL COM REGISTROS INDIVIDUAIS DE MÍNIMA E MÁXIMA ARMAZENADOS EM MEMÓRIA INTERNA.
- SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DATA E HORA DO ÚLTIMO RESET DE MÍNIMA E MÁXIMA REALIZADO DIRETAMENTE NO PAINEL FRONTAL.
- IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALARME COM DESCRIÇÃO NO DISPLAY FRONTAL.
- IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS COM DESCRIÇÃO NO DISPLAY FRONTAL.
- ACIONAMENTO DE DISCADORA EM CASO DE ALARME.
- CONTROLE DE ILUMINAÇÃO INTERNA POR LED.
- SISTEMA DE RELÓGIO INTERNO PERMANENTE, COM BATERIA DEDICADA À FUNÇÃO.
- SISTEMA DE TESTE DE ALARMES (OPCIONAL).
- SISTEMA COM 3 OPÇÕES DE IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL.
- SISTEMA DE AUTO TESTE DAS FUNÇÕES.
- SISTEMA REDUNDANTE DE CONTROLE E VISUALIZAÇÃO DE TEMPERATURA. SISTEMA DOTADO DE DUPLO CONTROLADOR DE TEMPERATURA QUE OPERAM SIMULTANEAMENTE EM CASO DE FALHA PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA DA CÂMARA, COM DUAS TECNOLOGIAS, UMA POR CRISTAL LÍQUIDO E OUTRA POR DISPLAY DE LEDS.
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY GRÁFICO 75X50 MM.
- AUTO CHECK INDIVIDUAL DE COMPONENTES, PERMITINDO RÁPIDA VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS DE TODOS OS COMPONENTES INDIVIDUALMENTE.
- SISTEMA DE COMANDO/ CONTROLADOR DIGITAL TOUCH SCREEN (OPCIONAL).O CONTROLADOR É UM SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO EM UM ÚNICO DISPLAY FRONTAL E COMANDO UNIFICADO QUE REALIZA TODAS AS FUNÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. PAINEL COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO OU LED DE 7 POLEGADAS OU MAIOR COM MÚLTIPLAS CORES E TELA SENSÍVEL AO TOQUE. ENTRE AS SUAS DIVERSAS FUNCIONALIDADES ESTÃO:
 - EXIBIÇÃO DE GRÁFICO EM TEMPO REAL DA TEMPERATURA DE MOMENTO E NÍVEL DE CARGA DE BATERIA.
 - MONTAGEM DE 1 A 20 SENSORES DE TEMPERATURA INDEPENDENTES EXIBIDOS DIRETAMENTE NO DISPLAY FRONTAL COM REGISTROS INDIVIDUAIS DE

MÍNIMA E MÁXIMA ARMAZENADOS EM MEMÓRIA INTERNA.

- HISTÓRICO DE TEMPERATURAS E EVENTOS DISPONÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO NA PRÓPRIA TELA.
- PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO PROTEGIDOS POR SENHA CONTRA ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÕES POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.
- POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE EXTERNO.
- INTERFACE USB FRONTAL PARA EXPORTAR O CONTEÚDO DA MEMÓRIA PARA PEN DRIVE.
- SISTEMA DE RESTART COM PADRÕES DE FÁBRICA.
- BATERIA PARA MANTER AS FUNÇÕES ELETRÔNICAS E ACIONAR ALARMES E DISCADOR COM MONITORAMENTO DE 24, 48 E 72 HORAS PARA OS EQUIPAMENTOS SEM SISTEMA DE EMERGÊNCIA.
- CHAVE GERAL COM SISTEMA ANTIDESLIGAMENTO COM SUPRESSOR DE SURTOS E FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO .
- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110-127 OU 220-240VOLTS -50 OU 60 HZ OU 12/24/36/48 VOLTS. TODOS OS MODELOS SÃO BIVOLT E ALGUNS DELES SÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA CHECAR A INFORMAÇÃO.
- SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REDE, RESTABELECENDO PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO EM CASO DE VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNÇÃO ACRESCENTADA COM O OPCIONAL CONTROLADOR DE TENSÃO).
- FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, PROVENIENTES DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, PROTEGENDO O SISTEMA MICROPROCESSADO, EVITANDO DESVIOS NOS VALORES PROGRAMADOS.

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE SEGURANÇA/ TRAVAMENTO DE PAINEL

- SISTEMA DE PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS CONTROLADORES LED, LCD E TOUCH SCREEN ATRAVÉS DE SENHAS NO PAINEL, FEITO EM ATÉ 06 NÍVEIS DE SEGURANÇA. PROTEGENDO CONTRA ALTERAÇÕES INDEVIDAS QUE PODEM COMPROMETER O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO (USUÁRIO: ACESSO AS FUNÇÕES DE ROTINA E CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO/ TÉCNICO: ACESSA AS FUNÇÕES DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO). AS CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO SÃO ARMAZENADAS EM MEMÓRIA PERMANENTE MESMO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, FILTRO CONTRA RUÍDO ELETROMAGNÉTICOS COM APRESENTAÇÃO DE DATA E HORÁRIO.

ALARMES

- SISTEMA DE ALARME SONORO, VISUAL E ESCRITO EM DISPLAY FRONTAL E/OU TRASEIRO PARA FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE, NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA OU CORRETIVA, TEMPERATURA FORA DE FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANUTENÇÃO PROGRAMADA/PERIÓDICA, FILTRO SUJO, DEGELO (QUANDO UTILIZADO), FALHA DE MEMÓRIA INTERNA, BATERIA FRACA OU DA VIDA ÚTIL, NECESSIDADE DE LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ENTRE OUTROS QUE PODEM SER AJUSTADOS, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL.
- SIMULADOR DE ALARME DE TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAIXA,

ATRAVÉS DE UM TOQUE.

- COM POSSIBILIDADE DE SILENCIADOR TEMPORÁRIO DO ALARME SONORO; TECLA SILENCIADORA DE ALARMES (TECLA DE ACIONAMENTO NO PAINEL DO EQUIPAMENTO) OU PROGRAMADO POR ACESSO AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.
- SISTEMA DE ALARMES REMOTO SEM FIO À DISTÂNCIA.

ISOLAMENTO TÉRMICO

- ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, ISENTO/LIVRE DE CFC (CLOROFLUORCARBONETO), EM TODAS AS PAREDES E/OU PORTA CEGA, ESPESSURA DO ISOLAMENTO PODE VARIAR ENTRE 30 E 200 MM, EM FUNÇÃO DO MODELO E PROJETO; PERMITINDO ISOLAMENTO ADEQUADO PARA RENDIMENTO E CONTROLE DA TEMPERATURA INTERNO. EVITANDO SUDAÇÃO/CONDENSAÇÃO NAS PAREDES E INFILTRAÇÕES E CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO DAS PORTAS DE VIDRO POR VÁCUO OU GÁS ESPECIAL COM OU SEM AQUECIMENTO. OPCIONAL: ISOLAMENTOS EM POLIESTIRENO OU DE ACORDO COM O PROJETO OU REQUISITO DO CLIENTE.

ILUMINAÇÃO

- ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED (RESISTENTE A UMIDADE DO AMBIENTE E DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL) COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA E/OU OPCIONALMENTE TEMPORIZADO PROGRAMÁVEL COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM A PORTA FECHADA. OPCIONALMENTE PODE AJUSTAR O TEMPO DE LUZ ACESSA CONFORME REQUISITO DO USUÁRIO/CLIENTE.
- TECLA DE ACIONAMENTO DE LUZ INTERNA TEMPORIZADA POR 60 SEGUNDOS SEM ABERTURA DE PORTA OU COM ACIONAMENTO DIRETO AO ABRIR A PORTA OU AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO

- ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO AC OU DC, SELADO DE ALTA CAPACIDADE COM CONDENSAÇÃO A AR, CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO SEM INTERRUÇÃO OU PERDA DA TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS.
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECOLÓGICAMENTE CORRETO, ISENTO DE C.F.C (CLOROFLUORCARBONO), COM GÁS R134A, R404A, R600A E R290 OU OUTRO DE ACORDO COM PROJETO, COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM AC OU DC OU AC/DC DE ALTO RENDIMENTO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA APÓS CARREGAR O REFRIGERADOR.
- COMPRESSORES OBRIGATORIAMENTE DEVEM TER CERTIFICAÇÃO INMETRO O QUE GARANTE A QUALIDADE E A AUTENTICIDADE DO COMPRESSOR E CERTIFICA QUE O COMPRESSOR É AUDITADO E LEGALMENTE COMERCIALIZADO NO BRASIL.
- COMPRESSOR HERMÉTICO/SELADO, MONTADO SOBRE BASE/CHASSI.

ESPECIAL QUE EVITA A TRANSMISSÃO DE VIBRAÇÃO PARA O PRODUTO ARMAZENADO. COM CONDENSAÇÃO DE AR FORÇADO OU ESTÁTICO OU TROCADOR A ÁGUA; ULTRA SILENCIOSO E BAIXO CONSUMO. UNIDADE COMPRESSORA AGREGADA SOB OU SOBRE O GABINETE OU REMOTA DE GRANDE DURABILIDADE PARA TRABALHOS CONTÍNUOS.

- CONDENSADOR DE AR FORÇADO DE ALTA EFICÁCIA PARA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, TROCADOR DE CALOR QUE UTILIZA O AR FORÇADO PARA TROCA TÉRMICA ENTRE O AMBIENTE A PARTE INTERNA DO EQUIPAMENTO COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA, NÃO UTILIZANDO CONDENSADOR ESTÁTICO DE LINHA DOMÉSTICA.
- ESTES SISTEMAS DE CONDENSADORES E EVAPORADORES GARANTEM UM PERFEITO ARMAZENAMENTO NAS (TEMPERATURAS RECOMENDADAS PELA OMS E ANVISA), RECUPERANDO AS TEMPERATURAS E EVITANDO PERDAS COM ABERTURAS DE PORTA DE FORMA EFICAZ. O TEMPO MÉDIO DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIDADE DE UM EQUIPAMENTO CIENTÍFICO É DE 15 MINUTOS APÓS RECARGA DE PRODUTOS.
- EVAPORADOR SISTEMA DE EVAPORADORES ALETADO POR AR FORÇADO QUE NÃO NECESSITA DE DEGELO. AS CÂMARAS BIOTECNO SÃO MONTADAS COM UMA ALTA TECNOLOGIA FAZENDO COM QUE O EQUIPAMENTO FUNCIONE SEM NENHUM TIPO DE INTERRUÇÃO PARA DEGELO TANTO DA RESISTÊNCIA COMO DE AR QUENTE, NÃO MUDANDO EM NENHUM MOMENTO A TEMPERATURA DO AMBIENTE INTERNO DO EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO DE PLACA FRIA INTERNA AO GABINETE EVITANDO QUALQUER PROBLEMA DE ACÚMULOS DE GELO OU RISCOS AO PRODUTO ARMAZENADO. EVITANDO ASSIM A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FONTE DE CALOR INTERNA AO PRODUTO, TAIS COMO, RESISTÊNCIAS, GÁS QUENTE ENTRE OUTROS.
- DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO SEM INTERRUÇÃO OU PERDA DA TEMPERATURA E SEM TRABALHO ADICIONAL.
- OPCIONAL DE COMANDO DUPLO DE COMPRESSORES E DE COMANDO ELETROELETRÔNICO, SENDO UM COMPRESSOR PRINCIPAL E UM SEGUNDO ACIONANDO EM CASO DE PANE DO PRINCIPAL MANTENDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO E DE COMANDO COM ACIONAMENTO DE ALERTA NO PAINEL INFORMANDO A FALHA AO USUÁRIO.
- BLAST FREEZER, EQUIPAMENTO VERTICAL ESPECÍFICO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO -30°C.

HOMOGENEIZAÇÃO

- SISTEMA DE TEMPERATURA HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO GABINETE ATRAVÉS DE CIRCULAÇÃO DE AR POR AR FORÇADO OU ESTÁTICO ATRAVÉS DE VENTILADORES COM HÉLICE AXIAL INTERNO OU CONVECÇÃO DE FRIO GARANTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA HOMOGÊNEA EM TODO O INTERIOR DO GABINETE. O SISTEMA POSSUI CONTROLE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA VENTILAÇÃO EM CASO DE ABERTURA DE PORTA. PARA MAIOR SEGURANÇA DA TEMPERATURA AS CÂMARAS BIOTECNO TEM COMO OPCIONAL O SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA GARANTIR A TEMPERATURA NA FAIXA EM SITUAÇÕES EM QUE A TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER NEGATIVA OU CONFORME REQUISITO DO USUÁRIO/CLIENTE.
- SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO ATRAVÉS DE VENTILADORES INTERNO COM HÉLICE AXIAL OU RADIAL QUE DE ACORDO COM PROJETO PODE SER DE 4 A 20"; POR SISTEMA DIFUSOR DIRECIONADO IMPELENTE

OU REPELENTE; POR DUTO EMBUTIDO E GRELHA VERTICAL OU HORIZONTAL, PARA CADA GAVETA/PRATELEIRA/RACKS, PROPORCIONANDO A MAIOR HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DO GABINETE SEM PROVOCAR VIBRAÇÕES E POSSIBILITANDO MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA.

- SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM CONTROLE DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ABERTURA DE PORTA. ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA, COM EVAPORADOR ALETADO E NÃO POR PLACA FRIA.
- OPCIONAL: SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA DIAS FRIOS E DE RESFRIAMENTO PARA DIAS QUENTES. QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ABAIXO DA TEMPERATURA PROGRAMADA, O SISTEMA DE AQUECIMENTO SERÁ ACIONADO. QUANDO A TEMPERATURA AMBIENTE ESTIVER ACIMA DO PROGRAMADO, O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO É ACIONADO.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO

- APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO REMOTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR, COM SAÍDA SERIAL RS 232/485/DB-25 E INTERFACE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRODUTO. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. OS DADOS COLETADOS EM PDF OU TXT SÃO CRIPTOGRAFADOS (INVIOLÁVEIS). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEIS POR PEN DRIVE COM RESUMO DO PERÍODO, HISTÓRICO DE TEMPERATURA, EVENTOS OCORRIDOS, COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS DE 1 A 60 MINUTOS.
- OS USUÁRIOS PREVIAMENTE CADASTRADOS RECEBEM ALERTAS E ALARMES ATRAVÉS DE E-MAILS E MENSAGENS SMS CASO CÂMARA ATINJA NÍVEIS CRÍTICOS DE TEMPERATURA (TEMPERATURAS FORA DO ESPECIFICADO) QUEDA/FALHA DE ENERGIA. PERMITE ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE TODOS OS EVENTOS, ARMAZENAMENTO PERMANENTE EM BANCO DE DADOS, GERENCIAMENTO DOS HISTÓRICOS ATRAVÉS DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO DA CÂMARA, MONITORAMENTO DO COMPRESSOR, NÚMERO DE VEZES E TEMPO DE ABERTURA DE PORTA, TENSÃO DA FONTE DE ENERGIA, TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, NÍVEL DE BATERIA, TEMPERATURA MÁXIMA, MÍNIMA DE TODOS OS SENSORES COM DATA E HORA COM INTERVALOS PROGRAMÁVEL. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO; POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO POR DISPOSITIVO MÓVEL, OS DADOS ARMAZENADOS SÃO CRIPTOGRAFADOS (INVIOLÁVEIS).
- SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PEN DRIVE COM MEMÓRIA PARA MÍNIMO 1 ANO SEM CONEXÃO A COMPUTADORES.
- EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE TEMPERATURAS EM PDF, .TXT E GRÁFICOS, POR PERÍODO SELECIONADO.
- EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE EVENTOS COMO ALARMES, ABERTURAS DE PORTAS, TEMPO DE PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BATERIA FRACA, ETC.
- POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO, PARA VISUALIZAÇÃO DO SISTEMA EM QUALQUER COMPUTADOR, TABLET OU SMARTPHONE, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NENHUM APLICATIVO ADICIONAL.

- ENVIO DE ALERTAS POR E-MAIL, COM POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE QUAIS EVENTOS SERÃO ENVIADOS.
- PROTEÇÃO DO SISTEMA CONTRA ALTERAÇÕES, EM 2 NÍVEIS: ADMINISTRADOR E OPERADOR.
- SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO DE ENVIO DE RELATÓRIOS (OPCIONAL).
- SAÍDA SERIAL RS485/ RS232(OPCIONAL); CONECTOR EXTERNO PARA MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRODUTOS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS ATRAVÉS DE SOFTWARE INSTALADO EM COMPUTADOR PELA PORTA SERIAL RS 232/485. INTERFACE/CONVERSOR SERIAL - USB.
- APLICAÇÕES ESPECIAIS: SAÍDA SERIAL COM PORTA DE COMANDO 4/20 MA (OPCIONAL SAI SOMENTE INCLUSO DE FABRICA)
- CONTROLADOR COM COMUNICAÇÃO SERIAL EM PROTOCOLO MODBUS (OPCIONAL).
- SISTEMA DE AQUISIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS VIA WIFI ETHERNET OU REDE DE COMPUTADORES SEM A NECESSIDADE DE PENDRIVE.
- SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS PARA OS DADOS EXPORTADOS DA MEMÓRIA INTERNA. PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO PROTEGIDOS POR SENHA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CONTRA ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÕES POR PESSOAS NÃO AUTORIZADO.
- SISTEMA COM 3 OPÇÕES DE IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL.
- SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS PARA OS DADOS EXPORTADOS DA MEMÓRIA INTERNA. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE ATÉ MÚLTIPLOS USUÁRIOS, CADA UM COM SEU PRÓPRIO LOGIN E SENHA COM IDENTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO.
- SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE DATA E HORA DO ÚLTIMO RESET DE MÍNIMA E MÁXIMA REALIZADO DIRETAMENTE NO PAINEL FRONTAL.
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO TCP/IP - CONVERSOR DE DADOS DE COMUNICAÇÃO ETHERNET (INTERNET OU INTRANET). PERMITE O GERENCIAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS BIOTECNO EM UM MESMO DISPOSITIVO.
- ENVIO DE ALERTAS DE TEMPERATURA, RELATÓRIOS E EVENTOS OCORRIDOS COM O EQUIPAMENTO COMO FALTA DE ENERGIA, BATERIA BAIXA, INSTABILIDADE DE ENERGIA, DENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS POR MODELO USANDO O APLICATIVO PARA ENVIO INDIVIDUAL OU GRUPO DE WHATSAPP.

SISTEMA DE SEGURANÇA

- SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA INSTALADO PARALELAMENTE AO COMANDO PRINCIPAL, COM SENSORAMENTO PRÓPRIO, QUE ASSUME AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DE TEMPERATURA DA CÂMARA SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO SISTEMA DE COMANDO PRINCIPAL OU ATÉ MESMO UM DESVIO DE TEMPERATURA OU OCORRIDOS POR QUALQUER RAZÃO, ATUANDO VERDADEIRAMENTE COM UM "ANJO DA GUARDA". ESTE SISTEMA TAMBÉM POSSUI UM SOFTWARE EXCLUSIVO PARA EXTRAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PERFORMANCE
- COM DADOS CRIPTOGRAFADOS QUE GARANTE TOTAL IMPARCIALIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DADOS.
- SISTEMA DE AUTO CHECAGEM DAS FUNÇÕES ELETRÔNICAS

PROGRAMADAS, VERIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DA CÂMARA QUE MOSTRARÁ UM CÓDIGO DE FALHA CASO ENCONTRE ALGUM DEFEITO.

- SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE TESTAR TODOS OS SENSORES COM A SIMULAÇÃO QUE ELEVA E ABAIXA A TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO DE FORMA A FORÇAR ATUAÇÃO DOS ALARMES DE TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS PROGRAMADAS.

- SISTEMA DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROGRAMAÇÃO.

- SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA.

- SISTEMA DUPLO DE COMANDO ELETROELETRÔNICO E DE REFRIGERAÇÃO, ACIONADO AUTOMATICAMENTE CASO OCORRA FALHA NO SISTEMA PRINCIPAL, ATRAVÉS DE UM SEGUNDO COMPRESSOR E DE UM SEGUNDO COMANDO ELETROELETRÔNICO, MANTENDO TODAS AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO PROGRAMADA, COM ACIONAMENTO DE ALARME INDICATIVO.

DISCADOR

- DISCADOR TELEFÔNICO: SISTEMA DE ALARME REMOTO À DISTÂNCIA QUE REALIZA CHAMADAS TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA, LINHA FIXA DIRETA OU SISTEMA VOIP PARA ATÉ 12 (DOZE) TELEFONES OU CELULAR PREFIXADOS, EM CASO DE PANE, DESVIO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, BATERIA BAIXA, A DISCADORA ENVIARÁ UMA MENSAGEM PRÉ-GRAVADA PARA OS NÚMEROS PROGRAMADOS EM MEMÓRIA. DISCADORA PROGRAMÁVEL COM SISTEMA DE SELEÇÃO DE EVENTOS COMO FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA, TEMPERATURA FORA DE FAIXA CONFIGURÁVEL PELO CLIENTE, TEMPERATURA ACIMA OU ABAIXO DO PRECONIZADO.

- MÓDULO GSM: DISCAGEM E ENVIO DE MENSAGENS SMS PARA ATÉ 12 NÚMEROS DE CELULAR SEMPRE QUE A TEMPERATURA DA CÂMARA ATINGIR NÍVEIS CRÍTICOS (TEMPERATURAS FORA DO ESPECIFICADO), BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA OU FALTA DE ENERGIA CASO HAJA NECESSIDADE DE REGISTRAR MAIS NÚMEROS PARA DISCAGEM, MAIS DISCADORES PODEM SER ADICIONADOS AO PRODUTO.

- SISTEMA DE ENVIO DE MENSAGEM SMS (OPCIONAL)

- SISTEMA DE ENVIO DE MENSAGENS DE ALERTAS POR SMS PARA ATÉ 12 NÚMEROS DE CELULARES, ATRAVÉS DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO, DISPOSITIVOS COLETOR WI-FI (OPCIONAIS), SEM NECESSIDADE DE CHIP DE OPERADORA DE TELEFONE MÓVEL.

- O SISTEMA IDENTIFICA EQUIPAMENTO E INFORMA O EVENTO QUE CAUSOU O ALERTA.

- OPCIONAL MÓDULO GPRS/GSM INDEPENDENTES .

- ENVIO DE ALERTAS DE TEMPERATURA, RELATÓRIOS E EVENTOS OCORRIDOS COM O EQUIPAMENTO COMO FALTA DE ENERGIA, BATERIA BAIXA, INSTABILIDADE DE ENERGIA, DENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS POR MODELO PARA CONTATO INDIVIDUAL OU GRUPO DE WHATSAPP.

SENSORES

- OS SENSORES ENCONTRAM-SE UM IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA PARA CONTROLAR A TEMPERATURA EFETIVA DO PRODUTO ARMAZENADO NA CÂMARA E OS OUTROS DENTRO DO GABINETE INTERNO. O EQUIPAMENTO PODE CONTER

SENSORES ADICIONAIS PARA CONTROLE E SEGURANÇA POR GAVETAS.

- O EQUIPAMENTO RECUPERA A TEMPERATURA RAPIDAMENTE EM APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS APÓS RECARGA DE PRODUTOS E ABERTURA DE PORTA, ESTABILIZANDO A MESMA NA TEMPERATURA CONFIGURADA PELO CLIENTE, MANTENDO ASSIM A ESTABILIDADE TÉRMICA OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA PARA O PRODUTO ARMAZENADO.
- DOTADO DE SENSORES DO TIPO NTC OU PT100, OPCIONALMENTE. SISTEMA MULTISENORES PARA LEITURA DA TEMPERATURA IMERSOS EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA. TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA PARA TODOS OS SENSORES.
- OPÇÃO COM DOIS SENSORES TIPO NTC OU PT 100, UM IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL (SIMULANDO TEMPERATURA DO MATERIAL) E UM SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA.
- OPÇÃO COM QUATRO SENSORES TIPO NTC OU PT 100, UM IMERSO EM SOLUÇÃO GLICEROL (SIMULANDO TEMPERATURA DO MATERIAL) E UM SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA E OUTRO NO AMBIENTE EXTERNO; O QUARTO SENSOR COMO SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ATUAÇÃO TOTALMENTE INDEPENDENTE.
- MULTISENORES: PERMITE A INSTALAÇÃO DE ATÉ 12 SENSORES OU MAIS EM VÁRIOS PONTOS DA CONSERVADORA E TODOS IMERSOS EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA OU DIRETAMENTE NO AR, COM VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS NA TELA, ALÉM DOS DEMAIS SENSORES DE CONTROLE E SEGURANÇA. POSSIBILITA REGISTROS INDIVIDUAIS DE MÍNIMA E MÁXIMA TEMPERATURAS OCORRIDAS, PERMITINDO UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DO PRODUTO ARMAZENADO.
- EQUIPAMENTOS COM PAINEL EM LDC POSSUEM 6 SENSORES OU MAIS, EQUIPAMENTOS TOUCH SCREEN PODEM SER COLOCADOS 20 SENSORES OU MAIS.
- SOLUÇÃO DIATÉRMICA: OS EQUIPAMENTOS POSSUEM UMA SOLUÇÃO DIATÉRMICA COM CARACTERÍSTICAS TERMODINÂMICAS SIMILARES AOS PRODUTOS ARMAZENADOS DENTRO DO EQUIPAMENTO. PELA AÇÃO DA INÉRCIA TÉRMICA, OS SENSORES IMERSOS EM SOLUÇÃO, REPRESENTAM A TEMPERATURA REAL DO PRODUTO ARMAZENADO E NÃO SOMENTE DO AR DO GABINETE.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

- ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO EM FUNCIONAMENTO TODAS AS FUNÇÕES ELETROELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, O SISTEMA DE ALARMES COM AUTONOMIA DE 2 A 144 HORAS, PODENDO ESTENDER A AUTONOMIA CONFORME O MODELO OU SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA MÓVEL PARA A BATERIA*. BATERIAS DE CHUMBO, LÍTIO, NÍQUEL-CÁDMIO (NICD), NÍQUEL, HIDRETO METÁLICO (NIMH), ZINCO AR OU GEL. OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS.
- BATERIAS SELADAS E OU ESTACIONÁRIAS ADICIONAIS OPCIONALMENTE PARA INCREMENTO DA AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
- SISTEMA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CAPAZ DE RECUPERAR AS BATERIAS EM 10 HORAS DEPOIS DO SISTEMA TER OPERANDO NO MODO DE EMERGÊNCIA, POR 24 HORAS, 48 HORAS OU 72 HORAS.

- SISTEMA DE EMERGÊNCIA ACOPLÁVEL: SISTEMA DE SEGURANÇA PARA FALTA OU INSTABILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. OS COMPONENTES SÃO MONTADOS EXTERNAMENTE AO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE MÓDULO DE COMANDO DIGITAL E MICROPROCESSADO, COM ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM E BANCO DE BATERIAS COM AUTONOMIA PARA PERÍODOS DE ATÉ 240 HORAS OU MAIS (DEPENDENDO DO NÚMERO DE BANCOS DE BATERIAS E MODELO DE EQUIPAMENTO).

- SISTEMA DE BACKUP PARA PAINEL: ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL PARA TODA A REDE DE COMANDO ELETRÔNICO E SISTEMAS DE ALARMES, COM MONITORAMENTO DE 24 A 144 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; QUANTIDADE DE HORAS DA AUTONOMIA DO MONITORAMENTO É OPCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.

- SISTEMA SOLAR PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA/ BACKUP, VIA PLACA SOLAR (OPCIONAL): SISTEMA DE FONTE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA POR PLACA SOLAR FUNCIONANDO COMO UM SUBSTITUTO PARA ENERGIA POR REDE ELÉTRICA OU BATERIAS. PLACA SOLAR ADQUIRIDA OPCIONALMENTE E SEPARADAMENTE. SISTEMA DE BACKUP DE FRIO ARMAZENADO QUE POSSIBILITA A MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO ESTABILIZADA EM 4,0° C POR ATÉ 240 HORAS (10 DIAS) MESMO SEM LUZ SOLAR OU DURANTE UMA SEMANA CHUVOSA. COMPOSTO DE EXCLUSIVO SISTEMA DE BACKUP DE FRIO ARMAZENADO ACOPLADO AO SISTEMA DE EMERGÊNCIA, É POSSÍVEL MANTER A TEMPERATURA INTERNA DO EQUIPAMENTO ESTABILIZADA EM 4,0° C POR ATÉ 240 HORAS (10 DIAS) MESMO SEM LUZ SOLAR OU DURANTE UMA SEMANA CHUVOSA.

- DOTADO AINDA DE DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEMANDA CONSUMO E NEM ADIÇÃO DE MECANISMOS EXTRAORDINÁRIOS, É REALIMENTADO DE FORMA AUTÔNOMA PELAS PLACAS SOLARES OU PELA ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL BASTANDO RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA OU DA LUZ SOLAR. EM REGIÕES ONDE NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL, O EQUIPAMENTO MANTÉM SUA FUNCIONALIDADE DE FORMA INDEPENDENTE APENAS PELA PLACA SOLAR.

* A AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA PODERÁ VARIAR DEVIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E DO TEMPO DE USO DA BATERIA.

- SISTEMA DE EMERGÊNCIA SUSTENTÁVEL SEM A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS CAPAZ DE MANTER A REFRIGERAÇÃO NAS SITUAÇÕES EM QUE OCORRA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE UM SISTEMA EXCLUSIVO E PATENTEADO DE PROPULSÃO DE FRIO ATRAVÉS DE MISTURA EUTÉTICA E HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO. AS AUTONOMIAS DESTES SISTEMAS VARIAM DE 2 A 144 HORAS, DE ACORDO COM O MODELO.

CONTROLADOR DE TENSÃO ELÉTRICA


- CONTROLADOR DE TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA OU INSTABILIDADE (SUB OU SOBRETENSÃO) DE ENERGIA ELÉTRICA. EMITE DADOS DE PERFORMANCE DA TENSÃO ELÉTRICA VIA DATA-LOGGER E PERMITE O GERENCIAMENTO REMOTO POR MEIO DO SOFTWARE. EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO IMEDIATO OU RETROATIVO VIA DATA-LOGGER OU ATRAVÉS DO MONITORAMENTO VIA INTERNET. ACIONA OS ALARMES

DO EQUIPAMENTO EM CASO DE INSTABILIDADE.

CALIBRAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: PARA COMPROVAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO (IM, ERROS, TENDÊNCIAS, ETC.), CALIBRADO EM TRÊS PONTOS, JUNTAMENTE COM RASTREABILIDADE, COMPROVADA PELO INMETRO (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO).
 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PELO SISTEMA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO).
 - SENSOR DE TEMPERATURA COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PELO SISTEMA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO).
 - CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA CALIBRADO COM PADRÕES RBC DE FÁBRICA EM LABORATÓRIO INTERNO BIOTECNO.
 - QUALIFICAÇÃO TÉRMICA QO, QP, QI (OPCIONAL): VALIDAÇÃO -QO/QP/QI, POR EQUIPE PROFISSIONAL E QUALIFICADA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO A RBC SEGUINDO OS PADRÕES NORMA ISO 17025:2017.
 - VALIDAÇÃO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO.
 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
- OPCIONAIS
- ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (OPCIONAL): DISPOSITIVO QUE REGULA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DENTRO DAS FAIXAS ESTABELECIDAS (127V E 220V). PROTEGE O EQUIPAMENTO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E PICO DE TENSÃO. RECOMENDADO PARA LOCAIS ONDE HÁ INSTABILIDADE DE ENERGIA E TENSÕES ELÉTRICAS FORA DA FAIXA PADRÃO. ESTE DISPOSITIVO NÃO SUBSTITUI O CONTROLADOR DE TENSÃO.
 - TERMÔMETRO GRÁFICO / REGISTRADOR GRÁFICO (OPCIONAL): O REGISTRADOR GRÁFICO REGISTRA CONTINUAMENTE AS OSCILAÇÕES DE TEMPERATURA DO PRODUTO NA CÂMARA DE ARMAZENAMENTO. INSTALADO JUNTO DO PAINEL FRONTAL (SUPERIOR OU INFERIOR). ATRAVÉS DE CARTA GRÁFICA CIRCULAR DE 6 POLEGADAS PARA 7 (SETE) DIAS DE DURAÇÃO E REGISTROS EM MODO CONTÍNUO E COM SUPRIMENTO FORNECIDO PARA ATENDER 12 MESES. OS EQUIPAMENTOS COM REGISTRADOR GRÁFICO SÃO SEMPRE ACOMPANHADOS DE UM MANUAL ESPECÍFICO DO REGISTRADOR COM AS INSTRUÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. PAPEL NA COR AZUL DE TEMPERATURA DE 60°C A -40°C E DE 0°C A -100°C. CANETA (PENA GRÁFICA) NA COR AZUL PARA USO DESCARTÁVEL (ITENS INCLUSOS AOS PRODUTOS COM O OPCIONAL).
 - OPCIONAL DE REGISTRO TÉRMICO OU ISENTO DE TINTAS ATRAVÉS DO SISTEMA TOUCH SCREEN.
 - OPCIONAL DE REGISTRADOR GRÁFICO, ELETROMECAÂNICO DE 05 POLEGADAS PARA REGISTRO DE 07 DIAS COM SISTEMA ISENTO DE TINTA.
 - IMPRESSORA TÉRMICA COM BOBINA DE PAPEL
 - BLOCOS CRIOGÊNICOS -EQUIPADO COM BLOCOS CRIOGÊNICOS PARA MANUTENÇÃO INERCIAL DA TEMPERATURA SEM ENERGIA ELÉTRICA. OPCIONAL PARA TODOS OS MODELOS (QUANTIDADE A DEFINIR).
 - CONTROLE DE ESTOQUE POR IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID).
 - SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTOS ARMAZENADOS.
 - KIT DE ALIMENTAÇÃO SOLAR.

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM GERENCIAMENTO DE VÍDEO VIA INTERNET, ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENÇA E ABERTURA DE PORTA. • LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DE PRODUTOS ARMAZENADOS E CONTROLE DE ESTOQUE. • CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH. • OPCIONALMENTE, TODOS OS EQUIPAMENTOS PODEM SER MODULARES, OU SEJA, MONTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE QUANDO HOUVER DIFÍCIL ACESSO • EQUIPAMENTO COM FUNCIONAMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO BLAST FREEZER • EQUIPAMENTO DUO COM DOIS COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES E FAIXAS DE TRABALHO DIFERENTES, UM COM REFRIGERAÇÃO E OUTRO COM CONGELAMENTO. CAPACIDADE EM LITROS DO EQUIPAMENTO/COMPARTIMENTOS A SER DEFINIDA PELO USUÁRIO. |
| <p>3.2.4 Código GTIN/EAN: (opcional)</p> <p>NÃO SE APLICA</p> |
| <p>3.2.5 Público destinado a operar o equipamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Leigo <input type="checkbox"/> Leigo com prescrição de profissional de saúde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Profissional de saúde <input type="checkbox"/> Profissional de saúde com treinamento do fabricante/fornecedor</p> <p><input type="checkbox"/> Outros, especificar:</p> |
| <p>3.2.6 Tipo de ambiente destinado ao equipamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Doméstico <input checked="" type="checkbox"/> Hospital/Clinica</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Laboratório Clínico <input checked="" type="checkbox"/> Serviço de Hemoterapia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Consultório/Ambulatório <input checked="" type="checkbox"/> Ambulância</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros, especificar: FARMÁCIA</p> |
| <p>3.2.7 Compatibilidade como outros Produtos Médicos ou Produtos para Diagnóstico de uso <i>in vitro</i>: (estes produtos não integram o cadastro/notificação do equipamento, possuindo registro/cadastro/notificação próprio na Anvisa)</p> <p><input type="checkbox"/> Não se aplica.</p> <p>Equipamentos compatíveis com qualquer sistema de gerenciamento de dados de alarmes</p> |
| <p>3.2.8 Tipo de usuário (paciente):</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Adulto <input type="checkbox"/> Pediátrico <input type="checkbox"/> Neonatal <input type="checkbox"/> Outros, especificar:</p> |
| <p>3.2.9 Informações sobre medicamentos incorporados/associados/administrados:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica, não há medicamentos incorporados, associados ou administrados pelo equipamento.</p> |
| <p>3.2.10 Informações sobre alarmes:</p> <p><input type="checkbox"/> Não se aplica, o equipamento não possui alarmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE ALARME SONORO, VISUAL E ESCRITO EM DISPLAY FRONTAL E/OU TRASEIRO PARA FALTA DE ENERGIA, PORTA ABERTA E/OU AUSÊNCIA DO PEN DRIVE, NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA OU CORRETIVA, |

| | |
|---|---|
| <p>TEMPERATURA FORA DE FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA, MANUTENÇÃO PROGRAMADA/PERIÓDICA, FILTRO SUJO, DEGELO (QUANDO UTILIZADO), FALHA DE MEMÓRIA INTERNA, BATERIA FRACA OU DA VIDA ÚTIL, NECESSIDADE DE LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, ENTRE OUTROS QUE PODEM SER AJUSTADOS, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIMULADOR DE ALARME DE TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAIXA, ATRAVÉS DE UM TOQUE. • COM POSSIBILIDADE DE SILENCIADOR TEMPORÁRIO DO ALARME SONORO; TECLA SILENCIADORA DE ALARMES (TECLA DE ACIONAMENTO NO PAINEL DO EQUIPAMENTO) OU PROGRAMADO POR ACESSO AO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. • SISTEMA DE ALARMES REMOTO SEM FIO À DISTÂNCIA. | |
| <p>3.2.11 Esterilidade do Produto:</p> <p>a) Produto fornecido estéril?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>b) Necessita ser esterilizado antes do uso?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> | <p>3.2.12 Método de esterilização: Se fornecido estéril ou necessitar ser esterilizado antes do uso, informar métodos de esterilização utilizados/indicados:</p> <p>-</p> <p>3.2.13 Prazo de Validade ou Vida Útil do produto:</p> <p>INDETERMINADO</p> |
| <p>3.2.14 Caso aplicável, informar lista de código, método de esterilização e prazo de validade de todas as partes e/ou acessórios que são fornecidos estéreis:</p> | |
| <p> Os itens 3.2.15 a 3.2.19 dizem respeito aos requisitos estabelecidos na RDC nº 156/2006.</p> | |
| <p>3.2.15 Equipamento de reprocessamento proibido?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p> | <p>3.2.16 Informar quantidade máxima de reprocessamentos indicados pelo fabricante:</p> <p>vezes</p> <p><input type="checkbox"/> O fabricante recomenda uso único</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ilimitados</p> |
| <p>3.2.17 Em quais situações o reprocessamento é recomendado?</p> <p>Limpeza e desinfecção para reutilização.</p> | |
| <p>3.2.18 Quem é responsável pelo reprocessamento?</p> <p>Responsável pela limpeza dos refrigeradores.</p> | |
| <p>3.2.19 Do que consiste o reprocessamento?</p> <p>Limpeza e desinfecção. Proceder conforme instruções do item 3.2.20.</p> | |
| <p>3.2.20 Método de limpeza recomendado (informar inclusive os tipos de saneantes que podem ser utilizados e com que periodicidade deve ser realizada a limpeza)</p> <p>É IMPRESCINDÍVEL QUE O OPERADOR ESTEJA PARAMENTADO COM LUVAS, MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO DURANTE OS PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POIS O MATERIAL ARMAZENADO PODE ESTAR CONTAMINADO. DESLIGUE A CÂMARA ATRAVÉS DA CHAVE GERAL E RETIRE O PINO DA TOMADA, DESLIGANDO TOTALMENTE O EQUIPAMENTO. RETIRE TODO O MATERIAL E</p> | |

COLOQUE-O EM OUTRO EQUIPAMENTO OU CAIXA TÉRMICA COM MATERIAL CRIOGÊNICO. APÓS REMOVER CUIDADOSAMENTE TODAS AS PRATELEIRAS/GAVETAS/RACKS FAÇA ASSEPSIA EXTERNA E INTERNA COM UM PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO.

DESINFECÇÃO: APÓS CONCLUÍDO O PROCESSO DE LIMPEZA, LIMPAR AS SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DO EQUIPAMENTO COM UM PANO MACIO UMEDECIDO COM ÁLCOOL 70%. O MESMO PROCEDIMENTO DEVE SER REALIZADO NAS PRATELEIRAS/GAVETAS/RACKS.

ANTES DE LIGAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO VERIFIQUE SE ESTÁ COMPLETAMENTE SECO. NÃO USE, EM HIPÓTESE ALGUMA, MATERIAL ABRASIVO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA, NEM PRODUTOS QUÍMICOS OU SOLVENTES.

3.2.21 Requisitos de manutenção (informar a periodicidade da manutenção e o responsável pela execução)

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER REALIZADA PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA BIOTECNO. A BIOTECNO RECOMENDA QUE SEJAM REALIZADAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS ANUAIS, COM A FINALIDADE DE REVISÃO DE TODOS OS COMPONENTES ELETRÔNICOS E DE REFRIGERAÇÃO, ASSIM COMO QUALIFICAR O LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO. É RECOMENDADA A RECALIBRAÇÃO DOS CONTROLADORES DE TEMPERATURA. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAIS PRÓXIMA EM NOSSO SITE - WWW.BIOTECNO.COM.BR OU ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS DO E-MAIL: SUPORTE@BIOTECNO.COM.BR. ATENTAMOS PARA QUE SEJAM OBEDECIDAS AS EXIGÊNCIAS DE SUA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL.

3.2.22 Condições para Armazenamento:

EQUIPAMENTOS ANTES DE SEU USO DEVEM SER ARMAZENADOS EM LUGAR LIMPO E SECO, PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES. DEVE-SE EVITAR A INCIDÊNCIA DIRETA DE RAIOS SOLARES, ASSIM COMO MANTER A SALA CLIMATIZADA CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ENTRE 18° E 20°C E A UMIDADE RELATIVA ENTRE 30% E 75%.

3.2.23 Condições para Transporte:

DEVEM SER TRANSPORTADOS NA POSIÇÃO VERTICAL COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 45° CONFORME INSTRUÇÕES NA EMBALAGEM EXTERNA, MANTENDO AS CONDIÇÕES DE EMBALAGEM INTACTAS, DEVENDO SER TRANSPORTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PELA ANVISA MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE A.F.E (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA) PARA TRANSPORTES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE.

3.2.24 Condições para Operação:

EQUIPAMENTOS DEVEM SER MANIPULADOS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS, QUE TENHAM TREINAMENTO OBEDECENDO INTEGRALMENTE O QUE FORA ESPECIFICADO NO MANUAL DE OPERAÇÃO QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO.

3.2.25 Requisitos de infra-estrutura: (caso o equipamento necessite de condições especiais de infra-estrutura física e ambiental para sua operação correta e segura)

DEVE SER DISPONIBILIZADA TOMADA EXCLUSIVA DE 10 AMPÉRES PARA CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO (DE 2°C A 8°C) OU DE 20 AMPÉRES PARA CÂMARAS DE CONGELAMENTO (TEMPERATURAS NEGATIVAS). PARA CÂMARAS DE CONGELAMENTO UTILIZAR SOMENTE TOMADAS DE 220V, PARA AS OUTRAS LINHAS TOMADA 110/127 OU 220V (CONFORME A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO). AS TOMADAS DEVEM ESTAR NO PADRÃO NBR5410 COM TRÊS PINOS. É IMPRESCINDÍVEL QUE A TOMADA SEJA ATERRADA*, COM O OBJETIVO DIMINUIR A VARIAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA, ELIMINAR AS FUGAS DE ENERGIA E PROTEGER OS USUÁRIOS DE UM POSSÍVEL CHOQUE ELÉTRICO.

* CONFORME A NORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NBR 5410 DA ABNT. INFORMAMOS QUE O PLUGUE DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO RESPEITA O NOVO PADRÃO ESTABELECIDO PELA NBR 14136, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, E PELA PORTARIA Nº 02/2007, DO CONMETRO. PORTANTO, CASO A TOMADA DO SEU ESTABELECIMENTO AINDA SE ENCONTRE NO PADRÃO ANTIGO, RECOMENDAMOS QUE PROVIDENCIE A SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DA MESMA AO NOVO PADRÃO NBR 14136. RECOMENDAMOS QUE O EQUIPAMENTO SEJA LIGADO A UMA TOMADA EXCLUSIVA. NÃO UTILIZE EXTENSÕES OU CONECTORES TIPO T (BENJAMIM).

MANTER EM LOCAL PROTEGIDO DE CHUVA, SOL DIRETO E BEM AREJADO. RECOMENDA-SE QUE A SALA EM QUE O EQUIPAMENTO SE ENCONTRA SEJA CLIMATIZADA COM TEMPERATURA NÃO SUPERIOR A 25°C. NÃO É ACONSELHÁVEL QUE HAJA FONTES DE CALOR ELEVADO PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO TAIS COMO AQUECEDORES E ESTUFAS.

CASO POSSUA MAIS DE UMA CÂMARA, A DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EQUIPAMENTOS DEVE SER DE 10 CM, ASSIM COMO A DISTÂNCIA DA CÂMARA AO TETO DA SALA NÃO DEVE SER MENOR DE 50 CM. OBSERVAR TAMBÉM QUE A CABINE QUE CONTÉM O CONJUNTO DE REFRIGERAÇÃO TENHA ENTRADA E SAÍDA DE AR LIVRE, SEM BLOQUEIO DE PAREDES OU OUTROS OBJETOS EM GERAL. TAMBÉM É RECOMENDADO QUE O PISO SOBRE O QUAL O EQUIPAMENTO VAI SER INSTALADO SEJA NIVELADO.

PARA INSTALAÇÃO DO DISCADOR FIXO, DEVE-SE DISPONIBILIZAR UMA LINHA TELEFÔNICA OU RAMAL EXCLUSIVO NO LOCAL COM CONEXÃO RJ11 PARA CADA EQUIPAMENTO OU SISTEMA VOIP.

CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL DA REDE DE FRIO (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017), RECOMENDA-SE O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS SOMENTE APÓS A COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE DE TEMPERATURA, APÓS INTERVALO MÍNIMO DE 7 DIAS.

PARA EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM LOCAIS ONDE A INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA É FREQUENTE, RECOMENDAMOS O USO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O MODELO. OS EQUIPAMENTOS COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA EVENTUALMENTE SÃO ENVIADOS COM A BATERIA EM EMBALAGEM SEPARADA, DEPENDENDO DO MODELO. PARA INSTALAR A BATERIA NO EQUIPAMENTO, DEVEM SER SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DE TUTORIAL TÉCNICO ENVIADAS JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO.

- TENSÃO: VERIFIQUE SE A VOLTAGEM SELECIONADA NO PRODUTO COINCIDE COM A VOLTAGEM DA REDE ONDE O PRODUTO ESTÁ SENDO LIGADO (110-127/220-240 VOLTS). SOMENTE EFETUE A LIGAÇÃO SE AS VOLTAGENS COINCIDIREM.

- TOMADA EXCLUSIVA: UTILIZE TOMADA EXCLUSIVA PARA LIGAR O PINO DO EQUIPAMENTO. NÃO FAÇA USO DE EXTENSÕES OU CONECTORES. VERIFIQUE TAMBÉM SE O PINO ESTÁ BEM FIRME NA TOMADA.

3.2.26 Advertências/Precauções:

PEDIMOS A LEITURA COM ATENÇÃO DE TODOS OS ITENS A SEGUIR, QUE SE REFEREM AS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA QUE DEVEM SER SEGUIDOS, PARA EVITAR PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER, EM FACE DE SUA NÃO OBSERVÂNCIA, DURANTE A INSTALAÇÃO OU O USO DO EQUIPAMENTO:

- DESLIGUE A CHAVE GERAL E TIRE O PLUGUE DA TOMADA SEMPRE QUE EFETUAR A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO.

- NUNCA DESLIGUE O EQUIPAMENTO PUXANDO PELO CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.

- USE TOMADA EXCLUSIVA PARA O EQUIPAMENTO COM FIO DE BITOLA DE NO MÍNIMO 2,5MM, JAMAIS COMPARTILHÁ-LA COM "T" (BENJAMINS).

- PARA A LIMPEZA NUNCA UTILIZE MATERIAIS ABRASIVOS, SOMENTE ÁGUA E SABÃO NEUTRO E ÁLCOOL 70% PARA DESINFECÇÃO.

- NÃO PERMITA QUE ESTRANHOS AO SERVIÇO TENHAM ACESSO AO EQUIPAMENTO SEM NOÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA SOBRE OS MESMOS.

- NIVEL O EQUIPAMENTO DE FORMA ADEQUADA NO LOCAL ONDE FOR INSTALADO, MANTENDO OS RODÍZIOS TRAVADOS.

- JAMAIS FORRE AS PRATELEIRAS OU GAVETAS COM PLÁSTICO OU SIMILAR, NEM CARREGUE O EQUIPAMENTO COM MATERIAL EM EXCESSO, POIS ISTO IMPEDIRÁ A LIVRE CIRCULAÇÃO DO AR DENTRO DO EQUIPAMENTO.

- VERIFIQUE CONSTANTEMENTE A VEDAÇÃO DAS PORTAS; SE AS GAXETAS ESTÃO ADERINDO DE FORMA REGULAR EM TODA A VOLTA DAS MESMAS. EVITE TAMBÉM QUE A PORTA FIQUE ABERTA MAIS QUE O TEMPO NECESSÁRIO, POIS IMPLICARÁ EM FUNCIONAMENTO DESNECESSÁRIO E MAIS PROLONGADO DO EQUIPAMENTO, CAUSANDO MAIOR CONSUMO DE ENERGIA E DESGASTE DOS COMPONENTES, ALÉM DA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA INTERNA.

- VERIFIQUE A TENSÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA ANTES DE INSTALAR O EQUIPAMENTO. NÃO TENDE REPARAR OU MONTAR COMPONENTES DEFEITUOSOS OU INOPERANTES OU SUBSTITUIR POR PARTES DE OUTRO PRODUTO. A BIOTECNO NÃO FORNECE SUAS PEÇAS ORIGINAIS A OUTROS FABRICANTES, POR ISSO, SÓ A BIOTECNO E SEUS REPRESENTANTES PODEM EFETUAR REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS.

-NÃO PERMITA QUE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS MANIPULEM ESTES EQUIPAMENTOS.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO HÁ NADA DIFICULTANDO O FECHAMENTO DA PORTA OU O SEU USO.

- OS EQUIPAMENTOS POSSUEM LACRE DE INVIOABILIDADE EM SEU QUADRO DE COMANDO. OS EQUIPAMENTOS QUE ESTIVEREM COM O LACRE ROMPIDO NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

3.2.27 Contra Indicações:

Não se aplica, não há contra indicações para utilização do equipamento.

Não permita que pessoas não autorizadas manipulem estes equipamentos.

3.2.28 Efeitos Adversos:

Não se aplica, o equipamento não causa efeitos adversos.

3.2.29 Normas Técnicas utilizadas no desenvolvimento do produto: (indicar as normas técnicas mesmo nos casos do equipamento não ser certificado pelo INMETRO)

--

3.2.30 Dimensões do equipamento:

Comprimento (mm): VIDE ANEXO - TABELA COMPARATIVA

Largura (mm): VIDE ANEXO - TABELA COMPARATIVA

Altura (mm): VIDE ANEXO - TABELA COMPARATIVA

3.2.31 Características elétricas:

Não se aplica

Tensão de alimentação (V): 110/127V - 220/240V 50/60 HZ

Corrente (A): VIDE ANEXO - TABELA COMPARATIVA

Potência (W): VIDE ANEXO - TABELA COMPARATIVA



Requisitos de rede elétrica para instalação: TENSÃO: Verifique se a tensão selecionada coincide com a voltagem da rede onde o produto está sendo ligado. Somente efetue a ligação se as voltagens coincidirem.

Outros requisitos elétricos: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM: Se a tensão da rede local apresentar variações muito bruscas, torna-se necessário instalar um estabilizador automático de capacidade compatível com o consumo de seu equipamento.

3.2.32 Possui fonte de alimentação interna?

Sim Não


Responder os itens abaixo apenas em caso de possuir fonte de alimentação interna.

| |
|---|
| <p>Tipo: Baterias de chumbo ácidas reguladas por válvula VRLA</p> <p>Autonomia: Até 144 horas ou mais, conforme solicitação do cliente.</p> <p>Prazo em que deve ser trocada: Vida útil 2 a 8 anos, dependendo as condições de uso.</p> <p>Tempo necessário para carga máxima: Variável entre 12 e 40 horas.</p> |
| <p> Para os casos de modelos ou componentes de sistema com características elétricas, dimensionais e de fonte de alimentação interna diferentes, apresentar os itens 3.2.30, 3.2.31 e 3.2.32 sob forma de tabela em anexo a este formulário.</p> |
| <p>3.2.33 Outras Características técnicas:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica</p> |
| <p>3.2.34 Versões associadas ao equipamento:</p> <p>Manual: 002</p> <p>Projeto: 002</p> <p>Software: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Data-logger que emite relatórios e gráficos de performance, inclusive retroativo. Software de gerenciamento Biotecno para extração de relatórios de desempenho via pendrive.</p> <p><input type="checkbox"/> O equipamento não possui software embarcado ou associado.</p> |
| <p>3.2.35 Informações sobre assistência técnica:</p> <p>BIOTECNO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Rua Pirapó 613 Bairro Timbaúva Santa Rosa -RS CNPJ 04.470.103/0001-76 Fone/Fax: (55) 3513-0686 e (55) 3511-4733 suporte@biotecno.com.br</p> |
| <p>3.2.36 Composição dos materiais que integram o produto e entram em contato com o paciente/operador:</p> <p>Estrutura do produto (gabinetes internos e externos, painéis superiores e inferiores): aço inoxidável, aço galvanizado com revestimento epóxi, polipropileno, material termoforado (ABS) Portas: em vidro duplo/triplo ou metálica em aço galvanizado com revestimento epóxi. Prateleiras/grades/gavetas/racks em aço inoxidável, aço galvanizado com revestimento epóxi com opcional contraportas em acrílico transparente.</p> |
| <p>3.2.37 Outras informações pertinentes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não se aplica, não há informações adicionais que precisem ser informadas que não constem em outros campos deste formulário.</p> |
| <p> Caso este campo não seja suficiente para apresentar todas as informações sobre o produto, estas devem ser apresentadas sob forma de tabela, arquivo PDF, a qual deve ser anexada, eletronicamente a este formulário.</p> |

3.3. Imagens Gráficas do Produto

As imagens gráficas (fotos ou desenhos) do equipamento, seus acessórios e partes, com seus respectivos códigos de identificação, devem ser encaminhados em anexo. O modo eletrônico deve ter formato **doc** ou **pdf**. As figuras apresentadas devem possuir legendas para identificação.

3.4. Origem do Produto

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brasil |
| <input type="checkbox"/> Externa |
|  - Se houver mais de um fabricante legal, deverá ser apresentada documentação comprobatória. - Em casos que o fabricante legal é também o fabricante real, repetir o item 3.4.1 em 3.4.2. |
| 3.4.1 Fabricante(s) Responsável (eis) ou Fabricante (s) Legal (s): (informar razão social e endereço completo com país) BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RUA PIRAPÓ, 613 BAIRRO TIMBAÚVA SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL CEP 98781054 |
| 3.4.2 Unidade (s) Fabril (is) ou Fabricante(s) Real (ais): (informar razão social e endereço completo com país) BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RUA PIRAPÓ, 613 BAIRRO TIMBAÚVA SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL - BRASIL CEP 98781054 |

3.5. Certificado INMETRO

| |
|--|
| Possui Certificação INMETRO? |
| <input type="checkbox"/> Sim |
| <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 3.5.1 N° do certificado: (incluir a validade de cada certificado) -- |
| 3.5.2 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP): -- |
| 3.5.3 Normas Técnicas utilizadas na certificação: -- |
| 3.5.4 Versão do Manual do Usuário Avaliado na certificação: -- |
| 3.5.5 Versão do projeto do equipamento avaliado na certificação: -- |

| |
|---|
| 3.5.6 Acessórios e Partes ensaiados em conjunto com o equipamento: -- |
|---|

| |
|---|
| Possui Relatório Consolidado? (art. 4º da RDC nº 27/2011) <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |
| 3.5.7 N° do(s) Relatório(s): (incluir data de emissão de cada relatório) -- |
| 3.5.8 Nome do Organismo de Certificação de Produto (OCP): -- |
| 3.5.9 Normas Técnicas utilizadas nos ensaios: -- |
| 3.5.10 Versão do Manual do Usuário avaliado: -- |
| 3.5.11 Versão do projeto do equipamento avaliado: -- |
| 3.5.12 Acessórios e Partes ensaiados em conjunto com o equipamento: -- |

4. Responsabilidade Legal e Técnica

| |
|---|
| Nome do Responsável Legal: NERCI LINCK |
| Cargo: DIRETOR |
| Nome do Responsável Técnico: LIDIA LINCK LAGEMANN |
| Conselho de Classe Profissional: CRMV |
| UF: RS Número de Inscrição: 11828-VP |

5. Declaração do Responsável Legal e Técnico

5. Declaração do Responsável Legal e Técnico


Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Empresa. Declaro ainda que:

- a. O(s) produto(s) será(ão) comercializado(s) com todas as informações previstas na legislação sanitária vigente;
- b. As instruções de uso, rótulo e etiqueta indelével do(s) produto(s) atendem aos requisitos estabelecidos, respectivamente, no Anexo III.B e art. 4º da Resolução Anvisa RDC nº 185/2001;
- c. A empresa, detentora do cadastro ou notificação, mantém em posse o dossiê técnico atualizado, contendo todos os documentos e informações indicados no Anexo II da RDC 40/2015, para fins de fiscalização por parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e
- d. O(s) produto(s) foi(ram) projetado(s) e fabricado(s) atendendo as disposições da Resolução Anvisa RDC nº 56/2001 (Requisitos essenciais de segurança e eficácia) e Resolução Anvisa RDC nº 16/2013 (Requisitos de Boas Práticas de Fabricação e Controle).

A empresa encontra-se ciente que o não atendimento às determinações previstas na legislação sanitária caracteriza infração à legislação sanitária federal, estando a empresa infratora sujeita, no âmbito administrativo, às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Na esfera jurídica, respondem pelos atos de infração praticados pela empresa os seus Responsáveis Legal e Técnico, conforme infrações e sanções previstas no art. 273 do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal - Cap. III: Dos Crimes contra a Saúde Pública).

SANTA ROSA, 16 DE MARÇO DE 2020

Local e data



NERCI LINCK - DIRETOR

Nome do Responsável Legal, Cargo e assinatura



LIDIA LINCK LAGEMANN - CRMV-RS-11828-VP
Nome do Responsável técnico, Cargo e assinatura.

| MODELO | LITRAGEM (L) | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | DIMENSÕES INTERNAS (Alt X Larg X Prof) CM | FAIXA DE TRABALHO | DISPOSIÇÃO |
|--------------|--------------|----------------------------|---|-------------------|------------|
| BT-1100/10 | 5 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 13x20x20 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/20 | 15 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 18x29x29 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/50 | 30 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 39x28x29 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 29x46x54 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 54x42x40 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/100 | 100 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 65x42x40 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/120 | 120 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 77x43x45 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/140 | 140 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 85x42x40 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/240 | 240 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x45x45 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/260 | 260 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x45x45 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/300 | 300 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 107x50x53 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/340 | 340 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 108x52x59 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/350 | 350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 115x55x55 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/360 | 360 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 60x108x55 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/400 | 400 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x54x55 | 2° A 8°C | HORIZONTAL |
| BT-1100/420 | 420 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x55x55 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/500 | 500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x55x55 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/560 | 560 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x60x72 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/600 | 600 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x60x72 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/700 | 700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x60x72 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/800 | 800 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x95x57 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/900 | 900 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x105x57 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/1000 | 1000 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x120x57 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/1200 | 1200 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x125x63 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/1350 | 1350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x145x63 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/1500 | 1500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 137x185x56 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1100/1700 | 1700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 134x182x67 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1200/10 | 5 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x210x63 | 2° A 8°C | VERTICAL |
| BT-1200/20 | 15 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 13x20x20 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/50 | 30 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 18x29x29 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 39x28x29 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 29x46x54 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/100 | 100 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 54x42x40 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/120 | 120 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 65x42x40 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/140 | 140 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 77x43x45 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/240 | 240 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 85x42x40 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/260 | 260 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x45x45 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1100/280 | 280 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x45x45 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/300 | 300 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 107x50x53 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/300 | 300 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 107x55x55 | -10° A -40°C | VERTICAL |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| BT-1200/340 | 340 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 115x55x55 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/350 | 350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 60X108X55 | -10° A -40°C | HORIZONTAL |
| BT-1200/360 | 360 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x54x55 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/400 | 400 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x55x55 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/420 | 420 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x55x55 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/500 | 500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x60x72 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/560 | 560 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x60x72 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/600 | 600 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x60x72 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/700 | 700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x95x57 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/800 | 800 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x105x57 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/900 | 900 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x120x57 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/1000 | 1000 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x125x63 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/1200 | 1200 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x145x63 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/1350 | 1350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 137x185x56 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/1500 | 1500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 134x182x67 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1200/1700 | 1700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x210x63 | -10° A -40°C | VERTICAL |
| BT-1300/10 | 5 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 13x20x20 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/20 | 15 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 18x29x29 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/50 | 30 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 39X28X29 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 29x46x54 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/80 | 50 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 54x42x40 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/100 | 100 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 65x42x40 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/120 | 120 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 77x43x45 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/140 | 140 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 85x42x40 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/240 | 240 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x45x45 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/260 | 260 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x45x45 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/280 | 280 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 107x50x53 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/300 | 300 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 107x55x55 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/335 | 335 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 75x60x75 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/350 | 350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 60X108X55 | -50° A -86°C | HORIZONTAL |
| BT-1300/360 | 360 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 130x54x55 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/400 | 400 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x55x55 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/420 | 420 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x55x55 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/500 | 500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 120x60x72 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/520 | 520 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 116x60x75 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/600 | 600 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 140x60x72 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/700 | 700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x95x57 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/800 | 800 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x105x57 | 50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/900 | 900 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x120x57 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/1000 | 1000 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x125x63 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/1200 | 1200 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x145x63 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/1350 | 1350 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 137x185x56 | -50° A -86°C | VERTICAL |
| BT-1300/1500 | 1500 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 134x182x67 | -50° A -86°C | VERTICAL |



| | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|------------|--------------|----------|
| BT-1300/1700 | 1700 L | 110-127/220-240 V 50/60 HZ | 135x210x63 | -50° A -86°C | VERTICAL |
|--------------|--------|----------------------------|------------|--------------|----------|

OBS.: As dimensões externas são variáveis de acordo com o número de baterias no Sistema de Emergência, a espessura do isolamento térmico, a colocação de rodízios giratórios traváveis e/ou a regulagem das sapatas niveladoras rosçadas. As medidas internas podem variar conforme as necessidades dos projetos sem prejuízo ao volume preconizado por equipamento.

Em vermelho são códigos inseridos.



Código: **1785** Nº Certificado: **31387/20** Data de Calibração: **19/06/2020**
 Cliente: **Biotechno Indústria e Comércio Ltda.**
 Endereço: **Rua Pirapó, n°613 Bairro Timbaúva - Santa Rosa/RS** Data de Emissão: **19/06/2020**
 Descrição: **Termoresistência** Tipo de Sensor: **NTC**
 Descrição do Sensor de temperatura para linha de câmaras de conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados.
 Fabricante: **Full Gauge** Modelo: **S870** Nº de Série Sensor: **---**
 Diâmetro da haste(mm): **6** Comprimento da haste (mm): **15** Profundidade de Imersão(mm): **TOTAL**
 Câmara Fabricante: **Biotechno** Modelos: **BT-1100** Nº de Série:
 Litragens: **1010/020/050/080/100/120/140/240/260/280/300/340/350/360/400/420/500/560/600/700/800/900/1.000/1.200/1.350/1.500/1.700**
 Procedimento: **QPC068F - Calibração de Termopares**
 Referência: **Método de comparação com termopar de referência ou termoresistência de referência**
 Temperatura: **(23 ±5)°C** Umidade: **<80%UR** Calibração realizada no Laboratório Qualisul

Definições
IE: É a incerteza expandida de medição declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, a qual para uma distribuição t com ν_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

VM(Kohm): Valor Médio das Medidas em (Kohm)
VM: Valor médio das Medidas (Leituras do Instrumento em teste)
VR: Valor de Referência (Leituras no Padrão, corrigidas os erros sistemáticos)
Erro: VM - VR

OBS: Calibrado nos pontos solicitados pelo cliente.

Método: Comparação Direta

Resultados

Termoresistência

Faixa de 0 a 10 °C - Resolução de 0,1 °C

| VR | VM kohm | VM °C | Erro | Incerteza de Medição | | |
|-----|------------|----------|------|----------------------|------|-------------|
| | | | | IE | k | ν_{eff} |
| 2,0 | 29,387 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 2,00 | >100 |
| 4,0 | 26,567 | 4,1 | 0,1 | 0,3 | 2,05 | 55 |
| 8,0 | 21,869 | 8,0 | 0,0 | 0,3 | 2,05 | 55 |



Rastreabilidade

QP-021 - Calibrador Universal - com validade até NOV/2020 Certificado RBC nº E0692/2018 - LABELO
 QP-343 - Termoresistência - com validade até JUL/2020 Certificado RBC nº T0912/19 - LABELO
 QP-325 - Multímetro - com validade até JUL/2020 Certificado RBC nº E0820/2017 - LABELO

Hemerson Recco Cesca
 Signatário Autorizado

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V, §º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://azevedobastos.net.br/documento/78331407206228177875

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/07/2020 15:24:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78331407206228177875-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b22c5c702d338f5151f22bf86833c510c7b189c1db5583588b438691a9327a22c610be2de9b79d2ed15f8e774ddf
f8bc54747f5ca63b8e8bd670b26e4b1573961



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória Nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde - GGTPS

NOTA TÉCNICA Nº 01/2014 - GGTPS/ANVISA

Objeto: Requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de registro de produtos para a saúde, a partir da publicação da RDC ANVISA nº 15, de 28.03.2014 (DOU 31.03.2014).

A Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde esclarece ao setor produtivo os procedimentos adotados para avaliação das petições de registro; revalidação de registro; e alteração/inclusão de fabricantes, dos materiais de uso em saúde, equipamentos médicos e produtos diagnósticos de uso *in vitro*, relacionados à Certificação de Boas Práticas de Fabricação (CBPF):

1. Processos protocolizados **após** a vigência da RDC nº 15/2014 (a partir de 31/03/2014), deverão atender aos seguintes requisitos relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação:

1.1. Petições de **registro** e **alteração/inclusão de fabricante** de Produtos para a Saúde:

1.1.1. Petições enquadradas nas classes de risco III e IV deverão possuir Certificado de BPF para serem deferidas;

1.1.2. O protocolo do pedido de certificação de BPF será aceito para efeito de início de análise de petições de registro e de alteração/inclusão de fabricante.

1.1.3. O protocolo não substitui o Certificado de BPF. Caso no momento da análise da petição, o Certificado de BPF não tenha sido emitido, a petição será analisada tecnicamente quanto aos demais requisitos regulatórios. Contudo sua publicação de deferimento ficará condicionado a publicação do CBPF pela Anvisa.


1.2. Petições de **revalidação** de registro de Produtos para a Saúde:

- 1.2.1. As análises das petições de revalidações de registro de produtos para saúde serão concedidas com o protocolo de solicitação de CBPF, desde que os demais requisitos regulatórios tenham sido atendidos. Contudo, o indeferimento da solicitação de CBPF levará a ação de cancelamento da revalidação concedida.
- 1.3. Não serão exigidos CBPF para petições de produtos das classes de risco I e II, considerando que a Anvisa não emitirá Certificado de BPF para estas classes de risco. Ressaltamos que este fato não exime as empresas fabricantes de produtos para a saúde, enquadrados nestas classes de risco, de cumprirem com os requisitos de Boas Práticas de Fabricação.
- 1.4. Não será necessário que as empresas solicitantes encaminhem petição de aditamento contendo cópia de CBPF para cada processo.
- 1.5. Não serão realizadas exigências para fins de solicitações de CBPF.
- 1.6. As petições que sofrerem exigências e que não forem cumpridas ou cumpridas fora do prazo serão indeferidas nos termos da legislação vigente.
- 1.7. O indeferimento sumário ocorrerá nas seguintes situações:
- a) não apresentação de informações obrigatórias às petições no momento do protocolo da solicitação, que não seja o CBPF;
 - b) não apresentação do protocolo do CBPF ou do próprio CBPF.
2. Processos protocolizados **antes** da vigência da RDC nº 15/2014 (antes de 31/03/2014), serão avaliados em relação à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação da seguinte maneira:
- 2.1. Petições de **alteração/inclusão de fabricante** serão analisadas seguindo os critérios até então adotados (Orientação de Serviço GGTPS/ANVISA nº2, de 2011), disponível no portal da Anvisa, pelo caminho: *produtos para saúde > informes*.
- 2.2. As demais petições serão avaliadas conforme os requisitos definidos RDC nº 15/2014, tendo em vista que não haverá prejuízos ao solicitante.
3. A seguir, apresentamos os fluxogramas para registro, revalidação e alteração/inclusão de fabricante de produtos para a saúde.


Brasília, 04 de abril de 2014.

Fluxogramas para exigência do CBPF (RDC 15/2014)

1. Petições de registro e alteração/inclusão de fabricante de produtos para a saúde:



2. Petições de revalidação de registro de produtos para a saúde:





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação



C.N.P.J: 88.546.890/0001.82
 AV EXPEDICIONARIO WEBER - CRUZEIRO - CEP: 98.900.000 - SANTA ROSA/RS
 Fone/Fax: (55) 3511-5100 (55) 3511-7821

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
48003

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

| | | |
|---|--|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL H M LINCK | | |
| NOME FANTASIA / SOBRENOME | | |
| LOGRADOURO RUA Rodovia RS 344 | NÚMERO 1770 | COMPLEMENTO |
| CEP 98.900-000 | BAIRRO PLANALTO | MUNICÍPIO Santa Rosa |
| | | ESTADO RS |
| CPF / CNPJ 00.690.664/0001-87 | RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 110/0125245 | DATA INÍCIO DE ATIVIDADE 15/01/2018 |

Atividade Principal
4664.8/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Atividade Secundária
 3312.1/03.00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
 3321.0/00.00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
 7730.0/02.00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR



Observações:

ADMINISTRADOR(A) TITULAR
HELENA MARIA LINCK

O portador da presente licença tem permissão para explorar as atividades econômicas acima descritas enquanto satisfizer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

SANTA ROSA, 27/02/2019

- OBSERVAÇÕES / INFORMES
- 1) Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
 - 2) Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. O Contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias (Art. 41 da LC 34/06), sob pena de multa (Art. 162 da LC 34/06).

Emitido por: TELIO MAFASIOLLI SCALCO

Cód. Verificador: WIS031201-6114-CJPKJ-286955503

Diaceu Weisheit
 Chefe da Seção de Cadastro
 Multifuncional



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93842501211767668024-1
 Data: 25/01/2021 08:58:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA37773-9Z3T;



CAD. MULTIFUN.

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H M LINCK assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/01/2021 15:21:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H M LINCK ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 93842501211767668024-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6280a8591c238b542749d4bc379cfb77d4fb1e4029ddce7928e72de3a23ef89def7cbd6634afa8ee2cdb237ddb1f1bee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE



ALVARÁ SANITÁRIO N° 22/2021

Razão Social: **H. M. LINCK ME**
CPF / CNPJ: 00.660.664/0001-87 Insc. Est.: 0000001100061387
Endereço: Rod RS 344, 1770 - Industrial - - SANTA ROSA / RS

Alvará Válido Até: 13/01/2022

Ramo de Atividades: **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE**

Sócio | Proprietário: Helena Maria Linck
Responsável Técnico: FRANCO LUIZ LAGEMANN

Observações: Não Possui Estoque No Local, o Endereço Funciona Como Ponto de Referência.
Não Possui Estoque No Local, o Endereço Funciona Como Ponto de Referência.

SANTA ROSA 13/01/2021

*Este alvará pode ser cassado quando constatado irregularidades.
** O alvará sanitário somente tem validade mediante apresentação do alvará de localização.
*** Este documento deverá ser fixado em local visível ao público.*

Luciana Huppés
Autoridade Sanitária

Luciana Huppés
Farmacêutica
CRF/RN 9.637
Vigilância em Saúde-FUMSSAR



Código e assinatura em
autenticação em vigilância

Impressão em: 13 de Janeiro de 2021, por Luciana Huppés

Digitalizado com CamScanner

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/93842501217705772141>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 93842501217705772141-1
Data: 25/01/2021 08:58:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA37772-NKYX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tutor



TJ/PB

25/01/2021

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H M LINCK assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/01/2021 15:16:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H M LINCK ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 93842501217705772141-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6280a8591c238b542749d4bc379cfbfa3531629c59315273895504061aed5b7b4ae97447cd762500ee16eae6141d646bee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef





MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

C.N.P.J: 88.546.890/0001.82
 AV EXPEDICIONARIO WEBER - CRUZEIRO - CEP: 98.900.000 - SANTA ROSA/RS
 Fone/Fax: (55) 3511-5100 (55) 3511-7621

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CAJ 84.879-9
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º a 10º, 11º, 12º, 13º, 14º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º do Decreto 11.721/1950 e em suas alterações posteriores, a presente autenticação digitalizada, no presente ato, é válida e produzirá o mesmo efeito legal que o original em papel.
Cód. Autenticação: 93840204201107210294-1; Data: 02/04/2020 11:07:36
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY05563-TCNP
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Confira os dados do ato em: <https://velodigital.tjpb.jus.br>



INSCRIÇÃO MUNICIPAL
48003

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL
H M LINCK

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO
 RUA Rodovia RS 344

NÚMERO
 1770

COMPLEMENTO

CEP
 98.900-000

BAIRRO
 PLANALTO

MUNICÍPIO
 Santa Rosa

ESTADO
 RS

CPF / CNPJ
 00.660.664/0001-87

RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL
 110/0125245

DATA INÍCIO DE ATIVIDADE
 15/01/2018

Aktividade Principal
4664.8/00.00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Aktividade Secundária
 3312.1/03.00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
 3321.0/00.00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
 7739.0/02.00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

PREFEITURA MUNICIPAL
 Secretaria de Gestão e Fazenda
DAIXA C
 27 FEB. 2019
 SANTA ROSA - RS

Observações:

ADMINISTRADOR(A) TITULAR
 HELENA MARIA LINCK

ADMINISTRADOR(A) TITULAR

O portador da presente licença tem permissão para explorar as atividades econômicas acima discriminadas enquanto satisfizer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

SANTA ROSA, 27/02/2019

OBSERVAÇÕES / INFORMES

- 1) Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 2) Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. O Contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias (Art. 41 da LC 34/06), sob pena de multa (Art. 162 da LC 34/06).

Emitido por: TELJO MAFASIOLI / SCALCO

Cód. Verificador: WIS031201-6114-CJPKI-288955503

Diaceu Weisheit
 Chefe da Seção de Cadastro
 Multifuncional

| | | |
|---|---|---|
|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.660.664/0001-87 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 08/06/1995 |
| NOME EMPRESARIAL H M LINCK | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO ROD RS-344 | NÚMERO 1770 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 98.794-620 | BARRIO/DISTRITO INDUSTRIAL | MUNICÍPIO SANTA ROSA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDASHMLINCK@GMAIL.COM | | TELEFONE (55) 3513-0686/ (55) 3511-3175 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2005 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/11/2021** às **13:24:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.660.664/0001-87 DUNS®: 93*****61
Razão Social: H M LINCK
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 14/02/2022 ✓

FGTS Validade: 10/09/2021 ✓

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/02/2022 ✓

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/09/2021

Receita Municipal Validade: 20/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/08/2021 07:38

CPF: 460.382.050-04 Nome: HELENA MARIA LINCK

Ass: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.660.664/0001-87

Razão Social: H M LINCK ME

Endereço: RUA ERECHIM 85 SALA 02 / TIMBAUVA / SANTA ROSA / RS / 98900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021111501032528287935

Informação obtida em 22/11/2021 11:22:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H M LINCK
CNPJ: 00.660.664/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:54:00 do dia 01/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2021. /

Código de controle da certidão: **C978.B675.A99D.90F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
C.N.P.J: 88.546.890/0001.82

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 17505/2021

CONTRIBUINTE

| | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Nome/Razão: | H M LINCK | 131334 |
| Econômico: | 48003 | |
| CNPJ/CPF: | 00.660.664/0001-87 | |
| Endereço: | RUA Rodovia RS 344, 1770 | |
| Complemento: | | |
| Bairro: | DISTRITO INDUSTRIAL | Cidade: Santa Rosa - RS |

Certifica-se, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data, ressalvado o disposto no § 3º do Artigo 126 da Lei Complementar nº 34 de 28/12/2006 - Código Tributário Municipal: "Artigo 126 § 3º - A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente apurado".

A presente Certidão é válida por 90 dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

FINALIDADE

PARA FINS DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E COMPROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, RELATIVO A DÉBITOS DE CADASTROS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS.

SANTA ROSA, 20 de setembro de 2021

Consulte a autenticidade deste documento no seguinte endereço eletrônico: santarosa.atende.net

Código de Autenticidade: WGT211201-000-LDWKUAKIWIJOOZZ-8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H M LINCK
CNPJ: 00.660.664/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 12:54:00 do dia 01/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2021.

Código de controle da certidão: **C978.B675.A99D.90F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0017986251

Identificação do titular da certidão:

Nome: H M LINCK
Endereço: ROD RS 344 - DO KM 44,850 AO KM 45,999, 1770
SANTA ROSA - RS
CNPJ: 00.660.664/0001-87

Certificamos que, aos 29 dias do mês de OUTUBRO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 27/12/2021. ✓

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0027926705

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H M LINCK (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.660.664/0001-87

Certidão n°: 20414903/2021

Expedição: 01/07/2021, às 12:47:45

Validade: 27/12/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H M LINCK (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.660.664/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 21015384

Emitido em: 25/10/2021

Válida até: 24/11/2021

INTERESSADO: HM LINCK
CNPJ/CPF: 00.660.664/0001-87

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

Certidão Negativa de Débito

Confirmar autenticidade de certidão negativa de débito

Confirmar Autenticidade de Certidão Negativa de Débito

N° da Certidão

CPF/CNPJ

Nome: HM LINCK
CPF/CNPJ: 00.660.664/0001-87
Certidão: NEGATIVA N°: 21015384
Emitido: 25/10/2021
Validade: 24/11/2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HM LINCK, CNPJ 00660664000187, Endereço - ROD RS 344, 1770.

1 de Novembro de 2021, às 06:21:32

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **cac1c7a9ef4a7bcab10cafa7b02bc5d8**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação cível em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HM LINCK, CNPJ 00660664000187, Endereço - ROD RS 344, 1770.

1 de Novembro de 2021, às 06:24:55

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **d4ad68c4b43ae9b70cafe786c14c1b97**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HM LINCK, CNPJ 00660664000187, Endereço - ROD RS 344, 1770.

1 de Novembro de 2021, às 06:21:32

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **cac1c7a9ef4a7bcab10cafa7b02bc5d8**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação cível em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HM LINCK, CNPJ 00660664000187, Endereço - ROD RS 344, 1770.

1 de Novembro de 2021, às 06:24:55

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **d4ad68c4b43ae9b70cafe786c14c1b97**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H M LINCK**

CPF/CNPJ: **00.660.664/0001-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:15:31 do dia 08/11/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IELW081121131531

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/11/2021 09:00:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **H M LINCK**
CNPJ: **00.660.664/0001-87**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **H M LINCK**

CPF/CNPJ: **00.660.664/0001-87**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:11:17 do dia 08/11/2021 , com validade até o dia 08/12/2021.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: gzWShJOzzMuT592i5a5k

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[FDA Home](#)³ [Medical Devices](#)⁴ [Databases](#)⁵

Establishment Registration & Device Listing

[New Search](#)

[Back To Search Results](#)

Establishment:

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua PIRAPO 613, TIMBAUVA
SANTA ROSA Rio Grande Do Sul BR 98781-054
Registration Number: 3017882410
FEI Number*: 3017882410
Status: Active
Date Of Registration Status: 2021

Owner/Operator:

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA⁶
Rua PIRAPO 613, TIMBAUVA
SANTA ROSA, Rio Grande Do Sul BR 98781-054
Owner/Operator Number: 10079980⁷

Official Correspondent:

Homero S Antunes
RA Passarini
Rua Alice Alem Saadi, Number 855 - Room
Ribeirão Preto, Sao Paulo BR 14096-570
Phone: 55-47-996560248

US Agent:

Passarini Regulatory Affairs Of America LLC
201 S. Biscayne Blvd, Suite 1200
Miami, FL US 33131
Phone: 866 2641043 Ext
Email: Usagent@Rpassarini.Com.Br

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Links on this page:

- [1. http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdadomain](http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdadomain)
- [2. http://www.addthis.com/bookmark.php](http://www.addthis.com/bookmark.php)
- [3. https://www.fda.gov/](https://www.fda.gov/)
- [4. https://www.fda.gov/Medical-Devices](https://www.fda.gov/Medical-Devices)
- [5. https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases](https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases)
- [6. /scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp](/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp)
- [7. /scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp](/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp)

Page Last Updated: 03/08/2021

Note: If you need help accessing information in different file formats, see [Instructions for Downloading Viewers and Players](#).

Language Assistance Available: [Español](#) | [繁體中文](#) | [Tiếng Việt](#) | [한국어](#) | [Tagalog](#) | [Русский](#) | [العربية](#) | [Kreyòl Ayisyen](#) | [Français](#) | [Polski](#) | [Português](#) | [Italiano](#) | [Deutsch](#) | [日本語](#) | [العبرית](#) | [English](#)

[Accessibility Contact](#) [FDA Careers](#) [FDA Basics](#) [FOIA](#) [No FEAR Act](#) [Nondiscrimination](#) [Website Policies / Privacy](#)

FDA

U.S. Food and Drug Administration
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
Ph. 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)
Contact FDA



For Government For Press

Combination Products Advisory Committees Science & Research Regulatory Information Safety Emergency Preparedness International Programs News & Events Training and Continuing Education Inspections/Compliance State & Local Officials Consumers Industry Health Professionals FDA Archive

U.S. Department of Health & Human Services

Links on this page:

- [1. http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdadomain](http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdadomain)
- [2. http://www.addthis.com/bookmark.php](http://www.addthis.com/bookmark.php)
- [3. https://www.fda.gov/](https://www.fda.gov/)
- [4. https://www.fda.gov/Medical-Devices](https://www.fda.gov/Medical-Devices)
- [5. https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases](https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases)
- [6. /scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp](/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp)
- [7. /scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp](/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?start_search=1&establishmentName=@Num=&StateName=&CountryName=&RegistrationNumber=&OwnerOperatorNumber=10079980&OwnerOp)

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?rid=286173>

1/1

Infira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/78331103216187103933>

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------|--|
| | CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 78331103216187103933-1 Data: 11/03/2021 14:02:40 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALG25417-75QU; | | Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br | | TJPB | |
| | | | | | | |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/03/2021 14:30:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 78331103216187103933-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc5a2c2c319736fa8762895490eac03a6bd40ac95de9180a24b5bc536a1a7d7d1d7f275e3ba1b5e52d8374d63cc1a4414747f5ca63b8e8bd670b26e4b1573961



Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 18/08/2021

| Identificação | |
|---------------|--|
|---------------|--|

| | |
|----------------------|--------------------|
| CAD ICMS | 110/0125245 |
| CNPJ | 00.660.664/0001-87 |
| Razão Social | H M LINCK |
| Nome Fantasia | |

| Endereço | |
|----------|--|
|----------|--|

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|----|
| Logradouro | ROD RS 344 - DO KM 44,850 AO KM 45,999 | | |
| Número | 1770 | Complemento | |
| Bairro/Distrito | | | |
| Município | SANTA ROSA | U.F. | RS |
| CEP | 98794-620 | Telefone | |

| Informações Complementares | | | |
|----------------------------|--|--|--|
|----------------------------|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Enquadramento Empresa | SIMPLES NACIONAL | Delegacia da Receita Estadual | 9ª DRE - SANTO ANGELO |
| Natureza Jurídica | 2135 - EMPRESARIO | | |
| CNAE Fiscal Principal | 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS | | |
| CNAE Fiscal | 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOSE ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO | | |
| CNAE Fiscal | 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | |
| Data Abertura | 17/11/2017 | Motivo Inclusão | INCLUSÃO |
| Data Baixa | | Motivo Baixa | |
| Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ | HABILITADO | | |

| CAE |
|-----|
|-----|

784798999 - Outs.maqs.apar.mecanicos c/funcao propria
 946000000 - CONSERTOS EM GERAL
 952000000 - INST.MONTAGEM APAR.MAQ.E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/11/2021

| |
|---------------|
| Identificação |
|---------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| CAD ICMS | 110/0125245 |
| CNPJ | 00.660.664/0001-87 |
| Razão Social | H M LINCK |
| Nome Fantasia | |

| |
|----------|
| Endereço |
|----------|

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|----|
| Logradouro | ROD RS 344 - DO KM 44,850 AO KM 45,999 | | |
| Número | 1770 | Complemento | |
| Bairro/Distrito | | | |
| Município | SANTA ROSA | U.F. | RS |
| CEP | 98794-620 | Telefone | |

| |
|----------------------------|
| Informações Complementares |
|----------------------------|

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Enquadramento Empresa | SIMPLES NACIONAL | Delegacia da Receita Estadual | 9ª DRE - SANTO ANGELO |
| Natureza Jurídica | 2135 - EMPRESARIO | | |
| CNAE Fiscal Principal | 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS | | |
| CNAE Fiscal | 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOSE ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO | | |
| CNAE Fiscal | 3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | |
| Data Abertura | 17/11/2017 | Motivo Inclusão | INCLUSAO |
| Data Baixa | | Motivo Baixa | |
| Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ | HABILITADO | | |

| |
|-----|
| CAE |
|-----|

784798999 - Outs.maqs.apar.mecanicos c/funcao propria
 946000000 - CONSERTOS EM GERAL
 952000000 - INST.MONTAGEM APAR.MAQ.E EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do

Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/11/2021 às 10:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.660.664/0001-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6189.2257.E06D.8175 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



INSTITUTO COUTO MAIA
COUTO MAIA S.A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa HM LINCK - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.660.664/0001-87, inscrição estadual nº 110/0125245 estabelecida na Rodovia RS 344, nº 1770, Bairro Industrial, na cidade de Santa Rosa/RS, forneceu a COUTO MAIA CONSTRUCAO E SERVICOS NAO CLINICOS S/A CNPJ nº 17.810.743/0001-20, equipamentos de refrigeração científica, para armazenamento de Imunobiológicos, Vacinas, Termolábeis, Amostras Biológicas, Sangue, Plasma e seus derivados. Abaixo especificados.

- 20 unidades - LINHA BT-1100 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO modelos BT-1100/280, BT-1100/360, BT-1100/420, BT-1100/560 e BT-1100/1000, nota fiscal nº 000.000.253.
- Dentre outros modelos fornecidos pela empresa estão a da linha BT-1200 – FREEZERS PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE E DERIVADOS, PLASMA E AMOSTRAS BIOLÓGICAS Modelos BT-1200/300 e BT-1200/560 faixa de trabalho de -10°C a -35°C. E linha BT-1300 – ULTRA FREEZER PARA ARMAZENAMENTO DE SANGUE E MATERIAIS DE LABORATÓRIO, Modelos BT-1300/335 e BT-1300/520 com faixa de trabalho até - 86°C.

Registramos, ainda, que os equipamentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


Ailton de Sousa Gonçalves
Eng. Eletricista
CREA - 40735-T1
Couto Maia S/A

Salvador/BA, 27 de Setembro de 2018.

Eng. Clínica/Hospitalar
CPF nº 782.001.805-49

Couto Maia S.A
Rua. Coronel Azevedo, S/N - Cajazeiras II –Águas Claras CEP 41310-295
Cidade: Salvador-BA
Tel. 71-3103-7150 71-99684-8781



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 93842109203193224470-1
Data: 21/09/2020 09:12:59
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM09027-CQQN;



CARTÓRIO
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Valter Azevedo Bastos
TJ/PB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA PARAÍBA
 CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 FUNDADO EM 1888
 PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
 JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 09:14:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **H M LINCK** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 93842109203193224470-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a06996cd055fc6760a7634f93eff42fab45b60d1b6c1fddd21b1f4df9a6b18600e95bee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.





FUMSSAR


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - SANTA ROSA/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa HM LINCK, inscrita no CNPJ sob o nº 00.660.664/0001-87, estabelecida na Rodovia RS 344, nº 1770, B. Industrial, Santa Rosa- RS, forneceu a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA-RS, inscrita no CNPJ nº 01.273.946/0001-94, situada a Rua Dr. Francisco Timm, nº 480 – Santa Rosa-RS, o serviço de manutenção preventiva, calibração e revisão em 4 unidades de equipamentos da marca Indrel, modelo RVV 11D e 25 equipamentos da marca BIOTECNO modelos BT 1100/120, BT 1100/260, BT 1100/340, BT 1100/560. Sendo o responsável técnico o SR. Franco Luiz Lagemann, sob-registro CRMV RS 09891-VP, CPF: 002.449.970-63,

Registramos, ainda, que os equipamentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Rosa - RS, 05 de Agosto de 2021.


DÉLCIO STEFAN
CPF nº 501.770.790-53
PRESIDENTE DA FUMSSAR

Délcio Stefan
Presidente
FUMSSAR

Rua: Deutor Francisco Timm, Nº 480 - Santa Rosa / RS
55 3513 5100 | www.fumssar.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/93841808218148032087>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93841808218148032087-1
Data: 18/08/2021 17:37:40
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX05138-NRJR;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Tutor

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 18 de agosto de 2021 17:38:53 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas - Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H M LINCK tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H M LINCK a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H M LINCK assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/08/2021 07:19:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H M LINCK ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 93841808218148032087-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39fee88dda9988c2065ebd3e337da966e2d421da97196f4b94f1f550c9951d5e42e522768d7af1ce6b0cde2d8ea94a80bee8b2cc16ae69b1d21dfd4fa9dbf9ef

